

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
------------------	--

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquest Servei arriba a la següent conclusió.

Lot	Descripció	Empreses presentades							
		Nirco SL	Becton Dickinson SA	Palex Medical SA	Science and Solutions SL	Alifax Spain SL	Biomerieux España SAU	Sarstedt SAU	DDBiolab SL
LA08	TUBO POLIESTIRENO / TAPÓN PLÁSTICO	✓						✓	✓
LA12	PUNTA PIPETA CON FILTRO	✓			✓			✓	
LA13	TUBO CON TAPÓN ROSCA							✓	
LA36	TUBO MEDIO TRANSP. AMIES LÍQ.	✓	✓				✓		
LA39	TUBO MEDIO TRANSP. VIRUS LÍQ.	✓		✓		✓	✓		

Dr. Eugenio Berlanga

Direcció de Servei de Laboratori / Cap d'Estudis

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
Lot	LA08 - TUBO POLIESTIRENO / TAPÓN PLÁSTICO

	Empreses Presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Nirco SL	Sarstedt SAU	DDBiolab SL	
Criteris de valoració	Puntuació			
Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del tubs i del tap d'acord amb els requeriments d'ús del producte (0 - 10).	-	10,00	-	
Ergonomia en l'ús i adaptació del producte per part dels professionals: es valorarà la facilitat de manipulació dels tubs i del tap en el seu ús (0 - 10)	-	10,00	-	
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:				
Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència. (0 - 2)	-	2,00	-	
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (0 - 3)	-	3,00	-	
Adequació del producte als procediments sanitaris: es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos (0 - 5)	-	5,00	-	
Valoració Global (màxim 30 punts)	-	30,00	-	

DDBiolab SL queda descartada per la impossibilitat de presentar les mostres en el període establert en el Quadre de Característiques.

Nirco SL queda descartada perquè la ref. que presenten pel codi 4311 no compleix una de les característiques tècniques obligatòries: que el diàmetre sigui de 12 mm; però la que presenten és de 12,9 mm i, per aquest motiu, no encaixa en els racks del equips existents al departament, i s'ha de descartar.

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
Lot	LA12 - PUNTA PIPETA CON FILTRO

		Empreses Presentades			
		Nirco SL	Science and Solutions SL	Sarstedt SAU	
Criteris de valoració		Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
Composició del material i el seu comportament					
Certificat conforme els filtres absorbeixen més del 95% dels aerosols minimitzant el risc de contaminació (0 - 5)	— <90% (0 punts) — 90-94% (1 punt) — 95-99% (3 punts) — >99% (5 punts)	3,00	-	-	Nirco SL: 99 % d'efectivitat en repel·lir aerosols
Filtres de les pipetes hidrofòbics per tal que no absorbeixin la mostra (0 - 10)		10,00	-	-	
Presentacions de la mateixa casa comercial amb àmplia varietat de volums pipetejables (màxim 5 punts):	— menys de 3 presentacions (1 punt) — 3-5 presentacions (2 punts) — 6-8 presentacions (3 punts) — 9-10 presentacions (4 punts) — més de 10 presentacions (5 punts)	5,00	-	-	
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:					
Fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència (0 - 2)		2,00	-	-	
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força. (0 - 3)		3,00	-	-	
Presentació en format rack de puntes de pipeta per reomplir, per minimitzar els residus plàstics i així ser respectuosos amb el medi ambient (0 - 10)		0,00	-	-	
Adequació del producte als procediments sanitaris: es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos (0 - 10)		3,00	-	-	Nirco SL: la ref. que presenten pel codi 4394 costa d'expulsar de la pipeta i això pot causar accident laboral, perquè el professional es punxi.
Valoració Global (màxim 45 punts)		26,00	-	-	

Science and Solutions SL queda descartada perquè no ha presentat les mostres en el període establert en el Quadre de Característiques.

La referència que l'empresa Sarstedt SAU va presentar pel codi 4651, els ha quedat descatalogada recentment; per aquest motiu, l'oferta d'aquesta empresa queda descartada.

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
Lot	LA13 - TUBO CON TAPÓN ROSCA

		Empreses presentades	
		Sarstedt SAU	
Criteris de valoració		Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Composició del material i el seu comportament:			
Escala de graduació, clara i nítida fins a 2 mL	Escala en intervals de 0,1 mL (10 punts)	10,00	
	Escala en intervals de 0,5 mL (5 punts)	5,00	
Tancament hermètic amb goma dins el tap per tal que no vessi (fins a 5 punts)		5,00	
Bona estabilitat, presència d'una falda permetent que s'aguanti bé dret (fins a 5 punts)		5,00	
Banda estriada en el tap de rosca que facilita el seu maneig. (fins a 5 punts)		5,00	
Tap pla que permeti anotacions. (fins a 5 punts)		5,00	
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:			
Fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència (0 - 2)		2,00	
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força. (0 - 3)		3,00	
Adequació del producte als procediments sanitaris: es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos (0 - 5)		5,00	
Valoració Global (màxim 45 punts)		45,00	

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
Lot	LA36 - TUBO MEDIO TRANSP. AMIES LÍQ.

		Empreses Presentades			
		Nirco SL	Becton Dickinson SA	Biomerieux España SAU	
Criteris de valoració		Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
Composició del material i el seu comportament					
Viabilitat de l'inòcul bacterià fins les 48 hores (màxim 5 punts)	— <24 hores (1 punt) — 24-36 hores (2 punts) — 36-48 hores (5 punts)	5,00	5,00	5,00	
Tub de recollida compatible amb sistemes de sembra automatitzats (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	
Compatible amb la realització d'extensions en portaobjectes per tincions (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	
Presentació de dos escovillons, un per nasofaringi i l'altre per faringi (0 - 10)		5,00	5,00	5,00	Nirco SL, Becton Dickinson SA i Biomerieux España SAU: totes les referències porten només un escovilló.
Flexibilitat màxima de l'escovilló per nasofaringi (0 - 5)		3,00	5,00	5,00	La referència de Nirco SL té un escovilló poc flexible i més gruixut respecte les altres dues referències.
Escovilló amb un punt de fàcil ruptura (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:					
Fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència (0 - 2)		2,00	2,00	2,00	
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força. (0 - 3)		3,00	3,00	3,00	
Adequació del producte als procediments sanitaris: es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	
Valoració Global (màxim 45 punts)		38,00	40,00	40,00	

Expedient número	21SM0027 - MATERIAL DE LABORATORI
Lot	LA39 - TUBO MEDIO TRANSP. VIRUS LÍQ.

		Empreses Presentades				Motius, si la puntuació no és la màxima.
		Nirco SL	Palex Medical SA	Alifax Spain SL	Biomerieux España SAU	
Criteris de valoració		Puntuació				
Composició del material i el seu comportament						
Viabilitat de l'inòcul bacterià fins a les 96 hores (0 - 5)	- o <24 hores – 1 punt - o 24-48 hores – 2 punts - o 48-72 hores – 3 punts - o 72-96 hores – 5 punts	5,00	2,00	3,00	2,00	
Presentació de dos escovillons, un per nasofaringi i l'altre per faringi (0 - 10)		10,00	5,00	10,00	5,00	Les referències de Palex Medical SA i Biomerieux España SAU només contenen un escovilló
Escovilló amb un punt de fàcil ruptura (0 - 5)		5,00	5,00	3,00	5,00	La referència d' Alifax Spain SL només té punt de ruptura l'escovilló de nasofaringe però no el faringi
Flexibilitat màxima de l'escovilló per nasofaringi (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	5,00	
Tub de recollida compatible amb sistemes de sembra automatitzats (0 - 5)		5,00	0,00	0,00	0,00	Els tubs de les referències de Palex Medical SA , Alifax Spain i Biomerieux España SAU són de diàmetre massa ample per poder col·locar-los en sistemes automatitzats i precisen de fer alíquotes en un segon tub.
Compatible amb sistemes de diagnòstic molecular (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	5,00	
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:						
Fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència (0 - 2)		2,00	2,00	2,00	2,00	
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força. (0 - 3)		3,00	3,00	3,00	3,00	
Adequació del producte als procediments sanitaris: es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos (0 - 5)		5,00	5,00	5,00	5,00	
Valoració Global (màxim 45 punts)		45,00	32,00	36,00	32,00	