

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT D'APÒSITS I MATERIAL DE CURES AMB DESTINACIÓ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB).

Barcelona, 18 d'octubre de 2023

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat d'apòsits, que són un producte sanitari emprats per cobrir i protegir una ferida, i altres materials de cures. La funció dels apòsits consisteix a proporcionar alleugeriment del dolor, actuar de barrera davant de la infecció, absorbir l'exsudat que aquesta produeix, permetre una circulació sanguínia adequada i optimitzar el procés de cicatrització. Els materials de cures el componen productes per a la neteja, humidificació i esbandida de ferides contaminades, cròniques i agudes, i cremades de primer i segon grau, durant tota la vigència del contracte i compost dels lots que seguidament es detallen:

- Lot 1** Làmina de contacte amb silicona adherent
- Lot 2** Làmina de contacte sense silicona adherent
- Lot 3** Apòsits hidrocol·loides fins adhesius
- Lot 4** Apòsits d'hidrofibras gelificants
- Lot 5** Apòsits de cel·lulosa oxidada
- Lot 6** Apòsit de film de poliuretà
- Lot 7** Apòsits d'escuma de poliuretà per a taló
- Lot 8** Apòsits d'escuma de poliuretà amb silicona sense vores
- Lot 9** Apòsits d'escuma de poliuretà amb silicona amb vores adhesives
- Lot 10** Apòsits d'escuma de poliuretà amb vores adhesives per a sacre
- Lot 11** Apòsits de poliacrilat amb plata
- Lot 12** Apòsits d'hidrofibra amb plata
- Lot 13** Productes per a neteja de ferides
- Lot 14** Apòsit postquirúrgic hidrocol·loidal adhesiu
- Lot 15** Apòsit postquirúrgic adhesiu amb compresa central de viscosa
- Lot 16** Hidrogels
- Lot 17** Pel·lícules barrera a esprai
- Lot 18** Pel·lícules barrera en crema

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I OBLIGACIONS ESSENCIALS:

- **Annex 1 del PPT:** Es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals, de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Les ofertes que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran valorades.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES VALORABLES:

Les propostes que aconsegueixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades seguint els següents criteris avaluable segons judicis de valor subjectius indicats a l'Annex 4 del PCAP:

Lot 1 Làmina de contacte amb silicona adherent

- **FMB235 LÀMINA DE CONTACTE AMB SILICONA ADHERENT. Mides: 10x10cm (+/- 3 cm)**
- **FMB236 LÀMINA DE CONTACTE AMB SILICONA ADHERENT. Mides: 10x15cm (+/- 3 cm)**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Transpirabilitat: Es valorarà el grau de transpirabilitat .

Freqüència de canvis: Es valorarà que l'alliberament del producte sigui perllongat en el temps reduint la freqüència de canvis.

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Transparència: Es valorarà més positivament la facilitat d'avaluar la ferida sense necessitat de retirar l'apòsit.

Lot 2 Làmina de contacte sense silicona adherent

- **FMC004 LÀMINA DE CONTACTE SENSE SILICONA ADHERENT. Mides aproximades 15x15cm**
- **FMC005 LÀMINA DE CONTACTE SENSE SILICONA ADHERENT. Mides aproximades 10x12cm**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell .

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Transpirabilitat: Es valorarà el grau de transpirabilitat .

Freqüència de canvis: Es valorarà que l'alliberament del producte sigui perllongat en el temps reduint la freqüència de canvis.

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Transparència: Es valorarà més positivament la facilitat d'avaluar la ferida sense necessitat de retirar l'apòsit.

Lot 3 Apòsits hidrocol·loides fins adhesius

- **FMB134 APÒSIT HIDROCOL·LOIDE FI ADHESIU. Mides aproximades 10x10 cm.**
- **FMB135 APÒSIT HIDROCOL·LOIDE FI ADHESIU. Mides aproximades 15x15 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell .

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús.

Retracció: Es valorarà que quan l'apòsit estigui saturat de l'exsudat no es retregui causant danys tissulars .

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Lot 4 Apòsits d'hidrofibras gelificants

- **FMC182 APÒSIT D'HIDROFIBRES GELIFICANTS. Mides aproximades: 10x10 cm.**
- **FMC185 APÒSIT D'HIDROFIBRES GELIFICANTS. Mides aproximades:15x15 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell .

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Retracció: Es valorarà que quan l'apòsit estigui saturat de l'exsudat no es retregui causant danys tissulars .

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Lot 5 Apòsits de cel·lulosa oxidada

- **FMD011 APÒSIT DE CEL·LULOSA OXIDADA. Mides aproximades: 2,5 x 5 cm.**
- **FMD012 APÒSIT DE CEL·LULOSA OXIDADA. Mides aproximades: 5 x 10 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell

Valoració de l'hemostàsia de l'apòsit: Es valorarà el temps que triga en fer l'hemostàsia davant el sagnat

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres).

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Absorció: Es valorarà si el tipus d'absorció del producte és ràpida, lenta o molt lenta

Lot 6 Apòsit de film de poliuretà

- **FMB018 APÒSIT DE FILM DE POLIURETÀ. Mides aproximades: 12 x 10 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Lot 7 Apòsits d'escuma de poliuretà per a taló

- **FMB108 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PER A TALÓ. Mides aproximades: 10,5cm x 13,5cm.**

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit.

Capacitat de retenció de l'exsudat: Es valorarà quant exsudat és capaç de retenir.

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada dels apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Lot 8 Apòsits d'escuma de poliuretà amb silicona sense vores

- **FMB008 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB SILICONA SENSE VORES. Mides aproximades: 10x10cm.**
- **FMB009 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB SILICONA SENSE VORES. Mides aproximades: 15x15cm.**

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Capacitat de retenció de l'exsudat: Es valorarà quant exsudat és capaç de retenir .

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús.

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Lot 9 Apòsits d'escuma de poliuretà amb silicona amb vores adhesives

- **FMB208 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB SILICONA AMB VORES ADHESIVES. Mides aproximades: 10x10cm.**
- **FMB072 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB SILICONA AMB VORES ADHESIVES. Mides aproximades: 12x12cm.**
- **FMB086 APÒSIT D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB SILICONA AMB VORES ADHESIVES. Mides aproximades: 15x15cm.**

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Capacitat de retenció de l'exsudat: Es valorarà quant exsudat és capaç de retenir .

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Lot 10 Apòsits d'escuma de poliuretà amb vores adhesives per a sacre

- **FMB195 APÒSITS D'ESCUMA DE POLIURETÀ AMB VORES ADHESIVES PER A SACRE.**
Mides (+/- 2 cm): 18X18cm.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Capacitat de retenció de l'exsudat: Es valorarà quant exsudat és capaç de retenir .

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Lot 11 Apòsits de poliacrilat amb plata

- **FMC052 APÒSIT DE POLIACRILAT AMB PLATA. Mides aproximades: 10 x 10 cm.**

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Capacitat de retenció de l'exsudat: Es valorarà quant exsudat és capaç de retenir .

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres) .

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Relació amb l'apòsit secundari: Es valorarà més positivament la facilitat per canviar l'apòsit secundari sense necessitat de retirar el primari.

Lot 12 Apòsits d'hidrofibra amb plata

- **FMC187 APÒSIT D'HIDROFIBRA AMB PLATA. Mides aproximades: 15 x 15 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús.

Retracció: Es valorarà que quan l'apòsit estigui saturat de l'exsudat no es retregui causant danys tissulars.

Residus no desitjats: Es valorarà el grau de residus que deixa a la ferida a la retirada (restes de l'apòsit o altres).

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit.

Humitat: Es valorarà si manté la humitat en el jaç de la ferida. En la retirada del apòsits es valorarà el grau d'humitat que té la ferida per afavorir la regeneració del teixit.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Lot 13 Productes per a neteja de ferides

- **FMC017 SOLUCIÓ PER A NETEJA DE FERIDES. Presentació en envasos unitaris d'aproximadament 250ml a 500ml esprai**

Neteja de la ferida: Es valorarà la capacitat del producte de netejar correctament la ferida.

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Untabilitat: Es valorarà la facilitat a l'hora d'estendre el producte.

Dispersió de l'esprai del producte: Es valorarà si el producte queda dispersat en la zona afectada.

Lot 14 Apòsit postquirúrgic hidrocol·loidal adhesiu

- **FMB172 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC HIDROCOL·LOIDAL ADHESIU. Mides aproximades: 9 x 15 cm.**
- **FMB228 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC HIDROCOL·LOIDAL ADHESIU. Mides aproximades: 9 x 30 cm.**
- **FMB229 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC HIDROCOL·LOIDAL ADHESIU. Mides aproximades: 9 x 25 cm.**

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit.

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Absorció: Es valorarà si el tipus d'absorció del producte és ràpida, lenta o molt lenta.

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Lot 15 Apòsit postquirúrgic adhesiu amb compresa central de viscosa

- **FMB084 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC ADHESIU AMB COMPRESA CENTRAL DE VISCOSA.**
Mides aproximades: 10 x 15 cm.
- **FMB223 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC ADHESIU AMB COMPRESA CENTRAL DE VISCOSA.**
Mides aproximades: 10 x 25 cm.
- **FMB224 APÒSIT POSTQUIRÚRGIC ADHESIU AMB COMPRESA CENTRAL DE VISCOSA.**
Mides aproximades: 10 x 30 cm.

Manipulació: Es valorarà si es col·loca i s'aixeca bé, que no costi retirar i que en el moment de la col·locació no s'adhereixi a les mans del professional.

Protecció agressions externes (barrera): Es valorarà el grau de transpirabilitat i impermeabilitat.

Retirada atraumàtica: Es valorarà una retirada indolora i sense causar dany a la pell.

Comportament: Es valorarà si el producte és flexible.

Adaptabilitat: Es valorarà que s'adapti bé al moviment sense limitar-lo, en el cas que l'apòsit estigui en una articulació.

Transferència de l'exsudat: Es valorarà la qualitat de l'absorció vertical de l'apòsit .

Maceració: Es valorarà que la humitat no afecti negativament la pell perilesional.

Absorció: Es valorarà si el tipus d'absorció del producte és ràpida, lenta o molt lenta .

Adhesió: Es valorarà l'adherència de l'apòsit a la ferida durant el seu ús .

Segellat (fuites): Es valorarà si segella correctament (evitant així les fuites de líquid).

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Lot 16 Hidrogels

- **FMB056 HIDROGELS. Aplicadors de 15 gr.**

Valoració del format de l'envàs: Es valorarà que sigui ergonòmicament manejable, valorant que la mida i volum facilitin una actuació correcta en el moment del l'ús del producte.

Obertura de l'envàs: Es valorarà el grau de dificultat en l'obertura de l'envàs.

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Untabilitat: Es valorarà la facilitat a l'hora d'estendre el producte.

Lot 17 Pel·lícules barrera en esprai

- **FMC060 PEL·LÍCULES BARRERA EN ESPRAI. Presentació: Pot vaporitzador de 20 a 50ml.**

Valoració del format de l'envàs: Es valorarà que sigui ergonòmicament manejable, valorant que la mida i volum facilitin una actuació correcta en el moment del l'ús del producte.

Obertura de l'envàs: Es valorarà el grau de dificultat en l'obertura de l'envàs.

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Dispersió de l'esprai del producte: Es valorarà si el producte queda dispersat en la zona afectada.

Lot 18 Pel·lícules barrera en crema

- **FMC160 PEL·LÍCULES BARRERA EN CREMA. Presentació: Tub d'aproximadament 115gr**

Valoració del format de l'envàs: Es valorarà que sigui ergonòmicament manejable, valorant que la mida i volum facilitin una actuació correcta en el moment del l'ús del producte.

Obertura de l'envàs: Es valorarà el grau de dificultat en l'obertura de l'envàs.

Aplicació: Es valorarà el grau de dificultat en l'aplicació del producte.

Untabilitat: Es valorarà la facilitat a l'hora d'estendre el producte.

4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

A continuació, i d'acord amb l'Annex 10 del PCAP, es detallen els documents tècnics a lliurar obligatòriament i l'absència d'ells serà causa d'exclusió de la licitació. La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà, en format digital.

Dins del Sobre núm. 2:

- Foto del producte i fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments detallats en aquest PPT i el seu Annex 1.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.
- Descripció d'embalatge, etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l'apartat 5 d'aquest PPT.

5. CONDICIONS DELS EMBALATGES:

Caldrà que s'acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la mercaderia no sigui retornada:

- En la seva proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes oferts.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.

- En l'embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. Així mateix, en l'embolcall final també serà necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

6. CONDICIONS DE LLIURAMENT:

Segons indicacions per part del CMPSB de les diferents comandes.

S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb antelació al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.

Tot el material haurà de lliurar-se a l'adreça consignada a la comanda que podrà ser:

Material destinat als nostres centres:

- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@psmar.cat
Entrada magatzem per carrer Aiguader, 88.

Horari de lliurament:

- Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13,30 hores.
- Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12,30 hores.

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Codi EAN.
- Referència de l'article segons proveïdor
- Referència de l'article segons CMPSB
- Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.

Tot lliurament NO acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.

Embalatges:

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Caducitat/subministrament

Es requerirà que la caducitat dels productes subministrats posseeixin una caducitat NO inferior als 6 mesos. En el cas de no disposar d'aquesta caducitat caldrà comunicar-ho al propi Departament de Logística per tal que aquest confirmi l'acceptació del producte amb una data inferior de caducitat.

7. MOSTRES:

SI. Per poder avaluar correctament aquest producte és necessari i imprescindible la presentació **d'un mínim de 10 mostres** dels productes de cada lot. La presentació d'aquestes serà de compliment obligat, i en cas

d'incompliment s'exclourà l'empresa de la licitació. També serà motiu d'exclusió si, després de la comprovació, es constata que la mostra no coincideix amb la fitxa tècnica presentada.

Aquestes mostres, que hauran de complir les característiques descrites a l'Annex 1 del PPT, seran avaluades per les professionals sanitàries que integren el Comitè d'Expertes que es detalla al punt 16 de la Memòria justificativa.

El lliurament es realitzarà abans de la data límit fixada a l'anunci de licitació per a la presentació de les propostes a la ubicació següent:

Consorci Mar Parc Salut de Barcelona
Departament de Logística
Horari de 8 a 14 hores
Edifici França
Passeig de la Circumval·lació, 8, 3a planta
08003 Barcelona

Quan s'enviïn les mostres hauran d'estar clarament referenciades amb l'expedient corresponent, el lot, el codi d'expedient CMPSB i descripció del producte corresponent.

Model d'etiqueta: totes i cadascuna de les mostres que es presentin hauran d'estar obligatòriament identificades amb una etiqueta que faciliti les següents dades

Proveïdor:

Expedient:

Lot núm.:

Codi CMPSB:

Referència proveïdor:

Nom de l'article:

Per tal d'admetre les esmentades mostres, aquestes hauran d'anar acompanyades amb un únic albarà de lliurament, amb la relació de mostres que es lliuren, indicant nombre de caixes.

8. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC:

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desabastiment de l'objecte del contracte:

- S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquest producte la qual cosa es farà conforme al punt 13.1 *Imposició de les penalitats* del PCAP.
- Així mateix, en el cas que no hi hagi alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte en les condicions pactades.

D'acord amb els criteris de valoració automàtica en l'apartat de gestió d'incidències (Annex 4 de PCAP), es valorarà si el licitador proporciona un producte alternatiu, d'igual o superior qualitat, en cas de trencament d'estoc.

9. DISPOSICIONS GENERALS:

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels

productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que calguin, així com aportar el material docent que s'escaigui, si és el cas.

Els adjudicataris tenen l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l'hospital i a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i a la Direcció Mèdica, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per d'altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en perjudici de l'adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen l'esmentada contractació.

10. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:

Correspon al Director Mèdic del CMPSB la responsabilitat envers el compliment del subministrament del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d'allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

11. ANNEXOS PPT

- **Annex 1:** Es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals.

Dr. Víctor Pérez Sola
Director Mèdic
CMPSB