

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101399146/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT
D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A
PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: BROQUES, FRESES I
SERRES

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat d'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: Broques, Freses i Serres per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

- Fitxa Resum Requisits Criteris Subjectius, ANNEX D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcat de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació - ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de

caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de

preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1

ANNEX D3 - Fitxa Resum Requisits Criteris Subjectius

ANNEX D4 – Llista-Resum Criteris Objectius d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101399146/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
001	Broques	No obligatori
002	Freses	No obligatori
003	Serres	No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30041086

Descripció llarga:

Fulla serra sagital per a esternotom,recta, mides: 1.02mm gruix de tall ,vora de tall 80.0 mm,long 28,0mm, (1,2x80.0x28,0 mm) d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible Stryker System 5-6-7-8 o equivalent .

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30041088

Descripció llarga:

Fulla de serra oscilant plana recta, mides: 1,27mm gruix, 90mm long,13mm amplada, dents divergents per a óssos gran tamany,acer inox idable Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema elèctrics de Zimmer ,Synthes,Stryker,ConMed Linvatec o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscilant plana recta, mides: 1,27mm gruix, 90mm long,13mm amplada, dents divergents per a óssos gran tamany,acer inoxidable Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema elèctrics de Zimmer,Synthes,Stryker,ConMed Linvatec o equivalent.V130-127-90

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30041094

Descripció llarga:

Disc amb rebava de diamant per a tall de metall i extraccions de materials metal·lics. Diàmetre de 25,4 mm, longitud de l'eix 75 mm, estèril, d'un sol us. Compatible amb motors UltraPower, CoolFlex i d'alta velocitat Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Disc amb rebava de diamant per a tall de metall i extraccions de materia ls metal·lics. Diàmetre de 25,4 mm, longitud de l'eix 75 mm, estèril, d'un sol us. Compatible amb motors UltraPower, CoolFlex i d'alta velocitat Hall/CONMED o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30041095

Descripció llarga:

Fulla microserra recíproca fina de precissió, corba,. Mida: 40,5 mm, gruix 0,38, alçada 6,4mm x 78,7 longitud total, 20 dents per po lzada. per a tallar teixit ossi,acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible terminals CORE, RemB Stryker o equivalen

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30041096

Descripció llarga:

Fulla serra sagital, reintervenció external. Mides: 1,02 mm gruix, 40,5 mm ample, 47, 5 mm profunditat de tall i 8,66 n° dents per c m d'acer inoxidable. Estèril. 1 Sol ús.Compatible o equivalent Stryker System 5-6-7-8.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital, reintervenció external. Mides: 1,02 mm gruix, 40,5 mm ample, 47, 5 mm profunditat de tall i 8,66 n° dents per cm d'acer inoxidable. Estèril. 1 Sol ús.Compatible o equivalent Stryker System 5-6-7 -8.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30041099

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca fina, recta, Mida: 27,0 mm, gruix 0,38x 69,9mm,20 dents per polzada, per a tallar teixit ossi, acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible amb Core, RemB Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30041101

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital alta resistencia(Heavy Duty) , 13mm amplada, 1,07mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible amb motor System5-6-7 Stryker o equivalent Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital alta resistencia(Heavy Duty) , 13mm amplada, 1,07mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible amb motor System5-6-7 Stryker o equivalent Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30041104

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,27mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Comp atible o equivalent System6 Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,27mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible o equivalent System6 Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30041105

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital alta resistencia per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,19 mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril , un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 o equivalent Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital alta resistencia per a motor elèctric, 18mm amplada, 1,19 mm de gruix, 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 o equivalent Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30041106

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca per a esterntom, fina,0,38mm gruix de tall, 6,4 mm d'alçada 22,5mm longitud, estèril, d'un sol ús.Compatib leamb Core, RemB Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30041107

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, . Mida : 9mm ample x 0,64mm de gruix x 34,5mm de llarg,23 dents per polçada, per tallar teixit ossi ,acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible motor System 5,6,7,8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, . Mida : 9mm ample x 0,64mm de gruix x 34,5mm de llarg,23 dents per polçada, per tallar teixit ossi ,acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible motor System 5,6,7,8 S tryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30041110

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, Mida : 12,5mm ample x 1,19mm de gruix x 80 mm de llarg, per tallar teixit ossi, acer in oxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, Mida : 12,5mm ample x 1,19m m de gruix x 80 mm de llarg, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, es tèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30041111

Descripció llarga:

Microfulla serra sagital. Mida : 18,5mm ample x7,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox . estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .

Descripció tècnica:

Microfulla serra sagital. Mida : 18,5mm ample x7,0mm de gruix x 0,38mm d e llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d 'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30041116

Descripció llarga:

Microfulla serra sagital. Mida : 15mm ample x7,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30041118

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital doble tall per a motor elèctric, 0,89 mm gruix, 90mm longitud, 18mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5, 6 ,7,8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30041119

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant de 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, no estèril. Mida 90x25x1,27mm.Compatible amb motors Stryker 6-7-8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant de 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, no estèril. Mida 90x25x1,27mm.Compatible amb motors Stryker 6-7-8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30041120

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 0,89 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall ,amb fenestració ovalada,acer i nox. estèril, d'un sol ús.Compatiblepeça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 0,89 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall ,amb fenestració ovalada,acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible amb peça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30041122

Descripció llarga:

Microfulla serra sagital. Mida : 39mm ample x13,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .

Descripció tècnica:

Microfulla serra sagital. Mida : 39mm ample x13,0mm de gruix x 0,38mm de llarg ,32dents x polçada,per tallar teixit ossi, acer inox. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de ma Stryker Sabo,Core, RemB .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30041123

Descripció llarga:

Fulla de microserra sagital,Mida : 34,5mm x 16,5mmx 0,38 gruix, 32 dents per polçada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable.Estèril , d'un sol ús.Compatible terminal motor SABO,CORE RemB Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de microserra sagital,Mida : 34,5mm x 16,5mmx 0,38 gruix, 32 dents per polçada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús.Compatible terminal motor SABO,CORE RemB Stryker o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30041126

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital doble tall per a motor elèctric,Mida : 1,27mm gruix x 90mm llarg x 18mm ample, per tallar teixit ossi, acer i noxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5,6,7,8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30041127

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital performance doble tall , 0,89 mm gruix, 75mm longitud, 25mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible serra s agital System 2000,4,5,6,7 i 8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30041128

Descripció llarga:

Fulla serra sagital de 25,4mm d'ample x 0,89mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un s ol ús. Compatible amb ancoratge Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital de 25,4mm d'ample x 0,89mm de gruix x 90mm de llarga da, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compa tible amb ancoratge Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30041129

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital alta resistencia , 0,64mm gruix, 24mm longitud, 9mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital alta resistencia , 0,64mm gruix, 24mm longitud, 9mm amplada, estèril, d'un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 Stryker o e quivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30041132

Descripció llarga:

Fulla de serra recta per a esternotom, resistent, mides: 1.02mm gruix, vora de tall 32.0mm, alçada 6.3mm, 20 dents per polçada, d'a cer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recta per a esternotom, resistent, mides: 1.02mm gruix, v ora de tall 32.0mm, alçada 6.3mm, 20 dents per polçada, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30041134

Descripció llarga:

Fulla de microserra sagital, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 mm d'amplada. Estèril, un sol ús. Compatible amb microserra s agital i motors Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de microserra sagital, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 m m d'amplada. Estèril, un sol ús. Compatible amb microserra sagital i mot ors Hall/CONMED o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30041136

Descripció llarga:

Fulla de serra recta per a esternotom,resistent. Mida: 1,02x30,50x0,64mm, 9 dents per polzada,per a tallar teixit ossi, acer inoxida ble,estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30041140

Descripció llarga:

Fulla de serra reciproca resistent . Mida: 0,79mm gruix,77,5mm longitud ,11,2mm amplada per tallar óssos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús.Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30041157

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital,. Mida: 25mm amplada, 0,64mm gruix, 73mm llargada, 16 dents per polzada. acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4, System 5, System 6, System 2000 i EHD o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30041158

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, . Mida: 29mm amplada, 0,64mm gruix, 58mm llargada, 12 dents per polzada.acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4 -5-6-7-8 . O equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, . Mida: 29mm amplada, 0,64mm gruix, 58mm llargad a, 12 dents per polzada.acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4 -5-6-7-8 . O equ ivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30041164

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital SafEdge #resisten, Mida: 17,5mm amplada, 0,64mm gruix, 47,5mm llargada, 23 dents per polzada.acer inox.Estèri l, un sol ús. Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4, 5, 6, System 2000 i EHD o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital SafEdge #resisten, Mida: 17,5mm amplada, 0,64mm g ruix, 47,5mm llargada, 23 dents per polzada.acer inox.Estèril, un sol ús . Compatible amb peça de ma de serra sagital Stryker models System 4, 5 , 6, System 2000 i EHD o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30041165

Descripció llarga:

Fulla serra sagital doble tall. Mida: 1,27mm gruix, 11mm d'amplada,90mm longitud, fenestració avalada,d'acer inoxidable.Estèril, d 'un sol ús. Compatible System 5-6-7-8 Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30041166

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital alt rendiment per a motor elèctric, 25mm amplada, 0 ,89mm de gruix, 75mm llargada. Acer inoxidable, estèril, u n sol ús.Compatible o equivalent System 5-6-7-8 -System2000 Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital alt rendiment per a motor elèctric, 25mm amplada, 0,89mm de gruix, 75mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús.Compatible o equivalent System 5-6-7-8 -System2000 Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30041168

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital doble tall,per a motor elèctric.Mida: 0,97mm gruix, 25mm d'amplada,90mm longitud, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital doble tall,per a motor elèctric.Mida: 0,97mm gruix, 25mm d'amplada,90mm longitud, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30041170

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital doble tall, per a motor elèctric, 18mm amplada, 0 ,97mm de gruix, 90mm llargada, d'acer inoxidable.Estèril, d' un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital doble tall, per a motor elèctric, 18mm amplada, 0 ,97mm de gruix, 90mm llargada, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent System 5-6-7-8 Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30041171

Descripció llarga:

Fulla de serra micro recíproca fina, recta.Mida: 27,0 mm, gruix 0,38,long total 69,9mm,per a tallar teixit ossi, acer inoxidable, es tèril, d'un sol ús.Compatible amb Core, RemB Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra micro recíproca fina, recta.Mida: 27,0 mm, gruix 0,38,lon g total 69,9mm,per a tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb Core, RemB Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30041214

Descripció llarga:

Broca Ø 2.0mm x 1,20mm longitud de tall i llargària total petita, d'acer quirúrgic,estèril,sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.

Descripció tècnica:

Broca Ø 2.0mm x 1,20mm longitud de tall i llargària total petita, d'ac er quirúrgic,estèril,sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent, ref: 03.000.150S

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30041281

Descripció llarga:

Fresa punta esfèrica de 4,0 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa punta esfèrica de 4,0 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúr gic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30041283

Descripció llarga:

Fresa punta esfèrica diamantada de 2,5 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a mot or elèctric Pen Drive o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa punta esfèrica diamantada de 2,5 mm Ø de llargària total petita d' acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30041284

Descripció llarga:

Fresa punta esfèrica diamantada de 4,0 mm Ø de llargària total petita d'acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a mot or elèctric Pen Drive o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa punta esfèrica diamantada de 4,0 mm Ø de llargària total petita d' acer quirúrgic, per a adaptador S, estèril, sol ús.Per a motor elèctric Pen Drive o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30041294

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, e stèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30041295

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, e stèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,0mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30041965

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana ,bifurcada,mides: 1,27mm gruix, 105 mm longitud, 25 mm amplada,est èril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifur cada,mides: 1,27mm gruix, 105 mm longitud, 25 mm amplada,estèril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30041966

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana ,bifurcada,mides: 1,27mm gruix, 90 mm longitud, 25 mm amplada,estè ril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifur cada,mides: 1,27mm gruix, 90 mm longitud, 25 mm amplada,estèril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisión Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30042633

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca per quilla no cimentada, mides: 2,87 mm gruix,90 longitud x12 mm amplada,d'acer inoxidable AISI 420, estèri l, d'un sol ús.Compatible amb sistema universal de Zimmer o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca per quilla no cimentada, mides: 2,87 mm gruix,9 0 longitud x12 mm amplada,d'acer inoxidable AISI 420, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema universal de Zimmer o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30043513

Descripció llarga:

Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,1,27x90x13mm,fulla serra recíproca 2,87x90x12mm,fulla serra recíproca un sol costat 1,19x70 longx10mm amplada sist pròt genoll unicompart quilla n/ciment Oxford.Estèril,un sol ús.Comptble sist Oxford o equival.

Descripció tècnica:

Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,1,27x90x13mm,fulla serra recípr oca 2,87x90x12mm,fulla serra recíproca un sol costat 1,19x70longx10mm am plada sist pròt genoll unicompart quilla n/ciment Oxford.Estèril,un sol ús.Comptble sist Oxford o equival.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30043530

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana ,bifurcada,mides: 1,37mm gruix, 105 mm longitud, 20 mm amplada,est èril, d'un sol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisió Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant de precisió Falcon,extrem distal, plana,bifur cada,mides: 1,37mm gruix, 105 mm longitud, 20 mm amplada,estèril, d'un s ol ús,Compatible System 6-8 i peça de ma alta velocitat Precisió Stry ker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30049719

Descripció llarga:

Serra flexible Olivecrona-Gili, d'acer inoxidable. Mida: Ø1,2 x 40cm long(16")

Descripció tècnica:

Serra flexible Olivecrona-Gili, d'acer inoxidable. Mida: Ø1,2 x 40cm lon g(16")

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30049720

Descripció llarga:

Serra flexible Gigli, fina de sis fils, de diàmetre de 1,4mm, d'acer inoxidable. Mida: 50cm (20")

Descripció tècnica:

Serra flexible Gigli, fina de sis fils, de diàmetre de 1,4mm, d'acer ino xidable. Mida: 50cm (20")

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30049727

Descripció llarga:

Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 325mm i alçada 27mm.

Descripció tècnica:

Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 325mm i alçada 27mm.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30049729

Descripció llarga:

Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 170mm i alçada 27mm.

Descripció tècnica:

Fulla d'acer inoxidable de mànec d'autòpsia, per a tall de de teixits en autòpsies. Mida: longitud 170mm i alçada 27mm.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30049730

Descripció llarga:

Fulla semicircular de doble radi (dues semicorones), per a autòpsia, d'acer inoxidable endurit cromat. Mida: 63,5mm (2.5"). Compatib le amb serra d'autòpsia amb sistema extractor model Surgipath o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30049731

Descripció llarga:

Fulla semicircular radial, acer inoxidable endurit cromat, per autòpsia. Mida: 51mm 2". Reutilitzable. Compatible amb serra d'autòps ia amb sistema extractor model Surgipath o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30049747

Descripció llarga:

Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,5x2,35x70mm,mides: diàmetre tija Ø 2,35 mm ,longitud tija 70 mm. Esterilitzable. Compati ble motor BienAir o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,5x2,35x70mm,mides: diàmetre tija Ø 2,35 mm ,longitud tija 70 mm. Esterilitzable. Compati ble motor BienAir o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30049874

Descripció llarga:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedge 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 55mm llargària t otal, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedg e 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 55mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30049876

Descripció llarga:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedge 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària t otal, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Wedg e 4, Ø 4,3mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30049879

Descripció llarga:

Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 65mm llargària tot al, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shann on, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer i nox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30049881

Descripció llarga:

Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,2mm x 12 mm de llargària de tall x 65mm llargària t otal, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shan non, Ø 2,2mm x 12 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30049882

Descripció llarga:

Fresa recta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària to tal, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa recta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shann on, Ø 2,0mm x 13 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, d'acer inox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30049883

Descripció llarga:

Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 55mm llargària tot al, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa curta per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shann on, Ø 2,0mm x 8 mm de llargària de tall x 55mm llargària total, d'acer i nox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30049922

Descripció llarga:

Micro fresa rodona Ø 3mm x 18,6mm i longitud total 44,5mm amb 6 canals. Compatible amb el motor Stryker o equivalent. Estèril

Descripció tècnica:

Micro fresa rodona Ø 3mm x 18,6mm i longitud total 44,5mm amb 6 canals. Compatible amb el motor Stryker o equivalent. Estèril

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30049933

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 12mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryk er o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 12mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryk er o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30049939

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 15mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryk er o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 15mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor Stryk er o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30049963

Descripció llarga:

Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shannon, Ø 2,2mm x 11,9 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, tija 2,35mm, d'acer inox connexió universal, estèril.

Descripció tècnica:

Fresa llarga per a cirurgia percutània de peu minimament invasiva, Shan non, Ø 2,2mm x 11,9 mm de llargària de tall x 65mm llargària total, tija 2,35mm, d'acer inox connexió universal, estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30049964

Descripció llarga:

Fresa flauta recta Isham Shannon, per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 2,0mm x 13mm, llargària total 65mm.Esteril . Un sol us.Compatible micromotor d'ancoratge Jacobs o equivalent.(B*)Baixa per duplicitat,veure codi 30049882

Descripció tècnica:

Fresa flauta recta Isham, per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 2,0mm x 13mm, llargària total 65mm.Esteril.Un sol us. Compatible micromotor d'ancoratge Jacobs o equivalent.Ref.NS3701.027 STE (B*)Baixa per duplicitat,veure codi 30049882

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30049974

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10mm diàmetre. Mida 48cm+/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elèct ric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10mm dià metre. Mida 48cm+/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30049975

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elè ctric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 10,5mm d iàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryke r o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30049976

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,0mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèc tric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,0mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèc tric Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30049977

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,0mm diàmetre. Mida 48cm +/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elè ctric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,0mm di àmetre. Mida 48cm +/-2cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryke
r o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30049978

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèc tric
Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,5mm di àmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker
o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30049985

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèc tric
Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 9,5mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèc tric
Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30050016

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi fixa intramedul·lar 9.0mm acer.Compatible o equivalent Sculpt O.R.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi fixa intramedul·lar 9.0mm acer.Compatible o equivalent Sculpt O.R.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30050024

Descripció llarga:

Fresa Wedge -Burr, Ø 4,1mm x 13mm, llargària total 65mm,per a cirurgia percutània de peu,d'acer inox.Estèril.Compatible micromotor d'ancoratge
Jacobs o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa Wedge -Burr, Ø 4,1mm x 13mm, llargària total 65mm,per a cirurgia p ercutània de peu,d'acer inox.Estèril.Compatible micromotor d'ancoratge
Jacobs o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30050025

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 11mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèct ric
Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intamedul·lar, capçal fixe Bixcut, 11mm dià metre. Mida aprox 48cm. Acoplament AO.Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30050054

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi, flexible intramedul.lar, 7,5 mm diametre. Mida aprox 48cm +/-2cm. Compatible motor Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intramedul.lar, 7,5 mm diametre. Mida aprox 48cm +/-2cm. Compatible motor Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30050057

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi, punta de bola, acanalada, 10 canals, diàmetre de 4,0 x 9,5mm, llarg total 44,5mm, 28,2mm de longitud exposada, a cer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro Fl i Rem B o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, punta de bola, acanalada, 10 canals, diàmetre de 4,0 x 9,5mm, llarg total 44,5mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro Fl i Rem B o e quivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30050073

Descripció llarga:

Fresa per a cirurgia percutània de peu,Shannon recta, diàmetre 2,0mm x 13mm, llargària total 65mm. Doble tall estriat amb tirabuixó, d'acer inox. Per a motor d'ancoratge Jacobs.

Descripció tècnica:

Fresa per a cirurgia percutània de peu,Shannon recta, diàmetre 2,0mm x 1 3mm, llargària total 65mm. Doble tall estriat amb tirabuixó, d'acer inox . Per a motor d'ancoratge Jacobs.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30050074

Descripció llarga:

Fresa per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 3,1mm x 12mm, llargària total 55mm,Wedge-Burr.Per a micro motor d'anco ratge Jacobs o equivalent .

Descripció tècnica:

Fresa per a cirurgia percutània de peu, d'acer inox, diàmetre 3,1mm x 12mm, llargària total 55mm,Wedge-Burr.Per a micro motor d'anco ratge Jacobs o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30050096

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi carbur de tungstè, menjadora, bola, Ø 6mm , per a adaptador de 7cm. Estèril, un sol ús.Per a motor Midas Rex Lege nd o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi carbur de tungstè, menjadora, bola, 6mm diàmetre, per a adaptador de 7cm. Estèril, un sol ús.Per a motor Midas Rex Legend o e quivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30050104

Descripció llarga:

Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, diamantada, no estèril. Compatib le amb ancoratge Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llarga da, per tallar teixit ossi, diamantada, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30050105

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, mida 46/31mm long x 10mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, no estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant. Compatible motor Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, mida 46/31mm long x 10mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, no estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant. Compatible motor Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30050108

Descripció llarga:

Fulla serra sagital de 14,8mm d'ample x 0,40mm de gruix x 48mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Com patible amb ancoratge Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital de 14,8mm d'ample x 0,40mm de gruix x 48mm de llarga da, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30050111

Descripció llarga:

Serra de tall esquerra punta mides: 105,7 x 4,0 x 0,6mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Serra de tall esquerra punta mides: 105,7 x 4,0 x 0,6mm, d'acer inoxida ble, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30050112

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, mida 37/22mm long x 8mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant.
Compatible motor Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, mida 37/22mm long x 8mm d'ample x 0,4/0,3mm gruix de tall, estèril, d'acer quirúrgic, per a l'adaptador oscil·lant. Compatible motor Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30050113

Descripció llarga:

Fulla serra sagital de 11,7mm d'ample x 0,30-0,40mm de gruix x 22mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril . Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital de 11,7mm d'ample x 0,30-0,40mm de gruix x 22mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30050116

Descripció llarga:

Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital de 13,0mm d'ample x 1,27mm de gruix x 90mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, no estèril. Compatible amb ancoratge Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30050118

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, amb ancoratge AO/ASIF, reutilitzable, Mida 90x25,4x1,27mm. Compatible Synthes/Zimmer o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, amb ancoratge AO/ASIF, reutilitzable, Mida 90x25,4x1,27mm. Compatible Synthes/Zimmer o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30050120

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant amb ancoratge ConMed, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, reutilitzable, Mida 90x25x1,27mm. Compatible ConMed o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant amb ancoratge ConMed, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 25mm amplada, d'acer inoxidable, reutilitzable, Mida 90x25x1,27mm. Compatible ConMed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30050124

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades diamantades per a serra oscil·lant, 1,27mm espessor de tall, 90mm longitud utilitzable, 13mm amplada, d'acer inoxidable, reutilitzable, estèril, amb ancoratge Compatible CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30050130

Descripció llarga:

Serra de tall punta, mides: 20,1x21,4x4x0.6mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Serra de tall punta, mides: 20,1x21,4x4x0.6mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible amb sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30050131

Descripció llarga:

Serra tall esquerra punta mides: 39,5x4x0.8 mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Serra tall esquerra punta mides: 39,5x4x0.8 mm i Ø1,8mm, d'acer inoxidable, per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible sistema Piezoelèctric Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30050132

Descripció llarga:

Serra de tall punta mides: 20,9x14,1x4x0.6/1,8Ø mm, d'acer inoxidable per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril, Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.

Descripció tècnica:

Serra de tall punta mides: 20,9x14,1x4x0.6/1,8Ø mm, d'acer inoxidable per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril, Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30050134

Descripció llarga:

Fulla de serra agresiva en cirurgia de maluc 0.89mm espessor de tall, 112mm longitud total, 90mm longitud utilitzable, 12,5mm ampl ada, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, no estèril. Compatible motor Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra agresiva en cirurgia de maluc 0.89mm espessor de tall, 112mm longitud total, 90mm longitud utilitzable, 12,5mm amplada, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, no estèril. Compatible motor Synt hes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30050138

Descripció llarga:

Fulla de serra trapezoidal oscil·lant per a serra sagital. Mida 31 x 6,0 x 0,38mm, estèril, un sol ús. Compatible motor Synthes o eq uivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra trapezoidal oscil·lant per a serra sagital. Mida 31 x 6,0 x 0,38mm, estèril, un sol ús. Compatible motor Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30050149

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant. Mida 30/15x6x0,4/0,3mm.acer inox ancoratge de serra AO/ASIF, no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant. Mida 30/15x6x0,4/0,3mm.acer inox ancoratge de serra AO/ASIF, no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30050152

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm de gruix, 63,0 mm long, 19,5 mm d'amplada. Estèril un sol ús. Per a tall d'ósso s grans. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm de gruix, 63,0 mm l ong, 19,5 mm d'amplada. Estèril un sol ús. Per a tall d'óssos grans. Com patible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30050155

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,8mm espessor de tall, 69mm longitud utilitzabl e, 27mm amplada no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancorat ge AO/ASIF, 0,8mm espessor de tall, 69mm longitud utilitzable, 27mm ampl ada, no estèril. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30050161

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 mm d'amplada. Per a tall d'ossos grans i petits. Estèril, un so l ús.
Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant, mides: 0,4 mm de gruix, 25,5 mm long, 9,5 mm d'amplada. Per a tall d'ossos grans i petits. Estèril, un sol ús. Compat
ible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o e quivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30050166

Descripció llarga:

MicroFulla serra sagital de 5,5mm d'ample x 0,40mm de gruix x 25,5mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril. Compatible amb
ancoratge Conmed o equivalent.

Descripció tècnica:

MicroFulla serra sagital de 5,5mm d'ample x 0,40mm de gruix x 25,5mm de llargada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable, estèril. Compatible a
mb ancoratge Conmed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30050168

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant plana, 12,5mm ample de serra, 90mm profunditat de tall ,1,27mm gruix de tall.acer inox. Estèril un sol ús .Compatible per
a motor Linvatec/Hall.o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant plana, 12,5mm ample de serra, 90mm profundita t de tall ,1,27mm gruix de tall.acer inox. Estèril un sol ús.Compatible
per a motor Linvatec/Hall.o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30050174

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant de de 1,27mm de gruix,19,0mm de longitud de tall, i 90,0mm de longitut de fulla.estèril un sol ús. Compati ble a/motor
ConMed (Hall) o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant de de 1,27mm de gruix,19,0mm de longitud de tall, i 90,0mm de longitut de fulla.estèril un sol ús. Compatible
a/motor ConMed (Hall) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30050175

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant.Mida 1,27mm gruix de tall, 25 mm ample de serra, 90 profunditat de tall,acer inox. Estèril un sol ús . Com patible o
equivalent per a motor Linvatec/Hall .

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant.Mida 1,27mm gruix de tall, 25 mm ample de serra, 90 profunditat de tall,acer inox. Estèril un sol ús . Compatible o equivalent per a motor Linvatec/Hall .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30050182

Descripció llarga:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 33/18x4,0x0,4/0,3mm. Estèril. Compatible amb motors Synth es/Colibrí o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mi da 33/18x4,0x0,4/0,3mm. Estèril. Compatible amb motors Synthes/Colibrí o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30050183

Descripció llarga:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 46/31x6,0x0,4/0,3mm. No estèril. Compatible amb motors Sy nthes/Colibrí o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mi da 46/31x6,0x0,4/0,3mm. No estèril. Compatible amb motors Synthes/Colibr í o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30050184

Descripció llarga:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mida 50 x 14 x 0,6mm. acer inox, estèril. Compatible amb motor s Synthes/Colibrí o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a l'adaptador oscil·lant II, tècnica semicircular. Mi da 50 x 14 x 0,6mm. acer inox, estèril. Compatible amb motors Synthes/Co librí o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30050185

Descripció llarga:

Fulla de serra reciproca per a esternotomia, 1,10mm gruix punta serra, 0 ,7mm gruix fulla, 8mm ample, 34mm longitud, Compatible amb peça de ma GB435R iGA641R motor Aesculap o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra reciproca per a esternotomia, 1,10mm gruix punta serra, 0,7mm gruix fulla, 8mm ample, 34mm longitud, Compatible amb peça de ma GB435R iGA641R motor Aesculap o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30050188

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca, per a serra alternant. Mida 27 x 6,4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca, per a serra alternant. Mida 27 x 6,4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30050189

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca, per a serra alternant. Mida 14,5 x 4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca, per a serra alternant. Mida 14,5 x 4mm i 0,6mm de gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30050190

Descripció llarga:

Fulla de serra trapezoidal. Mida 20 x 6,4mm i 0,6 mm gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra trapezoidal. Mida 20 x 6,4mm i 0,6 mm gruix de tall, acer inox. estèril, un sol ús. Compatible amb motors E-Pen Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30050193

Descripció llarga:

Protector per a serra esternotom. Compatible motors Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

Protector per a serra esternotom. Compatible motors Stryker o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30050194

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,9 mm gruix, 80 mm long, 19,5 mm amplada, dents divergents per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,9 mm gruix, 80 mm long, 19,5 mm amplada, dents divergents per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30050198

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital de 0.6 / 0.4mm de gruix, 70/49 mm de longitud total, 10 mm de longitud de tall i , d'acer quirúrgic, estèril, amb acoblament AO/ASIF. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital de 0.6 / 0.4mm de gruix, 70/49 mm de longitud tot al, 10 mm de longitud de tall i , d'acer quirúrgic, estèril, amb acoblament AO/ASIF. Compatible amb motors Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30050200

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm gruix, 64 mm long, 13,5 mm amplada, per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril , d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/CONMED o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant plana recta, mides: 0,6 mm gruix, 64 mm long, 13,5 mm amplada, per a óssos grans, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb serra oscil·lant de tots els sistemes de motors Hall/ CONMED o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30050201

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital agresiva per a cirurgia de maluc, 1,27mm gruix de tall, 116mm longitud total, 95mm longitud utilitzable, 25mm amplada, no estèril. per a serra amb ancoratge AO/ASIF.Compatible o equivalent motors Synthes.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital agresiva per a cirurgia de maluc, 1,27mm gruix de tall, 116mm longitud total, 95mm longitud utilitzable, 25mm amplada, no estèril. per a serra amb ancoratge AO/ASIF.Compatible o equivalent motors Synthes.05.002.103

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30050207

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 15 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 15 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30050208

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 30 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llar gària 30 mm, direcció de tall a ambdós costats,d'acer inoxidable. Complement desmuntable,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30050209

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llargària 20 mm, direcció de tall a ambdós costats, d'acer inoxidable. Completament desmuntable,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca entrescada per a peça de mà, gruix 0,4 mm llarg ària 20 mm, direcció de tall a ambdós costats, d'acer inoxidable. Complement desmuntable,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30050227

Descripció llarga:

Fulla de microserra recíproca de tija plana, recta, 0,40mm gruix x 38,0mm llarg, acer inoxidable, compatible amb motor pneumàtic Lin vatec Micro 100 o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de microserra recíproca de tija plana, recta, 0,40mm gruix x 38,0mm llarg, acer inoxidable, compatible amb motor pneumàtic Linvatec Micro 100 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30050235

Descripció llarga:

Serra de tall punta rodona,mida: 38,9xØ5,0x0,6 mm, d'acer inoxidable,per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.

Descripció tècnica:

Serra de tall punta rodona,mida: 38,9xØ5,0x0,6 mm, d'acer inoxidable,per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril. Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30050237

Descripció llarga:

Fulla serra esquerra per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra esquerra per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril . Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30050238

Descripció llarga:

Fulla serra dreta per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra drete per motor ultrasò, mida: 17,8x15,2x4x0.6mm. Estèril. P er a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30050245

Descripció llarga:

Fulla serra drete per motor ultrasò, mida: 39,5x4x0.8mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra drete per motor ultrasò, mida: 39,5x4x0.8mm. Estèril. Per a CMF. Compatible amb sistema Piezoelèctric o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30050252

Descripció llarga:

Broca per a sistema T2 de clau intramedul·lar femoral diàmetre 4,2 x 230mm connexió AO.Compatible o equivalent.

Descripció tècnica:

Broca per a sistema T2 de clau intramedul·lar femoral diàmetre 4,2 x 230mm connexió AO.Compatible o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30050264

Descripció llarga:

Broca de nitinol de 1,4mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.

Descripció tècnica:

Broca de nitinol de 1,4mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30050265

Descripció llarga:

Broca de nitinol de 2,3mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.

Descripció tècnica:

Broca de nitinol de 2,3mm de diàmetre, amb centrat automàtic, per anclatge al sistema artroscòpia espatlla ICONIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30050267

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi espiral 2,0 mm diàmetre, amb topall llis, 8,5cm 3 3/8"

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi espiral 2,0 mm diàmetre, amb topall llis, 8,5cm 3 3/8"

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30050271

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi de 1,5mm de diàmetre amb marques, longitud 110/80mm, amb dues arestes de tall i anclatge tipus J-Latch o equiva le nt.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi de 1,5mm de diàmetre amb marques, longitud 110/80mm, amb dues arestes de tall i anclatge tipus J-Latch o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30050287

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi estàndard, 1,5mm diàmetre x 7,0cm de longitud, dues arestes de tall.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi estàndard, 1,5mm diàmetre x 7,0cm de longitud, dues arestes de tall.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30050296

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi 1,1mm diàmetre x 4,5cm de longitud, dues arestes de tall.acer inox.amb ancoratge ràpid.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi 1,1mm diàmetre x 4,5cm de longitud, dues arestes de tall.acer inox.amb ancoratge ràpid.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30050309

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi LCP 2,8mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid, 165mm longiud total

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi LCP 2,8mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid, 165mm longiud total

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30050315

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi estàndard, 2,5mm diàmetre x 9,5cm de longitud, dues arestes de tall.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi estàndard, 2,5mm diàmetre x 9,5cm de longitud, dues arestes de tall.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30050318

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi de 2,0mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues arestes de tall per mandril de tres mordasses.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi de 2,0mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues ares tes de tall per mandril de tres mordasses.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30050328

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi de 2,7mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues arestes de tall per mandril de tres mordasses.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi de 2,7mm de diàmetre, longitud 85/70mm, amb dues arestes de tall per mandril de tres mordasses.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30050357

Descripció llarga:

Broca Ø3,5x130mm per al calgol de forrellar el clau intramedullar T2 de tibia de 8mm, estèril compatible o equivalent Stryker.

Descripció tècnica:

Broca Ø3,5x130mm per al calgol de forrellar el clau intramedullar T2 de tibia de 8mm, estèril compatible o equivalent Stryker.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30050363

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi, 3,2mm diàmetre, 14,5cm longitud total, 12cm longitud utilitzable, dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi, 3,2mm diàmetre, 14,5cm longitud total, 12cm longitud utilitzable, dues arestes de tall, amb ancoratge ràpid.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30050369

Descripció llarga:

Broca osteosíntesi estàndard, 2,0mm diàmetre x 8,5cm de longitud, dues arestes de tall.

Descripció tècnica:

Broca osteosíntesi estàndard, 2,0mm diàmetre x 8,5cm de longitud, dues arestes de tall.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30050764

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intramedullar, capçal fixe Bixcut Trinkle, 11mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament Trinkle Modificat Compatible motor elèctric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, flexible intramedullar, capçal fixe Bixcut, 11mm diàmetre. Mida aprox 48cm. Acoplament Trinkle Modificat Compatible motor elèctric Stryker o equivalent. Ref 0227-6110

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30051370

Descripció llarga:

Fulla de serra micro recíproca, recta, punta roma, curta, estreta, acer inoxidable. Mida: 14.5mm, gruix de tall 0,38, longitud total 57.7mm per atallar teixit ossi, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent a/peçada ma RemB/CORE Stryker

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30051371

Descripció llarga:

Fulla de serra micro recíproca, recta, fina, punta estreta, acer inoxidable. Mida: 27 mm, gruix de tall 0,38mm, longitud total 69.9mm per a tallar teixit ossi, estèril, d'un sol ús. Compatible o equivalent peça de ma RemB/CORE Stryker

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30051461

Descripció llarga:

Fulla de serra per a guia d'osteotomia de pròtesi Infinity/ Inbone II/Invision, 12,7mm amplada x 1,23mm de gruix de tall x 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30051462

Descripció llarga:

Fulla de serra per a guia d'osteotomia de pròtesi Infinity/ Inbone II/Invision, 8mm amplada x 1,23mm de gruix de tall x 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a guia d'osteotomia de pròtesi Infinity/ InboneII/Invision, 8mm amplada x 1,23mm de gruix de tall x 90mm llargada. Acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Stryker o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30051614

Descripció llarga:

Equi broca osteosíntesi cirur mà i canell compost p 2 broquesØ 2,0mm x11.5 cmlong. ancoratge ràpid, 4 pins posicionadors, 1 mànec guia broca , 1 impactador, 1 mesurador profunditat i agulla Kirschner Ø1.25mm, acer inox. Est, un sol ús. Compa a/motor Synthes o equival

Descripció tècnica:

Equip broca osteosíntesi cirurgia mà i canell compost per 2 broquesØ 2, 0 mm x 11.5 cm long., ancoratge ràpid, 4 pins posicionadors, 1 mànec per a guia de broca, 1 impactador, 1 mesurador de profunditat i agulla de Kirschner de 1.25mm, acer inox. Estèril, un sol ús. Compatible amb motors Synthes o equivalent. Dk-200HW.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30051619

Descripció llarga:

Equi broca osteosíntesi compressió Elite compost per 2 broquesØ 3,0 mm x11.5 cm long. ancoratge ràpid, 4 pins posicionadors, mànec per a guia de broca, impactador, mesurador de profunditat, agulla de Kirschner Ø1.6mm. acer inox. Compatible a/motors Synthes o equival

Descripció tècnica:

Equ broca osteosintesi Compressió Elite compost per 2 broquesØ 3,0 mm x 11.5 cm long., ancoratge ràpid,4 pins posicionadors, mànec per a guiade broca, impactador, mesurador de profunditat,agulla de KirschnerØ1.6mm.acer inox.Compatible amb motors Synthes o equiva lent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30051629

Descripció llarga:

Fulla micro serra sagital oscil·lant,doble tall.Mida: 0,38mm de gruix, 9.0mm d'amplada, 11.5mm longitud, 32 dents per polçada, per ta llar óssos ,d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible amb terminals SABO, CORE, RemB , Stryker o equivalent

Descripció tècnica:

CE000370

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30051884

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 1,07 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall ,amb fenestració ovalada,acer i nox. estèril, d'un sol ús.Compatible amb peça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital per a motor elèctric, 1,07 mm gruix, 90mm longitud, 11mm amplada, Doble-tall ,amb fenestració ovalada,acer i nox. estèril, d'un sol ús.Compatible amb peça de ma sagital System 5- 6 -7-8 Stryker o equivalent.Ref:4111-107-090

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30052816

Descripció llarga:

Broca osteosintesi, 2.5mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 18cm longitud total, 45mm longitud utilitzable,acer i nox.

Descripció tècnica:

Broca osteosintesi, 2.5mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 18cm longitud total, 45mm longitud utilitzable,acer i nox.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30052818

Descripció llarga:

Broca osteosintesi, 2,7mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 12,5cm longitud total, 29mm longitud utilitzable,acer inox.

Descripció tècnica:

Broca osteosintesi, 2,7mm diàmetre, dues arestes de tall, amb ancoratgeràpid, 12,5cm longitud total, 29mm longitud utilitzable,acer inox.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30053017

Descripció llarga:

Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ 2,65 mm,2 pins posicionadorsØ2,65x17mm,1 impactador,1 mànec de guia de br oca, acer inox. per a sist de grapes BME Speed o eq.Estèril,lús(B*)Baixa per duplicitat ,veure codi 30058836

Descripció tècnica:

Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ 2,65 mm,2 pins posicionadorsØ2,65x17mm,1 impactador,1 mànec de guia de broca, acer inox. per a sist de grapes BME Speed o equivalent. Estèril,un sol ús (B*)Baixa per duplicitat,veure codi 30058836

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30053352

Descripció llarga:

Fresa recta llarga per a cirurgia percutània Ø2,0x72mm llarg total (espira 19,5mm de llarg), d'acer inoxidable, Shannon , connexió u niversal.Reutilitzable.

Descripció tècnica:

Fresa recta llarga per a cirurgia percutània Ø2,0x72mm llarg total (espira 19,5mm de llarg), d'acer inoxidable, Shannon , connexió u niversal.Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30053630

Descripció llarga:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu mínimament invasiva Wedge, Ø 2,2x12mm, d'acer inoxidable, estèril d'un sol ús#

Descripció tècnica:

Fresa cònica per a cirurgia percutània de peu mínimament invasiva Wedge, Ø 2,2x12mm, d'acer inoxidable, estèril d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30054036

Descripció llarga:

Fulla serra sagital micro,precisio fina,5,5mm amplada x 0,38gruix x25mmllongitut. Compatible amb serres sagital i oscil.lant REM B, SABO 2 F1 Stryker o equivalent. Acer inox, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Fulla serra sagital micro,precisio fina,5,5mm amplada x 0,38gruix x25mmllongitut. Compatible amb serres sagital i oscil.lant REM B, SABO 2 F1 Stryker o equivalent. Acer inox, 1 sol ús. Ref.2296-003-414

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30054221

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca per a esterntom, fina,corba,33,5mm gruix de tall, 6,4 mm d'alçada 76,2mm longitud total, estèril, d'un sol ús.Compatibleamb Core, RemB Stryker o equivalent .

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca per a esterntom, fina,corba,33,5mm gruix de tal l, 6,4 mm d'alçada 76,2mm longitud total, estèril, d'un sol ús.Compatib leamb Core, RemB Stryker o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30054489

Descripció llarga:

Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,0,89x90x13mm,fulla serra recíproca,fulla serra recíproca tall un sol costat ,sist pròt geno ll quilla no cimentada .Estèril,un sol ús.Compatible motor Linvatec Power Pro System o equivalent

Descripció tècnica:

Equip serres 3 unit:fulla serra oscilant,0,89x90x13mm,fulla serra recíproca,fulla serra recíproca tall un sol costat ,sist pròt geno ll quilla no cimentada .Estèril,un sol ús.Compatible motor Linvatec Power Pro System o equivalent

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30058836

Descripció llarga:

Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ2,65mm,ancoratge ràpid,2 pins posicionadorsØ2,65mm,1 impac,1 mànec guia/br oca,1 guia mesura,1 adap/mànec,1 agulla guia 1,37x4mm,acer inox.Sist de grapes BME Speedtitan o eq.Estèril,un sol ús

Descripció tècnica:

Equip broca osteosíntesi cirurgia peu compost per 1 brocaØ2,65mm x 11.5cm long.,ancoratge ràpid,2 pins posicionadorsØ2,65x17mm,1 imp actador,1 mànec de guia de broca,1 guia de mesura,1 adaptador de mànec,1 agulla guia 1 ,37x4mm,acer inox. per a sist de grapes BME Sp eedtitan o equivalent.Estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30060059

Descripció llarga:

Fresa cónica Ø7mm i longitud de punta 12,5. Longitud total 70mm.Acer quirurgic, estèril, 1 sol ús.Per motor intra amb adaptador stan dard.Preparac óss COT,NRC,CMF i ORL.

Descripció tècnica:

Fresa cónica Ø7mm i longitud de punta 12,5. Longitud total 70mm.Acer quirurgic, estèril, 1 sol ús.Per motor intra amb adaptador stan dard.Preparac óss COT,NRC,CMF i ORL.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30060100

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, e stèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 3,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30060293

Descripció llarga:

Serra de tall punta diamant rodona angulada mida: 24,6x12,85xØ0,6 mm, d'acer inoxidable,per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril, un sol ús. Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes

Descripció tècnica:

Serra de tall punta diamant rodona angulada mida: 24,6x12,85xØ0,6 mm, d'acer inoxidable,per a sistema quirúrgic ultrasònic, estèril, un sol ús.
Compatible o equivalent sistema Piezoelèctric Synthes

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30060512

Descripció llarga:

Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 4mm i 48,3mm de llarg.Un sol ús.Envàs initari.Compatible amb motor Microdill Rem B, TPX i F1 o equivalent

Descripció tècnica:

Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 4mm i 48,3mm de llarg.Un sol ús.Compatible amb motor Microdill Rem B,TPX i F1 o equivalent.Ref.5300-010-511

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30060513

Descripció llarga:

Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 2mm i 50,8mm de llarg.Un sol ús.Envàs unitari.Compatible amb motor Microdill Rem B, TPX i F1 o equivalent

Descripció tècnica:

Micro fresa de carboni amb capçal rodó, diàmetre 2mm i 50,8mm de llarg.Un sol ús.Compatible amb motor Microdill Rem B,TPX i F1 o equivalent.Ref.5300-010-505

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30060515

Descripció llarga:

Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 4 i 48mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent

Descripció tècnica:

Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 4 i 48mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent.Ref.5300-010-307

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30060516

Descripció llarga:

Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 2 i 50,8mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent

Descripció tècnica:

Micro fresa de diamant amb capçal rodó,diàmetre 2 i 50,8mm de llarg.Un sol ús. Envas unitari.Compatible amb motor Microdill RemB,TPX i F1 o equivalent.Ref.5300-010-303

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30060663

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 13 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 20 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30060664

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 20 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant sagital Mida : 0,3mm ample x 20 mm de llarg , per tallar teixit ossi,d'acer inoxidable. estèril, d'un sol ús.Compatible o equivalent motors Aesculap

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30061027

Descripció llarga:

Fresa per artroplàstia de genoll, diàmetre 5mm, cilíndrica, acer inoxidable. Estèril.Compatible o equivalent Sistema Real Intelligen ce CORE

Descripció tècnica:

Fresa per artroplàstia de genoll, diàmetre 5mm, cilíndrica, acer inoxidable. Estèril.Compatible o equivalent Sistema Real Intelligen ce CORE

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30061567

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, e stèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, rodona, diamant. Mida: diàmetre del cap 4,5mm, llarg total 54mm, 28,2mm de longitud exposada, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible motor elèctric Micro F1 i Rem B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30061731

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, flexible intramedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8 ,5mmdiàmetre. Mida aprox 51cm. Acoplament TrinKle Modificat.Compa tible motorelèctric Stryker o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi, flexible intramedul·lar, capçal fixe Bixcut, 8,5mm diàmetre. Mida aprox 51cm. Acoplament Trinkle Modificat. Compatible motorelèctric Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30061838

Descripció llarga:

Cos del Sistema de fresa intramedular modular BIXCUT. Mida 8x 885mm. Compatible amb motor elèctric de Stryker

Descripció tècnica:

Cos del Sistema de fresa intramedular modular BIXCUT. Mida 8x 885mm. Compatible amb motor elèctric de Stryker. 0227-885S

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30062247

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 30/22x12x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 30/22x12x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30062248

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x6x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x6x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30062249

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x10x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 46/31x10x0,4/0,3mm, d'acer quirúrgic, un sol ús. Compatible amb motor Colibrí Synthes o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30062250

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital oscil·lant, per a l'adaptador oscil·lant. Estèril. Mida: 65/50x27x0,6/0,4mm d'acer quirúrgic. Compatible amb motor Colibrí/Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital oscil·lant,per a l'adaptador oscil·lant .Estèril.Mida: 65/50x27x0,6/0,4mm d'acer quirúrgic. Compatible amb mo tor Colibri/Synthes o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30062374

Descripció llarga:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:1,27mm gruix tall, 90 mm long util,111mm longitud total, 12,5 mm a mplada ,estèril,Compatible motors Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:#1,27mm gruix tall, 90 mm long util,111mm longitud total, 12,5 mm amplada,estèril,#Compatible motors Synthes o equivalent.05.002.203.S#

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30062375

Descripció llarga:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 25 mm amp lada,estèril ,Compatible motors Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:#0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 25 mm am plada,estèril,#Compatible motors Synthes o equivalent.05.002.101.S#

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30062376

Descripció llarga:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 19 mm amp lada,estèril ,Compatible motors Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla serra agresiva cirurgia maluc, per a serra oscil·lant, Mida:#0,89mm gruix tall, 95 mm long util,116mm longitud total, 19 mm am plada,estèril,#Compatible motors Synthes o equivalent.05.002.001.S#

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30062377

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,8/0,6mm espessor de tall, 90mm longitud total, 69mm longitud utilitzable, 27mm amplada,estèril. Mida 90/69x27x0,8/0,6mm.Per a Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb#ancoratge AO/ASIF, 0,8/0,6mm espessor de tall, 90mm longitud total, 69mm#longitud utilitzable, 27mm amplada,estèril. Mida#90/69x27x0,8/0,6mm.Per a Synthes o equivalent .519.170S

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30062378

Descripció llarga:

Fulla de serra oscil·lant amb dents, mides: de 25x14x0,60mm, acer inox,per ancoratge AO/ASIF , adaptador Colibrí o equivalent, està ril. Compatible motors Synthes o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla de serra oscil·lant amb dents, mides: de 25x14x0,60mm, acer inox,per ancoratge AO/ASIF , adaptador Colibrí o equivalent, està ril. Compatible motors Synthes o equivalent.519.250S

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30062379

Descripció llarga:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb ancoratge AO/ASIF, 0,6/0,4mm espessor de tall, 46mm longitud total, 25mm longitud utilitzable, 6mm amplada,estèril. Mida 46/25x6x0,6/0,4mm.Per a Synthes o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra amb dents escalonades, per a serra oscil·lant amb#ancoratge AO/ASIF, 0,6/0,4mm espessor de tall, 46mm longitud total, 25mm#longitud utilitzable, 6mm amplada,estèril. Mida#46/25x6x0,6/0,4mm.Per a Synthes o equivalent.519.230S

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30062539

Descripció llarga:

Full serra flexible T-saw per tallar ossos de diàmetre 0,54mm en dos parts per agafar i un filferro tallant. Acer inox. No estèril.

Descripció tècnica:

Full serra flexible T-saw per tallar ossos de diàmetre 0,54mm en dos par ts per agafar i un filferro tallant. Acer inox. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101399146 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30063599

Descripció llarga:

Fulla de serra recíproca per a pròtesi parcial de genoll Oxford no cimentada, un sol costat,del,0/1,19mm x 70x10mm, acer inoxidable, estèril ,unsol ús. Compatible amb motor sistema Sodem o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra recíproca tipus Stablecut per a pròtesi parcial de genoll sistema Oxford no cimentada, un sol costat,del,0/1,19mm x 70x10mm, acer inoxidable,estèril,un sol ús. Compatible amb sistema Sodem o equivalent .

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 11012xxxxx_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

[illegible]

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducutor 6F // Introducutor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte**Imatge de la referència****Dades d'acreditacions***Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius

FITXES RESUM CRITERIS SUBJECTIUS:

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

LOT 001

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Cimbreig
Ancoratge

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS SUBJECTIUS:

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

LOT 002**CRITERIS JUDICI DE VALOR****Cimbreig****Ancoratge**

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS SUBJECTIUS:

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

LOT 003

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Precisió en el tall
Eficiència en el tall

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

No hi ha