

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL, CMF i NEUROCIRURGIA per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Lot 5 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Midas Rex MR8 o equivalent.
Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 6 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Midas Rex MR8 o equivalent.**

Lot 10 - Freses per a procediments quirúrgics ORL compatibles amb motors Indigo/Visao o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 11 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Indigo/Visao o equivalent.**

Lot 12 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Diego Elite o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 13 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Diego Elite o equivalent.**

Lot 14 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Coolflex o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 15 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Coolflex o equivalent.**

Lot 17 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 18 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.**

Lot 19 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles amb motor Osseostap o equivalent.

Lot 20 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatible amb motor Osseoduo S/120 o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 21 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motor Bien Air o equivalent.**

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101423334_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008

- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 – Llista resum, Criteris judici de valor

ANNEX D4 - Llista-Resum, Model i Guia

ANNEX E - Presentació de mostres (no es demanen mostres)

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

MATERIAL DE

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101423334/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
1	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)	SI
2	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv	SI
3	Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv	SI
4	Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equiv	SI
5	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv	SI
6	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Midas Rex MR8 o equivalent	SI
7	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv	SI
8	Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equiv	SI
9	Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv	SI
10	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv	SI
11	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Indigo/Visao o equivalent	SI
12	Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Diego Elite o equiv	SI
13	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Diego Elite o equivalent	SI
14	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv	SI
15	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Coolflex o equivalent	SI
16	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumer o equiv	SI
17	Fulls de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equiv	SI
18	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent	SI
19	Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motor Osseostap o equiv	SI
20	Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles amb motor Osseoduo S/120 o equivalent	SI
21	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motor Bien Air o equivalent	SI
22	Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors BienAir o equiv	SI
23	Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv	SI
24	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equiv	NO
25	Instruments per a craniotomia	NO
26	Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda	NO
27	Control d'aspiració per a microcirurgia nasal	SI
28	Altres material per a endoscòpia ORL i CMF	NO
29	Material per irrigació d'oïda	NO
30	Mesuradors Tiroplastia masculina i femenina	SI
31	Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqi	SI
32	Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSX o equivalent	SI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30006729

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia d'oïda,Ø2mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector polipr opilè tipus luer-lock,codi de color verd.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia d'oïda,Ø2mm i longitud 7 0-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector polipropilè tipus luer-lock,codi de color verd.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30006730

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia ,Ø 1,6mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipr opilè tipus luer-lock,codi de color blanc.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia ,Ø 1,6mm i longitud 70-8 0mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,codi de color blanc.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30008300

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irrig-aspiració incorporat ,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,tub irrigar inclòs,est,lús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta/elèctr endoscòpia p/sinus nassal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina e x t finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació aspiració inco rp orat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,est,lús.Comp ati ble peça mà Magnum M4 o M5 o equiv

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30008473

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/ irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est ,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nassal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,lús .Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30008749

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi ,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 pos icions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall oss i,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30008751

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi ,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicion s.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,dià metre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30008752

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi ,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicion s.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,dià metre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30008753

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi ,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall oss i,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30008754

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barril estriada helicoidal ,diàmetre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barril estriada helicoidal,diàmetre del cap 4,0 mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30011444

Descripció llarga:

Sistema per a irrigació en procediments quirúrgics de microcirurgia ,silicona, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb consola Core 1 I 2 o equivalent

Descripció tècnica:

Casset i Tubs per a irrigació en procediments quirúrgics de microcirurgia , sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb consola Core (Ref: 5400050000E) de Stryker o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30012411

Descripció llarga:

Funda per la punta de l'equip d'irrigació d'oïda,per extreure cerumen ,transparent,per adults i nens,biocompatible sense làtex,d'un sol ús.Adaptable per al sistema d'extracció EarWash o equivalent.

Descripció tècnica:

Funda per la punta de l'equip de rentat d'oïda,per extreure cerumen,transparent,per adults i nens,biocompatible sense làtex,d'un sol ús.Adaptable per al sistema d'extracció EarWash o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30012950

Descripció llarga:

Catèter submandibular per a sialografia agulla curta, tipus Rabinov, punta Ø 0,30mm x 30 (+/-2)cm de longitud, sense orificis laterals. Estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Catèter submandibular per a sialografia agulla curta, tipus Rabinov, punta Ø 0,30mm x 30 (+/-2)cm de longitud, sense orificis laterals. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30014635

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi ,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agresiva,per a tall i polir ossi,diàmetre del cap 3,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30014636

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helic,per a tall ossi ,diàmetre del cap 5,0mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helicoidal,per a tal l i polit ossi,diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescopica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Si gn ature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30015709

Descripció llarga:

Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF,per a sialoendoscopia,de Ø 0 ,6 mm,cistella de Dormia amb 3 filferros,mà nec retràctil,es tèril,un ús.Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent

Descripció tècnica:

Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF,per a sialoendoscopia,de Ø 0,6 mm,cistella de Dormia amb 3 filferros,mà nec retràctil,estèril,un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a ci r ugia màxil·lo-facial o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30017081

Descripció llarga:

Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ES Sx o equivalent

Descripció tècnica:

Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30017082

Descripció llarga:

Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40° convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compati ble amb motor ESSx o equivalent

Descripció tècnica:

Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40° convexa, de diàmet re 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb moto r ESSx de Stryker o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30017190

Descripció llarga:

Equip aspiració per microciru d'oïda compost per:lmà nec a/control d'aspiració de 17cm, a/tub aspiració 2m+/-10cm , 2 cànules aspirac ió 1 ,0x70mm,2cànules aspiració 1,40x70mm, 2 cànules aspiració 2,1x80mm,connexions a/codi color per Ø, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Equip aspiració oïda compost per: -1 mà nec a/control d'aspiració de 17cm, a/tub aspiració 2mts ,
-2 cànules aspiració Ø 1,0x70mm -2 cànules aspiració Ø 1,40x70mm,
-2 cànules aspiració Ø 2,1x80mm, connexions a/codi color per Ø,estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30017514

Descripció llarga:

Pulveritzador endoscòpia laringo-traqueal,s/xeringa,dispositiu d'atomització de solucions tòpiques per a mucoses,tamany de les partícules 30/100 micres,sistema d'espai mort 0,19 ml, Ø punta 4.82 mm,llarg total 21,6 cm,conn L-L,no làtex,no estèril,lús

Descripció tècnica:

Pulveritzador endoscòpia laringo-traqueal,s/xeringa,dispositiu d'atomització de solucions tòpiques per a mucoses,tamany de les partícules 30/100 micres,sistema d'espai mort 0,19 ml, Ø punta 4.82 mm,llarg total 21, 6 cm,connector LL,no làtex,no estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30023446

Descripció llarga:

Equip de cànules per a microcirurgia d'oïda,compost 8 cànules d'aspiració amb control:2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10, 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x80+/-10+ tub a/conn 3500+/-100mm i Ø8,0mm.Estèril,un ús

Descripció tècnica:

Equip estapedectomia i oïda mijà,compost 8 cànules d'aspiració amb control:2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10 + 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm + 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm + 2 cànules Øext 2,0x80+/-10 + tub connexió 3500+/-100mm i Ø8,0mm. Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30027130

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'a cer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30027132

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'a cer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30027134

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall i polí ossi,diàmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signatu re (Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30027137

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'a cer inoxidable ,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa d'endoscòpia per a ORL, Elite, rodona diamant, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 6,0 mm, long variable telescòpica ,d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Saber Drill i Summex Dr i ll de Stryker o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30027139

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 3,5mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'a cer inoxidable ,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia ORL, Elite rodona diamant, per a tall i polit oss i. Mida: diàmetre cap 3,5 mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Stryker

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30028870

Descripció llarga:

Equip endoscòpia ORL,p/tractam/mínim/invasi disfunció trompa de Eustaquí ,consta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm ,baló Ø3x20mm,marques radiopaques,2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°,estè,lús.Com/sist/TubaVent o eq

Descripció tècnica:

Equip endoscòpia ORL,p/tractam/mínim/invasi disfunció trompa de Eustaquí ,consta: catèter a/baló tipus TubaVent,de 27cm long/útil 23,6cm,baló Ø3 x 20mm,marq/radioop i 2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°,estè,lús.Comp/SAP 30042343 o equ

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30030004

Descripció llarga:

Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL,per treure cerumen i altres del canal auditiu,extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre,15cm de llargària,de policarbonat,estèril,d'un sol ús

Descripció tècnica:

Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL,per treure cerumen i altres del canal auditiu,extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre,15cm de llargària,de policarbonat,estèril,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30030332

Descripció llarga:

Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla,Ø 10mmx 77mm de llarg,connexió Luer de plàstic Lliure d e làtex.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla,Ø 10mmx 77mm de llarg,connexió Luer de plàstic Lliure de làtex.Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30030548

Descripció llarga:

Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15°, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, lús.Compatible amb peça de mà Magnum o equ

Descripció tècnica:

Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15°, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta extern a amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, lús. Compatible amb peça de mà Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30030978

Descripció llarga:

Clip hemostàtic cutani de plàstic,tipus Raney per a cuir cabellut en neurocirurgia,de plàstic,un sol ús,estèril.Compatible amb pinça -porta clips de Raney reutilitzable

Descripció tècnica:

Clip hemostàtic cutani de plàstic,tipus Raney per a cuir cabellut en neu rocirurgia,d'un sol ús,estèril.Compatible amb pinça-porta clips SAP 800 0 0821

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30032527

Descripció llarga:

Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap o coll.Mida adult, amb ales per a fixació. Lliure de làtex, un sol ús, estèril. Co mpatible per a fixador cranial tipus Mayfield o equivalent.

Descripció tècnica:

Punxa o pin fixador en cirurgia cap o coll per arc cranial.Mida adult Ø 5,5 mm, llargaria punta 12,5 mm d'acer inox i plàstic . Lliure de làte x, un sol ús, estèril. Per a arc cranial Doro o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30034201

Descripció llarga:

Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm,diàmetre intern 11mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de co lor, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.

Descripció tècnica:

Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm,diàmetre i ntern 11mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de color, estèri l .Compatible o equivalent amb connexió Hudson.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30039123

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi ,diàmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicion s.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa d'endoscòpia per a ORL, rodona helicoïdal , per a tall i polit oss i, diàmetre del cap 6,0 mm, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Co m patible amb motor U Drill, Sumex Drill, Saber Drill, Signature Drill , E lite-Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30039733

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi ,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicio ns,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d 'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pid r ive iPidrive+),Saber i Sumex o equiv

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30040599

Descripció llarga:

Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro,columna.Mida adult: Ø6,5 mm,1l argaria punta 11,5mm,titani,PEEK i cautxú natural.Lliure làtex,sol ús, estèril.Comptble separador cranial Doro o equival.

Descripció tècnica:

Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro,columna.Mida adult: Ø6,5 mm,1largaria punta 11,5mm,titani,PEEK i cautxú natural.Lliure làtex,sol ús, estèril.Comptble separador cranial Doro o equival.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30040603

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0 mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ú s . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30040604

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0 mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30040605

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0 mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30040606

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0 mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30040607

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30040608

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. C ompatible amb motor Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30040609

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d' un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. C ompatible amb motor Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30040610

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0 mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30040611

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d' un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. C ompatible amb motor Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30040612

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d' un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. C ompatible amb motor Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30040613

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús
. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30040614

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús
. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30040615

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús
. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30040616

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús
. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30040617

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús.
Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30040618

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x4 8,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30040620

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48 ,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús . Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30040625

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'o s, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0 mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30040626

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'o s, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0 mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30040627

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'o s, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0 mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d 'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30040628

Descripció llarga:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'o s, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0 mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d 'un sol ús. Compatible amb motor Cooflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30040629

Descripció llarga:

Sistema d'irrigació i de refrigeració per a procediments quirúrgics d'ORL i NCR, de 4,2m de longitud,PVC, policarbonat i silicona, e stèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Coolflex o equivalent

Descripció tècnica:

Sistema d'irrigació i de refrigeració per a procediments quirúrgics d'OR L i NCR, de 4,2m de longitud,PVC, policarbonat i silicona, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Coolflex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30040630

Descripció llarga:

Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

Descripció tècnica:

Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30040631

Descripció llarga:

Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual,d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

Descripció tècnica:

Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 m m, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30040632

Descripció llarga:

Sistema d'irrigació i d'aspiració per a endoscòpia d'ORL, de 30cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

Descripció tècnica:

Sistema d'irrigació i d'aspiració per a endoscòpia d'ORL, de 30cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30040916

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi ,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o equiv

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30041144

Descripció llarga:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer i noxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30041145

Descripció llarga:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer i nox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30041146

Descripció llarga:

Fulla de micro serra recíproca,Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.E stèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra recíproca,Core serra recíproca i TPX recíproca o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra recíproca,Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm g ruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un so l ús.Compatible amb peça de mà RemB serra recíproca,Core serra recíproca i TPX recíproca o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30041147

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18 ,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polza da,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar te ixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordl ess Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30041148

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polza da,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar te ixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordl ess Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30041156

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29 ,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall ,32 dents/polza da,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:2 9,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall ,32 dents/polzada,tallar te ixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordl ess Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30041159

Descripció llarga:

Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer ino x.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix d e tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d 'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30041182

Descripció llarga:

Fulla microserra sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,ace r M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Fulla microserra sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4m m espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb an c oratge compatible Midas Rex Legend. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30041183

Descripció llarga:

Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents.acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System 8(serra Sabo)

Descripció tècnica:

Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm am plada, 0,38mm gruix,32 dents.acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatibl e o equivalent a/peça de mà CORE/SABO 2(serra sagital),RemB(serra oscil·lant i sagital)i System 8(serra Sabo)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30041229

Descripció llarga:

Broca cranial per a perforador manual,de Ø5,8mm d'acer inoxidable,45mm de longitud,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Broca cranial per a perforador manual,de Ø5,8mm d'acer inoxidable,45mm d e longitud,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30041304

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm ,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,co di de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o e q uivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30041305

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap llumí/cilindre estriat de Ø2,2mm,per a ad aptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Mi
d as Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30041306

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Le gend o
equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptad or de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equiv
alent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30041309

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Leg end o equivalen

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptad or de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equiva
lent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30041310

Descripció llarga:

Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làte x,sol
ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud ta ll per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Co
m patible motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30041311

Descripció llarga:

Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Co mpatible
motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mmx 15,9mm longitud tall,per ada ptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Compatibl
e motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30041518

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 3,0mm i longitud 80+/-90mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipr opilè tipus luer-lock, transparent. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 3,0mm i longitud 80+/-9 0mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, transparent. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30041671

Descripció llarga:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi. acer inox. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

Descripció tècnica:

Fulla micro serra sagital de precissió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi. acer inox. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30041673

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 35,0mm llarg, 9mm amplada, 0,61mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 35,0mm llarg, 9mm amplada, 0,61mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30041675

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 34,5mm llarg, 12mm amplada, 0,51mm gruix tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 34,5mm llarg, 12mm amplada, 0,51mm gruix tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30041969

Descripció llarga:

Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia). Mida adult, amb ales, de safir sintètic, un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.

Descripció tècnica:

Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radio transparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mida adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotr ansparent tipus Mayfield o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30042343

Descripció llarga:

Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent,capacitat 30cc,interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, estèril ,lús.Comp sistema TubaVent o equivalent

Descripció tècnica:

Bomba d'inflat de catèter baló TubaVent,capacitat 30cc,interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rotatori,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, estèril,lú s. Compatible a/SAP 30028870 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30043432

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41 ,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30043520

Descripció llarga:

Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30043718

Descripció llarga:

Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un mànec per a col·locació amb bloqueig posterior,una làmina de protecció i 100 toveres/broquets,de plàstic,sol ús.Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.

Descripció tècnica:

Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un mànec per a col·locació amb bloqueig posterior,una làmina de protecció i 100 toveres/broquets,de plàstic,sol ús.Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30043744

Descripció llarga:

Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm,diàmetre intern 6mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de color ,
estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.

Descripció tècnica:

Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm,diàmetre in tern 6mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de color, estèril.Co
mpatible amb connexió Hudson o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30047372

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril , un sol
ús. Compatible Legend o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm di àmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús
. Compatible Legend o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30047563

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi ,diàmetre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 po sicions,d'acer
inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa d'endoscòpia per a ORL, Elite, rodona estriada agresiva, per a tal l i polit ossi, diàmetre del cap 2,0 mm, d'acer inoxidable, estèril, d'u
n sol ús. Compatible amb motor Saber Drill i Summex Drill de Stryker o e quivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30048862

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall ossi ,diàmetre del cap 1,5 mm,long variable telescòpica amb 5 posici ons,d'acer
inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 1,5 mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,
d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pi d rive iPidrive+),Saber i Sumex o equiv

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30048905

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi ORL,cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velo citat (màx.
40,000 57rpm)

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL,cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30048907

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø3,5x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40 ,000 57rpm)

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø3,5x70mm de longit ud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30049755

Descripció llarga:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspi ració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspiració,cirurg ia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer i nox.Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30049756

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible a mb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30049757

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø5,0x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40 ,000 57rpm)

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø5,0x70mm de longit ud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30049758

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø7,0x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40 ,000 57rpm)

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø7,0x70mm de longit ud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30049760

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèri l,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d' un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Su m ex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30049765

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud ,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud, acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30049766

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30049780

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèri l,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d' un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sum e x o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30049781

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d' acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30049800

Descripció llarga:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30049804

Descripció llarga:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30049807

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer i inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer i inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30049809

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer i inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta polidor a de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30049821

Descripció llarga:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30049825

Descripció llarga:

Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30049831

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud ,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud, acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30049833

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud ,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud ,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30049836

Descripció llarga:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, vel ocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30049865

Descripció llarga:

Broca universal curta per sistema NeuroPro o equivalent

Descripció tècnica:

Broca universal curta per sistema NeuroPro

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30049867

Descripció llarga:

Perforador rebutjable per a craniotomia,llarg, diàmetre extern 14mm ,diàmetre intern 11mm,acer inoxidable,codificació de color, estè ril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.

Descripció tècnica:

Perforador rebutjable per a craniotomia,llarg, diàmetre extern 14mm,diàm etre intern 11mm,acer inoxidable,codificació de color, estè ril.Compatib le amb connexió Hudson o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30049871

Descripció llarga:

Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix ,per tallar, perforar i polir, estè ril, d'un sol ús. Compa tible amb moto Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gru ix,per tallar, perforar i polir, estè ril, d'un sol ús. Compatible amb mo tor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30049889

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estè ril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equiv alent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estè ril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30049890

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre,estè ril,un sol ús.Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equiva lent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre,estèril,un sol ús.Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30049894

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm ,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Mida s Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10 cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30049900

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 1 0cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legen d o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30049901

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 1 0cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legen d o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30049902

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm ,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Mida s Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10 cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30049914

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equiv alent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30049919

Descripció llarga:

Fresa ostesíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor M idas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ostesíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor Midas Rex Leg end o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30049925

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legen d o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30049926

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Mi das Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Lege nd o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30049927

Descripció llarga:

Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,amb dos fulles de tall més, 3 ,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,amb dos fulles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible m otor Midas Rex Legend o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30049941

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30049944

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30049959

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30049969

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30050003

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm. Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm. Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30050006

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30050007

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30050008

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30050009

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30050010

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant,Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm ,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant,Ø5,0mm,per a adaptador de 10 cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30050011

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø6,0mm, per a adaptador de 10cm , codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Mida s Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø6,0mm, per a adaptador de 10 cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30050012

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm , codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Mida s Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø4,0mm, per a adaptador de 10 cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30050037

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 1 0cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30050041

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø1,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2, bola estriada, Ø1,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30050044

Descripció llarga:

Fresa perforadora a/topall, d'acer M2, mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm, codi de color. Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa perforadora a/topall,d'acer M2,mides: Ø capçal 2mm, 8mm profundita t, per a adaptador de 8cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible mot or Midas Rex Legend o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30050045

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen,Ø2,3x51mm de longitud.Ø2,35mm de tija.estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen,Ø2,3x51mm de longit ud.Ø2,35mm de tija.estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30050070

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Mid as Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legen d o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30050153

Descripció llarga:

Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm,estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equ ivalent

Descripció tècnica:

Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm,estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30050157

Descripció llarga:

Fulla de serra per a craneotomia, recta,de 1,85 mm de diàmetre,16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics A nspach EG1 o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a craneotomia, recta,de 1,85 mm de diàmetre,16 mm lon gitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30050390

Descripció llarga:

Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i beina protecció,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal 4 mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada un 15°, 13 cm de llargària, incorpora sistema d'Irrigació intern i beina protecció, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat motor Midas Rex Legend o equivalent, ref. TN45RCD

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30050392

Descripció llarga:

Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30050393

Descripció llarga:

Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30050395

Descripció llarga:

Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30050553

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant fi, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 2,5 mm, long variable telescòpica, d'acer i noxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant fi, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 2,5 mm, long variable telescòpica, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature, Saber Drill i Summex drill o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30050556

Descripció llarga:

Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.E stèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq

Descripció tècnica:

Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30050710

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi ,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,d iàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30050773

Descripció llarga:

Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, e stèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30050774

Descripció llarga:

Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, e stèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30050775

Descripció llarga:

Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°,diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°,diàmetre de 4,0mm i 13, 5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30050810

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d' acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,d iàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i P idrive+),Saber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30050854

Descripció llarga:

Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18°, llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària,d'acer,lliure de làtex, estèril,d'un sol ús.Compatible amb mànec i motor Diego Elite o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb e xtrem distal amb doble angulació de 18°, llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mà nec i motor Diego Elite o equivalent. Ref: EGLB2 927SS

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30051051

Descripció llarga:

Cànula de rentat per a òptica de 30°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector.L liure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent

Descripció tècnica:

Cànula de rentat per a òptica de 30°,per a endoscòpia endonasal (sinusal),cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector,estèril,un so l ús.Compatible amb models 7230BA i 1880153 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30051052

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist /irriga-aspirat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est ,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nassal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11c m long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irriga-aspirat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,lús .Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30051053

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sis t/irriga-aspirat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est ,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents,sist/irriga-aspirat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,superf tall 3plans,est, lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30051055

Descripció llarga:

Sistema d'irrigació per a peça de mà motor alta velocitat,p/cirurgia d'oïda, consta: tub de mat/plàstic,extr/punxó p/sèrum irrigació, altre extrem p/fixar a peça de mà,casset p/connectar a bomba irrigació,estèril,1 ús.Comp/peça mà Indigo i cònsola IPC o eq

Descripció tècnica:

Sistema d'irrigació per a peça de mà motor alta velocitat,p/cirurgia d'oïda, consta: tub de mat/plàstic,extr/punxó p/sèrum irrigació,altre extrem a/pinça p/fixar a la peça de mà,casset p/connectar a bomba irrigació,estèril,1 ús.Comp/peça de mà Indigo i cònsola IPC o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30051058

Descripció llarga:

Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de carbur tipus Oto-Flex, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30051064

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30051065

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30051066

Descripció llarga:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE ,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30051068

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox .,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30051071

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,a cer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30051073

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,a cer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm i 72mm longitud de treball , Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30051083

Descripció llarga:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fr esat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30051084

Descripció llarga:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30051085

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobrimnt,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada ,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobrimnt,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30051088

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable ,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30051106

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long ,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga -asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans ,est,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq

Descripció tècnica:

Ganiveta/elèctr endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long ,beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació asp i ració,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,est,lús.Comp at ible peça mà M4 o equiv

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30051356

Descripció llarga:

Fresa carbur de tungstè,per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús . Compatible amb motor UltraPower o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa carbur de tungstè,per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud d e treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús. Compatibl e amb motor UltraPower o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30051463

Descripció llarga:

Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery.Estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Mont gomery.Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30051656

Descripció llarga:

Cànula de rentat per a òptica de 0°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector i tub d'irrigació,estèril,un sol ús.Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent

Descripció tècnica:

Cànula de rentat per a òptica de 0°,per a endoscòpia endonasal (sinusal),cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector i tub d'irrig ació,estèril,un sol ús.Compatible amb model 1880152 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30051725

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud.

Descripció tècnica:

Fresa osteosintesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5m m de longitud.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30051726

Descripció llarga:

Fresa osteosintesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud.

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5m m de longitud.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30051823

Descripció llarga:

Funda per a punta de la sonda equip d'irrigació d'oïda,de silicona,d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció Atmos Hygrother m o equivalent.

Descripció tècnica:

Funda per a punta de la sonda equip d'irrigació d'oïda,de silicona,d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció Atmos Hygrotherm o equivalente nt.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30051885

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí/cilindre estriat de Ø4,0mm,11,5mm de longitud,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí/cilindre estriat de Ø4,0mm,11,5mm d e longitud,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compa tible amb motor Midas Rex Legend o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30052407

Descripció llarga:

Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud ,tija corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d 'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,t i ja corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça d e mà M4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30053875

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta veloc itat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0x52,5mm de longitud,8 posicions ,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb m otor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30053876

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, cap bola estriada Ø4,8mm, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, cap bola estriada Ø4,8x52,5mm de longitud, 8 posicions, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30053877

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, cap bola estriada Ø6,4mm, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, cap bola estriada Ø6,4x52,5mm de longitud, 8 posicions, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30053878

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, cap bola diamant fi Ø4,2mm, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, cap bola diamant fi Ø4,2x52,5mm de longitud, 8 posicions, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30053879

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi, cap bola diamant fi Ø5,0mm, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi, cap bola diamant fi Ø5,0x52,5mm de longitud, 8 posicions, connexió universal, d'acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30053880

Descripció llarga:

Fulla de serra per a craniotomia, recta, Ø1,8x15mm, per a craneotomia, Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fulla de serra per a craniotomia, recta, Ø1,8x15mm, 52,3mm longitud total, per a craneotomia, Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30053884

Descripció llarga:

Micro fresa osteosíntesi,llumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap ,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compa tible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent

Descripció tècnica:

Micro fresa osteosíntesi,llumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de ca p,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb pe ces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30053898

Descripció llarga:

Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2x52,5mm de longitud,8 posicions,connex ió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d 'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30053899

Descripció llarga:

Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velo citat Velocity Alpha o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0x52,5mm de longitud,8 posicions ,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb m otors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30058727

Descripció llarga:

Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,d iàmetre 5,0mm ,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estànda rd,longitud 85mm, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb si stema motor Midas Rex MR8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30058728

Descripció llarga:

Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,d iàmetre 4,0mm ,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i ot oneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, longit
ut 84mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema m otor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30058729

Descripció llarga:

Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida
estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i ot oneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, longit
ut 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema m otor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30058731

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm, mida
estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i ot oneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, longit
ut 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema m otor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30058734

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida
estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i ot oneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5 ,0 mm, mida
estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor M edtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30058735

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetr e 4,0 mm, mida
estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i ot oneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4 ,0 mm, mida
estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor M edtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30058736

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30058738

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30058739

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30058740

Descripció llarga:

Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30058814

Descripció llarga:

Sistema d'irrigació per a peça de mà motor d'alta velocitat,estèril,individual,1 ús.Compatible amb peça mà ENT MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Sistema d'irrigació per a peça de mà motor d'alta velocitat,estèril,individual,1 ús.Compatible amb peça mà ENT MR8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30060010

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 1,0mm i longitud 60+/-5mm ,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipro pilè tipus luer-lock,codi de color beix.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 1,0mm i longitud 60+/-5 mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30060014

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 3mm i longitud 160+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex ,un sol ús.

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 3mm i longitud 160+/- 10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30060036

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 2,0mm i longitud 100-110mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 2,0mm i longitud 100-110 mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30060994

Descripció llarga:

Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 2mm i longitud 120+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex ,un sol ús.

Descripció tècnica:

Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 2mm i longitud 120+/- 10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30061199

Descripció llarga:

Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery.Estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery.Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30061200

Descripció llarga:

Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm per protector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb mot or
Signature (Pidrive i pidrive+), Sumex i Saber o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm perp rotector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb Cor e 2,0

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30061515

Descripció llarga:

Màneg amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla connexió Luer de plàstic, Øextrem distal 4mm i Øextrem p
roximal de 7mm. Lliure de làtex. Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Màneg amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/ag ulla connexió Luer de plàstic, Øextrem distal 4mm i Øextrem proximal de 7
mm. Lliure de làtex. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30061713

Descripció llarga:

Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalatí, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.

Descripció tècnica:

Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalatí, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30062125

Descripció llarga:

Cistella extractora de càlculs salivars Ø1,7x115mm de llarg, cistella Ø 8mm, amb 3 filferros, de nitinol, mànec retràctil, estèril, un ú s.

Descripció tècnica:

Cistella extractora de càlculs salivars Ø1,7x115mm de llarg, cistella Ø 8mm, amb 3 filferros, de nitinol, mànec retràctil, estèril, un ú s.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30062180

Descripció llarga:

Fresa carbur de tungstè, per a tall de metall, Ø25,4mm, 0,8mm de gruix/part activa, per cirurgia de ORL/NCR. estèril, un sol ús. Compa tible amb motor
Midas Rex Legend o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa carbur de tungstè, per tall de metall, Ø25,4mm, 0,8mm de gruix/part activa, per cirurgia de ORL/NCR. estèril, un sol ús. Compati ble amb mot
or Midas Rex Legend o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30062256

Descripció llarga:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a polit ossi ,diàmetre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a tall i polit oss i,diàmetre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer i noxidable,e stèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sa ber i Sumex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30062720

Descripció llarga:

Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30062721

Descripció llarga:

Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm,profunditat de tall 16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30062723

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2 ,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM 2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30062724

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30062726

Descripció llarga:

Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30062727

Descripció llarga:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30062728

Descripció llarga:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30062729

Descripció llarga:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30062733

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30062734

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30062735

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30062736

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30062737

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat iadaptador de 7cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30062738

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària ,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Comp atible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Comp atible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30062739

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària ,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Comp atible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Comp atible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30062740

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30062741

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30062742

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30062743

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargà ria, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30062744

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat iadaptador de 14cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària , d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta v elocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30062745

Descripció llarga:

Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6 ,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatib le amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6 ,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatib le amb moto r d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30062763

Descripció llarga:

Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2 ,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Mid as Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Mid as Rex o eq
uivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30062767

Descripció llarga:

Fresa per a fresar i llimar metall, Ø 3.0mm de cap x 9cm de llargària,0 ,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús
.Compatibleamb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a fresar i llimar metall, Ø 3.0mm de cap x 9cm de llargària,0, 8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús .Compatible
amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30063600

Descripció llarga:

Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocita t i adaptadors
de 7cm Midas Rex o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'ace r M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocita t i adaptad
ors de 7cm Midas Rex o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30063643

Descripció llarga:

Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril ,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèri l,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30063644

Descripció llarga:

Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell ,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivale nt.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,e stèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30063645

Descripció llarga:

Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equ ivalent.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 ane ll, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equ ivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30063646

Descripció llarga:

Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell ,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivale nt.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,e stèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivale nt.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30063647

Descripció llarga:

Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell ,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivale nt.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,e stèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivale nt.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30063648

Descripció llarga:

Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalen t.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, es tèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalen t.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30063649

Descripció llarga:

Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalen t.

Descripció tècnica:

Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, es tèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalen t.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30063872

Descripció llarga:

Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25 ,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús, Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25 ,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús, Compatible amb motor Signat ure(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30064080

Descripció llarga:

Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable,Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm,2,5mm, 3mm i 3,5mm ,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable,Ø0,6mm, per a utilitza r amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm,2,5mm, 3mm i 3,5mm ,estèril,un sol ús.Compatible amb bujies dilatadores de K.Storz 745710- 745713.ref: 745720

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30065913

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard ,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard ,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30065914

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard ,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard ,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30065915

Descripció llarga:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30068176

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30068177

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30068178

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30068179

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30068180

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30068181

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible a mb peça demà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30068182

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30068183

Descripció llarga:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30068184

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30068185

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30068186

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30068187

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peç a de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peç a de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30068188

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30068189

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30068190

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30068191

Descripció llarga:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peç a de mà micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peç a de mà micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30068196

Descripció llarga:

Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

Descripció tècnica:

Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatib le amb peçade m micromotor Osseostap o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30068201

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomy),recta,tipus Shaver ,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic ,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomy),recta,tipus Shaver ,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic ,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30068202

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomy),recta,tipus Shaver ,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic ,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver ,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic ,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30068203

Descripció llarga:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110 +/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent

Descripció tècnica:

Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110 +/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30068204

Descripció llarga:

Sistema d' irrigació per a bomba peristàltica,longitud total 4,2m+/-10cm, de silicona i PVC,estèril,lliure DEHP,individual,1 ús.Comp /equips Osseodoc, Osseopro, Osseoduo i bomba peristàltica PP980 de Bien Air o eq

Descripció tècnica:

Sistema d' irrigació per a bomba peristàltica,longitud total 4,2m+/-10cm, de silicona i PVC,estèril,lliure DEHP,individual,1 ús.Comp /equips Osseodoc, Osseopro, Osseoduo i bomba peristàltica PP980 de Bien Air o eq

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30068613

Descripció llarga:

Perforador rebutjable per a craniotomia,llarg, diàmetre extern 14mm ,diàmetre intern# 11mm,61,2mm longitud, acer inoxidable,codificac ió de color, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.

Descripció tècnica:

Perforador rebutjable per a craniotomia,llarg, diàmetre extern 14mm ,diàmetre intern# 11mm,61,2mm longitud, acer inoxidable,codificac ió de color, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30068658

Descripció llarga:

Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR ,estèril,un sol ús.Compatible amb motor de baixa i mitja int ensitat UltraPower o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR ,estèril,un sol ús.Compatible amb motor de baixa i mitja int ensitat UltraPower o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30068659

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30068660

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR, estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR, estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30068661

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR, estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR, estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30068662

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30068663

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèr il ,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30068664

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30068665

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèri 1 ,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèri 1 ,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30068666

Descripció llarga:

Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèri 1 ,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

Descripció tècnica:

Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèri 1 ,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101423334 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30068923

Descripció llarga:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de c oana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de c oana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101423334_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101423334_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l’Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

[illegible]

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitació1101423334.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101423334 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document <i>Annex B2 Llista Resum</i>. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101423334/25/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL US PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	