

REGISTRE TEMPERATURA I HUMITAT

Descripció	Ubicació
Àrea Drosophila - Cambres climàtiques	EMS1A32

[illegible]

(*) Inc.: Incidències. En cas de "Sí", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta o envia-ho per e-mail a scc-pcb@pcb.ub.cat

SCC-PCB[illegible]

Com omplir el formulari. X= Equip en ús, UV=Cabina amb UV encés, - = Equip apagat, FS= Equip Fora de Servei; Incubadors: En cas d'incidència apuntar el número a la casella i descriure-la al final de la llibreta

(*) En aquesta columna apunteu els incidents amb: Agitadors de sobretaula, pipetes, vòrtex, incidències de sala, residus, microscopis i incidències d'equips no propietat SCC

(**) Inc.: Incidències. En cas de "Si", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta de la sala o envia-ho per e-mail a scc-pcb@pcb.ub.cat

REGISTRE D'ACTIVITAT I ENTRADA/SORTIDA A LA CAMBRA FREDA



Descripció	Ubicació
CAMBRA FREDA	CL03BC81

4°C

SCC-PCB

Data	Usuari			DESCRIPCIÓ (Entrades/sortides equips, materials, temps previst etc.)	Inc (*) Si/No	Signatura
	Nom i Cognom	Grup/Empresa	Telf.			

(*) Inc.: Incidències; Si/No. En cas de "Si", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta o envia-ho per e-mail a scc-pcb@pcb.ub.cat

REGISTRE D'UTILITZACIÓ DE L'EQUIP



UNIVERSITAT DE BARCELONA

SCC-PCB

Descripció	No. de Sèrie	Ubicació
AVANTI JXN-26	JXN19M026	EMPBAB15

[illegible]

(*) Inc.: Incidències. Si/No. En cas de "Si", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta o envia-ho per e-mail a scc-pcb@pcb.ub.cat

(**) Temperature performance. **In Avanti J-26XP for the JA-25.50** is as follows: 10°C minimum at 25 000 rpm (at 30°C ambient); 4°C minimum at 21 500 rpm (30°C ambient). **In Avanti JXN-26** when operating at the maximum speed for the rotor, **the minimum temperature cannot be selected for all rotors. Refer to the specific rotor IFU for details**.

--	--

			GENER					FEBRER				MARÇ				ABRIL				MAIG					JUNY				JULIOL					AGOST				SETEMBRE				OCTUBRE					NOVEMBRE				DESEMBRE				
model	NO. SERIE	sala	2-1	9-1	16-1	23-1	30-1	6-2	13-2	20-2	27-2	6-3	13-3	20-3	27-3	3-4	10-4	17-4	24-4	1-5	8-5	15-5	22-5	29-5	5-6	12-6	19-6	26-6	3-7	10-7	17-7	24-7	31-7	7-8	14-8	21-8	28-8	4-9	11-9	18-9	25-9	2-10	9-10	16-10	23-10	30-10	6-11	13-11	20-11	27-11	4-12	11-12	18-12	25-12	
70.1 Ti	01E 4192	ES01A12																																																					
FA-45-24-11	09482	ES01A12																																																					
JA-10	01E 1288	ES01A12																																																					
JA-14	19U 10916	ES01A12																																																					
JA-25.50	20U 8543	ES01A12																																																					
JLA 10.500	01E 1592	ES01A12																																																					
S4180	00E 3737	ES01A12																																																					
TS-5.1-500	00D1134	ES01A12																																																					
REGISTRES			GENER					FEBRER				MARÇ				ABRIL				MAIG					JUNY				JULIOL					AGOST				SETEMBRE				OCTUBRE					NOVEMBRE								
Manteniment programat	Data																																																						
	Incidencies si/no																																																						
	Tècnic SCC (Inicials)																																																						
Manteniment programat	Data																																																						
	Incidencies si/no																																																						
	Tècnic SCC (Inicials)																																																						

Manteniment Setmanal

SCC-IMP-073/A



SCC-PCB

REGISTRE DE MATERIAL(LIQUIDS) PER AUTOCLAVAR

EQUIPS EMS1A22	A1		A2		
EQUIPS EMS1AP31	12L	75L	80 L	140L	A3

DATA:		Signat	
HORA	Inic.:		
	Fi:		
Control	Lote	P	N
Revisat Tècnic SCC-PCB			

Nº	Grup/Empresa	Botelles (B) / Erlenmeyers (E)											Incidents
		mL					L				ALTRES		
		50	100	150	250	500	1	2	3	5	gradetes		

Parc Científic de Barcelona
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Descripció: **Agitador incubador INNOVA™ 42R**
No. de Sèrie: **SI42NH007613** REFRIGERAT. 4°C to 80°C
Ubicació: **SALA EMPBBC53**

BACTERIS D

Usuari			Condicions de treball			Data/Hora		Inc. (*) Si/No	Signatura
Nom i Cognom	Grup/Empresa	Telf.	Tipus de μ organisme	$^{\circ}\text{C}$	RPM	Inici	Fi		

SCC-IMP-092/A

REGISTRE D'UTILITZACIÓ DE L'EQUIP

Descripció	Codi ràpid	No. de Sèrie	Ubicació
Liofilitzador CHRIST ALPHA LSCBASIC	LIOFIL-3	29829	ESPBB08

SCC-PCB

[illegible]

(1) Inc.=Incidències: Si/No. En cas de "Si", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta o envia-ho a scc-pcb@pcb.ub.es

(2)Mant.= Manteniment.: Si/No. Indiqueu si heu fet el manteniment de la bomba segons les instruccions indicades a la llibreta.

REGISTRE D'UTILITZACIÓ DE L'EQUIP

Ubicació	Equips	Nº de Sèrie:
Sala Cultius ESPBA05	Microscopi òptic invertit NIKON ECLIPSE Ts2-FL	255501
	Camera Nikon Ds-fi3	216328

SCC-PCB

Data	Usuari (Nom i Cognom)	Grup/ Empresa	Telf.	Hores		Fluorescència		Inc (*) Sí/No	Signatura
				Inici	Fi	NO/SI	Filtre/s		

(*) Inc.: Incidències. En cas de "Sí", feu una breu descripció de l'incident/anomalia de funcionament en els fulls en blanc del final de la llibreta o envia-ho per e-mail a scc-pcb@pcb.ub.cat