

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Característiques mínimes tècniques

Característiques comuns a tots els tipus de mantes
No estèril
Envàs unitari
Un sol ús
Exempt de làtex
Material de polipropilè
Distribució uniforme del calor
Radiotransparents
Sistema de dispersió de la calor des del sistema d'escalfament a la manta mitjançant impulsó d'aire per convecció
Perforacions termosegellades per evitar desprendiments de partícules
1. Manta mig cos adult
Manta tèrmica sobrepacient d'adult multiposicionable (supí/lateral/prono/litotomia)
Dos ports de connexió
Mida manta: 198x61cm $\pm$ 5%
2. Manta sota pacient, cos sencer multiaccés adult
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments
Dos ports de connexió que es poden obrir i tancar segons necessitat
Mida manta: 221x91cm $\pm$ 5%
3. Manta sota pacient amb perneres (posició litotomia) adult
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments

Port de connexió a l'extrem superior
Tires de subjecció integrades a nivell de les extremitats inferiors
Mida manta: 160x91cm ±5%
5. Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm, amb panells d'accés a pacient des de diferents punts, adult
Zona no inflable als peus i a la part inferior de les cames
Port de connexió a l'extrem inferior
Mida manta: 213x91cm ±5%
6. Manta sota pacient, cos sencer pediàtric
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments
Dos ports de connexió que es poden obrir i tancar segons necessitat
Mida manta: 152x81cm ±5%
Unitat d'escalfament
Inclou carro de transport amb rodes
Únic model per totes les mantes
Selecció mínima 4 nivells de temperatura
Selecció de mínim 2 nivells de flux d'aire forçat
Sensor de temperatura per l'aire impulsat en l'extrem distal del tub
Nivell de soroll inferior a 55dB en qualsevol dels modes de funcionament del sistema
Alarma visual i sonora de seguretat de temperatura (alta o baixa)
Incorpora filtre de partícules

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres i dur a terme un taller pràctic corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

-

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)