
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES: ECÒGRAF [FHOGC 4/22]

CRITERIS SUBJECTIUS O AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

La proposta tècnica tindrà un pes de 25 punts. Caldrà una puntuació mínima de 17 punts per poder acceptar la oferta tècnica.

1) Valoració de la mostra fins 25 punts

Es valorarà la mostra de l'equip d'endoscòpia presentat així com les dades que es relacionin amb l'ergonomia alhora de treballar amb l'equip així com la facilitat de neteja i esterilització.

El fet de no presentar la mostra es causa d'exclusió, tal i com preveu l'apartat 7 del present document i el Plec de prescripcions tècniques.

- Ergonomia: 3 punts → 2.5 punts: Disseny del mànec i les rodetes curós amb unes mides i pes correctes. Facilitat per mobilització de les rodetes.
- Facilitat d'ús: 3 punts → 3 punts: Sistema electrònic automatitzat i de fàcil comprensió, permet adaptació automàtica de la intensitat de la llum i no precisa de constant ajustament del balanç de blancs.
- Qualitat d'imatge: 3.5 punts → 3 punts: sistema òptic que permet la realització d'endoscòpia d'alta definició.
- Compatible amb cromoendoscòpia digital 3 punts → 3 punts: cromoendoscopia digital del propi fabricant amb diferents modalitats segons interès clínic del endoscopista.
- Estabilitat durant la progressió de l'endoscopi 3.5 punts → 2.5 punts: endoscopi sense rigidesa ajustable, però que ha permès completar sense incidències tots els procediments que hem realitzat. Sols a destacar falta de rigidesa del gastroscop en moment d'accés a la segona porció duodenal.
- Suavitat o rigidesa de les rodes de direcció (dreta/esquerra, up/down) 3 punts → 3 punts: les rodes de direcció permeten una suau maniobrilitat de l'extrem distal de l'endoscop.
- Bloqueig efectiu de les rodes de direcció 3 punts → 2.5 punts: difícil valoració d'aquest punt però no s'han percebut incidències.
- Neteja eficaç de l'òptica durant el procediment 3 punts → 3 punts: adequada instil·lació d'aigua sobre l'òptica.