

ANNEX 8.- PROGRAMA DE CAL·LIBRACIÓ / VERIFICACIÓ D'EQUIPS

	PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE PLANTA EDAR LA GARRIGA			
Unitats	Equip	Marca	Model	Periodicitat màxima
1	Mesurador pH	E+H	Liquisys S	MENSUAL
2	Mesurador potencial REDOX	E+H	Liquisys M	MENSUAL
2	Mesurador oxigen	HACH-LANGE	LDO	MENSUAL
1	Mesurador sòlids	HACH-LANGE	SOLITAX sc	MENSUAL
1	Sonda d'amoni i nitrats	E+H	IseMax	MENSUAL

	PROGRAMA DE VERIFICACIÓ/CALIBRATGE EQUIPS DE LABORATORI EDAR LA GARRIGA		
Equip	Marca	Model	Periodicitat
Microscopi	NIKON	Eclipse E400	-
Estufa	SELECTA		ANUAL
Manta DQO 25 places	HACH-LANGE		ANUAL
pH metre	HANNA	PH213	MENSUAL
Turbidímetre	HACH-LANGE	2100-A	MENSUAL
Mufla	Hobersal		ANUAL

	PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE PLANTA EDAR EL CONGOST			
Unitats	Equip	Marca	Model	Periodicitat
1	Mesurador pH	CRISON	5355	MENSUAL
1	Mesurador potencial REDOX	CRISON	5335	MENSUAL
1	Mesurador oxigen	LANGE	LDO sc	MENSUAL
1	Mesurador sòlids	LANGE	sc 100	MENSUAL
1	Sonda d'Amoni	LANGE	AISE	MENSUAL

EDAR CÀNOVES I SAMALÚS

PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE LABORATORI			
EQUIP	MARCA	MODEL	PERIODICITAT
phímetre/conductivímetre portàtil	CRISON	MM40	MENSUAL
Estufa 0 - 250 °c	SELECTA		ANNUAL

PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE PLANTA			
EQUIP	MARCA	MODEL	PERIODICITAT
Sonda Oxigen	ENDRESS HAUSER	Oxymax W	MENSUAL
Sonda Amoni	HACH LANGE		MENSUAL
Sonda REDOX	ORBIPAC W	-	MENSUAL
Sonda Sòlids	HACH LANGE	SOLITAX sc	MENSUAL
Sonda REDOX (dipòsit aigua servei)	CRISON		MENSUAL
Cabalímetre aigua sortida	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	ANNUAL

EDAR SANT ANTONI DE VILAMAJOR

PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE LABORATORI			
EQUIP	MARCA	MODEL	PERIODICITAT
phímetre/conductivímetre portàtil	Hanna Instruments	HI 9811-5	MENSUAL
Estufa 0 - 250 °c	SELECTA		ANNUAL

PROGRAMA DE VERIFICACIÓ EQUIPS DE PLANTA			
EQUIP	MARCA	MODEL	PERIODICITAT
Sonda Oxigen	HACH LANGE	LDO	MENSUAL
Sonda amoni	HACH LANGE		MENSUAL
Sonda REDOX	ZÜLLING	-	MENSUAL
Sonda Sòlids	HACH LANGE	SOLITAX sc	MENSUAL
Sonda REDOX (dipòsit aigua servei)	CRISON		MENSUAL
Cabalímetre aigua sortida	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	ANNUAL