



DENOMINACIÓ:	ALCOHOL GEL HIGIENITZANT MANS (1L)
DESCRIPCIÓ:	ALCOHOL GEL HIGIENITZANT MANS (1L)
MARCA/REFERÈNCIA ADMESA:	SALLO IPSOGEL PLUS amb envàs de 245mm alçada x 79mm ø
APLICACIONS : Rentat higiènic personal de les mans sense necessitat d'eixugar-se posteriorment.	
CONDICIONS DE SUMINISTRAMENT (TANT REFERENCIES ADMESES COM EQUIVALENTS): <u>Certificacions:</u> El gel ha de figurar a la llista d'antiseptics per a pell sana autoritzats per la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o a la relació de biocides de eficàcia virucida demostrada autoritzats per la AEMPS. Llistes respectivament: https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos/biocidas/antisepticos-para-piel-sana-autorizados-por-la-agencia-espanola-de-medicamentos-y-productos-sanitarios/ https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-cuidado-personal/cosmeticos/biocidas/relacion-de-biocidas-de-eficacia-virucida-demostrada/ Cada entrega de material ha de venir amb la corresponent fitxa de seguretat. El producte ha de complir amb la UNE EN-1500 Antisèptics i desinfectants químics. Tractament higiènic de les mans per fricció, amb la UNE EN-14476 (Virucida), UNE 1650 (Fungicida). <u>Propietats del gel:</u> ASPECTE: Líquid Viscos. DENSITAT (20ª): 850 - 950 kg/m³ pH: 6,5 - 7,5 *COMPOSICIÓ: Mezcla: Solució alcohòlica a base d'antisèptics Alcohol etílic desnaturalitzat 70% <u>Embalatge:</u> El producte ha de servir-se en ampolla d'un litre d'antisèptic per pell sana en forma de gel hidroalcohòlic amb tap. A l'etiqueta ha de venir indicat el nº registre AEMPS: XXX-DES. l'ampolla ha de complir les següents característiques: Tap de rosca 28/410 Alçada total 242MM (tolerància de +3/-3MM) Diàmetre 83MM (tolerància de +0,5/-15MM)) En cas de servir-se en palet, aquest serà tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1,5 metres. Caducitat: El temps entre el lliurament i la data de caducitat no haurà de ser inferior a 1 any.	



Data

14/06/2021

Codi de Material

231582

GARANTIA: La garantia serà d'1 any des de la data de subministrament.

SUBJECTE A EQUIVALÈNCIES:

SI

☒

NO

☐

CONDICIONS ESPECIALS DE MITJANS DE PROVA D'EQUIVALÈNCIES:

En cas de servir un producte equivalent s'haurà de presentar, al perfil del contractant, la seva fitxa tècnica i tots els certificats referits en l'apartat Condicions de Subministrament del present document.

A més s'haurà d'aportar una MOSTRA, serà suficient la mostra de l'envàs.

El termini de presentació de la MOSTRA i la documentació serà el mateix que el de lliurament d'ofertes.

El procediment per el lliurament de mostres es detalla a l'ANNEX10.

El producte presentat haurà de ser validat pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals de TMB.

ANNEX 10

PROCEDIMENT PER AL LLIURAMENT DE MOSTRES A TMB

L'objecte del present document es establir el procediment logístic/administratiu per al lliurament de les mostres derivades dels diferents processos d'adquisició de materials iniciats per TMB (Llicitacions, Sistemes Dinàmics d'Adquisició, Acords Marc, etc...)

La mostra juntament amb la documentació s'ha de lliurar, amb embalatge específic i perfectament identificada, al **magatzem central de TMB**, ubicat a:

c/ Estronci nº2 08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Horari de dilluns a divendres des de les 8.30h fins a les 13.30h.

Es necessari un albarà d'entrega en el que constin com a mínim:

- Empresa que la presenta.
- Número del expedient/oferta.
- codi de material.
- relació de productes i documents lliurats.

Aquest albarà es segellarà com justificant de recepció de la mostra.

El proveïdor haurà de notificar a recanvis@tmb.cat el lliurament de la mostra adjuntant copia del document d'entrega segellat.

Recollida de mostres:

Una vegada adjudicada la licitació, s'estableix un període d'un mes per tal de retirar les mostres aportades.

En cas de no recuperar la mostra, passat el termini indicat, aquesta es destruirà.