



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0001-0240/2024 - 02/08/2024 10:53
REGISTRE D'ENTRADA: E/0000090-2024 - 30/07/2024 14:52
SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 30/07/2024 14:52



08918 Badalona, Barcelona (España)

En relación a los cuadros de aislamiento para sistema IT instalados en el Hospital de Cerdanya, en los áreas de Diálisis, Urgencias, Reanimación y Neonatos, en los que los vigiladores de aislamiento son modelo ES340 de Tedisel, indicamos que para comunicar las alarmas detectadas por los mismos a los respectivos áreas de control 24 horas de cada zona, sólo puede realizarse con equipos repetidores y mutirrepetidores de alarma diseñados y fabricados para comunicarse con los vigiladores modelo ES340 o ES340-1, siendo estos los modelos TDS149 y MRP249-2RA respectivamente, fabricados por Tedisel.

TEDISEL IBERICA, S.L.
ES-5 00824554
C/ San Lluc, 86-81 - 08918 BADALONA
T.: 00 34 93 399 20 58 - F.: 00 34 93 398 45 47
info@tedisel.com www.tedisel.com

Director Técnico

www.tediselmedical.com - info@tedisel.com

C/ Sant Lluç, 69-81 08918 Badalona (Barcelona) SPAIN - Tel. +34 933 992 058 - Fax. +34 933 984 547

Tedisel Iberica S.L. B-60824554 R.M Barcelona. Tomo 28.070 Hoja 129.500 Folio 0196 Sección General Inscripción 1ª