

## ANNEX 4

### DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

#### CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

##### A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA (SOBRE 3) (Fins a 40 punts per lot)

La valoració del sobre 3 es farà de manera individual per a cada un dels lots

LOT 1		Puntuació
A.1	Oferta econòmica	Fins a 70 punts
PUNTUACIÓ TOTAL		Fins a 70 punts

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 70 punts sobre 100 per a cada lot per separat, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec d'inscripcions tècniques.

La valoració del sobre 3 es farà de manera individual per a cada un dels lots.

Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de prescripcions tècniques.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar  
 $P$  = Punts criteri econòmic  
 $O_m$  = Oferta Millor  
 $O_v$  = Oferta a Valorar  
 $IL$  = Import de Licitació  
 $VP$  = Valor de ponderació

S'estableix el valor de ponderació per aquesta licitació en 1.

**B. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 2)**

<b>B.2.1</b>	Els kits contenen una mix de reacció que inclogui els components necessaris per a la determinació, exceptuant la Taq polimerasa	Fins a 10 punts
<b>B.2.2</b>	Permet l'obtenció del producte amplificat en un temps curt	Fins a 10 punts
<b>B.2.3</b>	L'anàlisi dels resultats ha de ser compatible amb el Software GeneMarker V3.0.1	Fins a 10 punts
		<b>Fins a 30 punts</b>

**B.2.1** Els kits contenen una mix de reacció que inclogui els components necessaris per a la determinació, exceptuant la Taq polimerasa, es valorarà de la següent manera:

- Si els kits contenen el mix de reacció que inclogui els components necessaris per a la determinació, obtindrà 10 punts
- Si els kits no contenen el mix de reacció que inclogui els components necessaris per a la determinació, obtindrà 0 punts

**B.2.2** Permet l'obtenció del producte amplificat en un temps curt

- Si el producte amplificat s'obté en 3 hores o menys, obtindrà 10 punts
- Si el producte amplificat s'obté en més de 3 hores, obtindrà 0 punts

**B.2.3** L'anàlisi dels resultats ha de ser compatible amb el Software GeneMarker V3.0.1, es valorarà de la següent manera:

- Si és compatible amb el Software GeneMarker V3.0.1, obtindrà 10 punts.
- Si no és compatible amb el Software GeneMarker V3.0.1, obtindrà 0 punts.