

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 2 PPT ALBARÁN DE MUESTRAS

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
 En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

| | |
|---------------------------|---|
| TÍTULO EXPEDIENTE: | EQUIPOS ESTÉRILES PARA AFÉRESIS TERAPÉUTICA Y ACCESORIOS |
| NÚMERO EXPEDIENTE: | 2024/102 |

| IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Y DE LA OFERTA: | | REGISTRO DE MUESTRAS | |
|--|--|--|--|
| EMPRESA: | | FECHA Y HORA RECEPCIÓN | |
| MAIL | | SELLO Y FIRMA | |
| | | NOMBRE Y DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR | |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | | | | IDENTIFICACIÓN ARTICULO DEL LICITADOR | | | |
|----------------------------------|----------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO | CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS | CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS |
| 1 | 1 al 4 | | EQUIPOS ESTERILES PARA AFERESIS TERAPEUTICA Y ACCESORIOS | | | | |
| 1 | 1 | 196779 | Bolsa de transferencia de PVC grado médico, con conexión Luer. Capacidad 1000ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | | | 1 | |
| 1 | 2 | 207746 | Kit de aféresis para fotoaféresis extracorpórea de volumen 163ml con: 2 agujas 17G, filtros, conexiones tipo punzón perforador, bolsas y líneas. Estéril. Ha de incluir la cesión de 3 sistemas de aféresis y una máquina de fotoaféresis. | | | 1 | |
| 1 | 3 | 186835 | Equipo para recolección de células mononucleares en procesos de aféresis terapéutica con devolución de plaquetas, sistema cerrado, bipunción. Estéril. | | | 1 | |
| 1 | 4 | 186849 | Sistema de aféresis terapéutica para intercambio de plasma, abierto, bipunción. Incluye bolsa de plasma de capacidad 5000cm3 y bolsa de desecho de capacidad 5000ml. Estéril. Un solo uso. | | | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|--|--|--|------|--|
| 2 | 5 al 11 | | EQUIPOS ESTERILES PARA AFERESIS TERAPEUTICA Y ACCESORIOS | | | | |
| 2 | 5 | 186830 | Bolsa de transferencia de PVC grado médico, con doble conexión, trocar atraumático sin toma de aire. Capacidad 600ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | | | 1 | |
| 2 | 6 | 186831 | Calentador de sangre y fluidos con bajo volumen extracorpóreo para equipo de aféresis. Compatible con equipo ASTOTHERM. | | | 1 | |
| 2 | 7 | 186846 | Lámina fundidora compatible con equipo TSCD II. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | | | 1 | |
| 2 | 8 | 202012 | Solución anticoagulante ACD-A en bolsa flexible de PVC/DEHP de capacidad 500-750ml. Conexión segura para equipo de aféresis. Estéril. | | | 1 | |
| 2 | 9 | 186845 | Kit de recambio plasmático y hematíes en procesos de aféresis: líneas, colectores, pinza, restrictor de flujo anticoagulante, cámara de entrada, sensores, bolsas. Volumen extracorpóreo inferior a 200ml. Estéril. | | | 1 | |
| 2 | 10 | 186836 | Equipo para recolección de células mononucleares en procesos de aféresis terapéutica, sistema cerrado. Estéril. | | | 1 | |
| 2 | 11 | 186828 | Bolsa de sangre doble CPD-ADENINA KS-AT, para un total de 450ml de sangre, con kit de seguridad (protector de aguja). Sin látex. | | | 1,31 | |
| 3 | 12 al 14 | | BOLSA PARA PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS | | | | |
| 3 | 12 | 210477 | Bolsa EVA para congelación celular, temperaturas de -20°C a -196°C, tubular múltiple con 3 clamps, 1 punzón, conexión Luer macho y 2 conectores. Volumen de llenado recomendado 40-160ml. Estéril. Un solo uso. | | | 1 | |
| 3 | 13 | 188781 | Bolsa EVA para fotoaféresis extracorporea. Estéril. Un solo uso. Ha de ir acompañado de la cesión de un equipo de iluminación con registro y trazabilidad incorporada. | | | 1 | |
| 3 | 14 | 197825 | Solución anticoagulante ACD-A para aféresis. Bolsa de capacidad 800ml. Estéril. | | | 1 | |
| 4 | | | FILTRO CAPILAR RETENCION COLESTEROL LDL | | | | |
| 4 | 15 | 186837 | Filtro capilar para retención del colesterol LDL y lipoproteínas plasmáticas en procesos de aféresis con plasma, diámetro 57mm, longitud 280mm, superficie de membrana 2,0m2, volumen de cebado 150ml. Estéril. Un solo uso. | | | 1 | |

Si tiene problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta contacte con el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.