

EXPD. CLILAB 2024/11

**Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica establerts en el
quadre de característiques específiques**



Licitadors que han presentat oferta:

- **SYMEX ESPAÑA, S.L.**

El resultat de la valoració és el següent:

		Empresa licitadora	
		SYMEX ESPAÑA, S.L.	
	Criteris automàtics: fins a 100 punts	PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_e = \left[1 - \left(\frac{2a - 2b}{a} \right) \times \left(\frac{1}{100} \right) \right] \times P$ P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Puntuació criteri econòmic O_a = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1	51	51 punts (632.204,00 €)
VALORACIÓ TÈCNICA	Es valorarà la presència de paràmetres addicionals de creatinina i albúmina a la tira reactiva: fins a 4 punts Si: 4 punts No: 0 punts	4	4 punts (pàgina 1 Fitxa tècnica Meditape UC 11A) A la fitxa tècnica del reactiu consta la presència dels paràmetres de creatinina (rang de mesura 10 - 300 mg/dL) i albúmina (rang de mesura 10 - 150 mg/L) i el càlcul automàtic de l'índex de proteïna/creatinina i l'índex albúmina/creatinina segons la configuració de l'analitzador.
	Possibilitat de fer l'anàlisi del sediment mitjançant tecnologia de citometria de flux amb fluorescència: fins a 10 punts Si: 10 punts No: 0 punts	10	10 punts (Pàgina 3 en les fitxes tècniques UF-5000 i UF-4000 i pàgina 2 en la fitxa tècnica UF-1500) A les fitxes tècniques dels analitzadors de sediment UF-5000, UF-4000, UF-1500 consta que la tecnologia d'aquests instruments és citometria de flux amb fluorescència amb làser semiconductor blau (488 nm).
	Possibilitat d'analitzar líquids biològics sense pretractament de la mostra, i amb un programari específic, diferent del d'orines: fins a 5 punts Si: 5 punts No: 0 punts	5	0 punts (Manual UF-5000 Capítol 1 Pàgina 8 i Capítol 5, pàgines 45-56 i Manual UF-4000 Capítol 1 Pàgina 9 i Capítol 5 Pàgina 47-48) En els manuals d'analitzadors de sediment UF-5000 i UF-4000 consten diverses taules amb paràmetres mesurables en les mostres de líquids biològics, incloent-hi els límits de detecció, els límits de quantificació, exactitud, precisió, etc. A més, a l'apartat d'ús previst consta que són instruments de diagnòstic in vitro per a la determinació de paràmetres clínics a l'orina humana i en els líquids corporals humans. Però en cap apartat consta que la mostra NO requereixi pretractament.
	Possibilitat de proporcionar de forma automàtica informació sobre la classificació Gram dels bacteris detectats (Gram positiu o negatiu): fins a 5 punts Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 5 pàgines 72. Manual UF-4000 Capítol 5 pàgina 74. Manual UF-1500 capítol 7 pàgina 75) Als manuals d'analitzadors de sediment consta que l'afinitat gram de les bacteries al colorant s'infereix a partir del diagrama de dispersió de les bacteries (distribució) i es classifica sota el paràmetre BACT-Info amb 4 possibles resultats: Gram positiu? Gram negatiu? Gram Pos/Neg? No classificat
	Determinació automàtica i quantitativa de cèl·lules atípiques: fins a 5 punts Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 8, pàgines 87-88. Manual UF-4000 Capítol 8 pàgines 89-90. Manual UF-1500 capítol 17 pàgines 309-310) Als manuals d'analitzadors de sediment als capítols dedicats als paràmetres d'investigació s'inclou la detecció de Cèl·lules atípiques en mostra d'orina de manera quantitativa (per microlitre).
	Possibilitat de determinar cèl·lules renals tubulars de manera automàtica i quantitativa: fins a 5 punts Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Manual UF-5000 Capítol 1 pàgina 10 i Capítol 5, pàgines 45-56. Manual UF-4000 Capítol 1 Pàgina 11 i Capítol 5 pàgina 47-48, Manual UF-1500, Capítol 1 Pàgina 13 i Capítol 7 Pàgines 56) Als manuals d'analitzadors de sediment (Manual UF-5000, Manual UF-4000 i Manual UF-1500) consta que entre els paràmetres que poden incloure's en un informe estan inclosos cèl·lules tubulars renals i s'indica l'interval de quantificació per microlitre.
	Es valorarà l'oferta d'equips automàtics de tira reactiva en les centres perifèrics amb equips automàtics de sediment: fins a 10 punts Si: 10 punts No: 0 punts	10	10 punts (Memòria Tècnica Pàgina 1) A la Memòria Tècnica consta que als laboratoris d'Igualada, Sant Camil i Broggi s'ofereixen els equips automàtics de tira d'orina (UC-3500, un per cada centre) juntament amb els analitzadors automàtics de sediment
	Possibilitat d'incloure un equip de back-up tant de tira com de sediment dins de la cadena principal d'urinàlisi: fins a 5 punts Si: 5 punts No: 0 punts	5	5 punts (Memòria Tècnica Pàgina 1) A la Memòria Tècnica consta que al laboratori Central de Vilafranca a la cadena d'orina es dupliquen els instruments de tira reactiu (2 UC-3500) i de sediment (2 UF-5000).
		100	95 punts

El tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.



Vilafranca del Penedès, 24 de gener de 2025



Sra. Yuliya Poliakova

Cap de servei de Microbiologia de CLILAB Diagnòstics