



**Plec de prescripcions tècniques**

**Subministraments**  
**CS/AH06/1101432634/25/PNSP**

Subministrament del material fungible  
(Activador, Detergent i Desinfectant) per a  
les rentadores ETD MINI de la casa  
comercial Olympus, instal·lades a l'Hospital  
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

#### **WD00341A - EndoAct Pro (Proceso PAA)**

Activador EndoAct Pro (para proceso de alta desinfección a base de ácido peracético). Limpieza y desinfección de alto nivel para material endoscópico en termodesinfectadores automáticos Olympus

- Dosificado automáticamente en combinación con EndoDis Pro para la desinfección con acción bactericida, fungicida, mico bactericida, virucida y esporicida.
- Con agentes alcalinos
- Activador a base de hidróxido de potasio del EndoDis Pro.
- Envase sellado con lanceta de succión integrada
- Triple sistema de codificación (mecánica, mediante color y texto) para evitar riesgo de colocación errónea de los reactivos
- Unidad de venta: 1 caja/3 envases de 4,5L

#### **WD00347A – EndoDis Pro (Proceso PAA)**

EndoDis Pro (para proceso de alta desinfección a base de ácido peracético). Limpieza y desinfección de alto nivel para material endoscópico en termodesinfectadores automáticos Olympus

- Acción bactericida, fungicida, mico bactericida, virucida y esporicida
- Envase sellado con lanceta de succión integrada Triple sistema de codificación (mecánica, mediante color y texto) para evitar riesgo de colocación errónea de los reactivos
- Clasificación MDD clase IIb
- Envase de 4,5L
- Unidad de venta: 1 caja/3 envases de 4,5L.

#### **WD00348A - EndoDet Pro (Proceso PAA)**

EndoDet Pro (para proceso de alta desinfección a base de ácido peracético). Detergente limpiador y protector de material endoscópico para ser utilizado en la termodesinfectadora automática ETD Mini.

- Detergente enzimático.
- No corrosivo para el instrumental a lavar y termodesinfectar
- Clasificación MDD clase I
- Envase sellado con lanceta de succión integrada
- Triple sistema de codificación (mecánica, mediante color y texto) para evitar riesgo de colocación errónea de los reactivos
- Composición: Surfactantes no iónicos, glicoles, solubilizantes, encimas y agente alcalino
- Los surfactantes contenidos en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de la regulación de detergentes 648/2004/EC.
- Unidad de venta: 1 caja/3 envases de 4,5L.

**MANTENIMIENTO integral incluido durante la duración del contrato**