

Núm. d'expedient: CD/AP61/1101445380/25/CD

Òrgan de contractació: GAPIC Penedès

Objecte: Subministrament

Tipus: Subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres Centres Assistencials

Procediment d'adjudicació: Contracte basat en acord marc

Resolució d'adjudicació contracte basat en acord marc

Acord Marc per al subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres Centres Assistencials.

Antecedents

En data 31 de gener de 2023 es va adjudicar, mitjançant resolució del director del Servei Català de la Salut, l'acord marc SCS-2021-224 per al subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres Centres Assistencials.

A l'exercici 2023 es van formalitzar amb la/es empresa/es adjudicatària/es el/s contracte/s corresponent/s.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació basada en l'acord marc.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 36.3 i 153.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d'acord amb els quals els contractes basats en un acord marc es perfeccionen amb la seva adjudicació.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració i per delegació del Director Gerent de l'ICS segons Resolució SLT/2490/2024 de data 4 de juliol de 2024, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries publicada al DOGC el 8 de juliol de 2024.

Resolc

Primer. Adjudicar el/s contracte/s basat/s en l'acord marc CD/AP61/1101445380/25/CD per al subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres Centres Assistencials per als Centres d'Atenció Primària de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Penedès: FONS MAPYC CONTRACTE BASAT 16 SCS-2021-224. Subministrament de Frigorífic de farmàcia / laboratori de 200 L. per EAP JAUME I i de 350 L. per EAP SANTA COLOMA DE QUERALT de GAPIC PENEDÈS, a l'/es empresa/es i pels imports unitaris que figuren en l'annex d'aquesta resolució, amb estricta subjecció al plec de clàusules particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació i segons les condicions establertes en l'acord marc formalitzat entre les parts.

Segon. Aprovar la despesa prevista del contracte basat per a l'annualitat 2025, per un import estimat de 2.450,60 euros, IVA exclòs i 2.965,23 euros IVA inclòs, pel període comprés des del 1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2025.

Tercer. Notificar a la/es empresa/es interessada/es la present resolució.

Quart. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Daniel Ferrer-Vidal Cortella

Gerent

Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Penedès

Exp. CD/AP61/1101445380/25/CD

A N N E X

EMPRESAS ADJUDICATÀRIES, ARTICLES I PREUS UNITARIS
(Els consums expressats al present annex són de 12 mesos)

CD/AP61/1101445380/25/CD

CONTRACTE PER A LA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES CENTRES ASSISTENCIALS DEL SISCAT (Expedient SCS-2021-224-5-PRO-1)

INTERVINENTS:

D'una part, el senyor Alfredo García Díaz, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), qui actua en nom i representació d'aquest Ens, i en virtut de les facultats que li confereix l'article 17.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

D'altra part, el senyor Jordi Juncà Nicolás en nom i representació de Nedella Medical, SL, amb NIF B58973686 en qualitat d'administrador, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Santa Margarida i Els Monjos, senyora Susana Martínez Serrano en data 16 d'octubre de 2023 i número de protocol 1.5456 i amb domicili a efectes d'aquest contracte, al carrer Font de Sant Llorenç, 22 de Vilafranca del Penedès.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el present document de pròrroga.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

I.- En data 27 de febrer de 2023, el CatSalut i l'empresa NEDELLA MEDICAL, S.L. van signar un contracte administratiu per a la realització del subministrament del lot 5: Frigorífics de farmàcia de l'Acord Marc per al subministrament de mobiliari clínic per a centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials del SISCAT.

II.- En data 23 de desembre de 2024, la Intervenció Delegada al CatSalut va fiscalitzar favorablement la pròrroga del Lot 5 de l'Acord Marc esmentat a l'apartat anterior.

III.- En data 3 de gener de 2025, l'òrgan de contractació va aprovar la pròrroga dels subministraments esmentats a l'apartat I.

En conseqüència les parts acorden prorrogar el contracte esmentat d'acord amb les següents

CLÀUSULES:

Primera.- L'empresa NEDELLA MEDICAL, S.L., d'ara en davant el contractista, es compromet a realitzar el subministrament del lot 5: Frigorífics de farmàcia de l'Acord Marc per al subministrament de mobiliari clínic per a centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials del SISCAT, d'acord amb l'oferta presentada i en les condicions previstes en el contracte inicial.

Segona.- El preu màxim d'aquesta pròrroga és 205.916,59 euros sense IVA / 249.159,07 euros IVA inclòs, que seran abonats pel CatSalut mitjançant la presentació de les corresponents factures.

Firmado digitalmente por
38138094T JORDI JUNCÀ
JUNCA (R: B58973686)
Fecha: 2025.01.29
10:28:00 +0100

Document signat digitalment per:
Alfredo García Díaz (29/01/2025 17:20 CET)

Tercera.- La vigència del present contracte s'estableix des del 27 de febrer de 2025 fins al 26 de febrer de 2026.

Quarta.- Per respondre del compliment del contracte inicial es va retenir la quantitat de 8.168,50 euros en concepte de garantia definitiva i com a garantia complementària es retindrà un import de 2.127,33 euros del pagament de la primera o única factura com a garantia complementària, i que serà retornada una vegada finalitzat el contracte sense objecció per part del CatSalut.

Cinquena.- Les parts manifesten la vigència del contracte signat en data 27 de febrer de 2023 en tot allò que no s'oposi al que s'estableix en la present pròrroga.

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquest document.

SCS-2021-224 Acord Marc per al subministrament de mobiliari clínic per a Centres d'Atenció Primària i altres Centres Assistencials.

NEDELLA MEDICAL, S.L.

CODI	DESCRIPCIÓ	MARCA I MODEL	GARANTIA			PREU UNITARI (sense IVA)	PREU UNITARI (IVA inclòs)
			(en anys)	QT.	IVA		
Lot 5 FRIGORÍFICS DE FARMÀCIA							
2150010200	Frigorífic de farmàcia/laboratori 200 l	Climaslab	6	1	21	1.154,60	1.397,07
2150010400	Frigorífic farmàcia / laboratori de 350l	Climaslab	6	1	21	1296	1.568,16
2150010500	Frigorífic farmàcia / laboratori de 500l	Climaslab	6	1	21	1625	1.966,25
2150010600	Frigorífic farmàcia / laboratori de 900 litres	Climaslab	6	1	21	3.330,00	4.029,30
2150010900	Frigorífic farmàcia / laboratori 1300 litres	Climaslab	6	1	21	3.658,00	4.426,18
2150500100	Nevera portàtil per al transport de mostres tipus càmping	Coleman	6	1	21	38,90	47,07
Total adjudicat						11.102,50	13.434,03

Empresa Adjudicatària

NEDELLA MEDICAL, S.L.

LOT 5

FRIGORÍFICS DE FARMÀCIA

Codi CATASALUT	Codi ICS	Preu Net Unitari
2150010200	120000772	1.154,60 €
2150010400	120000773	1.296,00 €
		2.450,60 €

Distribució de l'adjudicació per proveïdor

Concurs: CD/AP61/1101445380/25/CD FONS MAPYC: CONTRACTE BASAT 16 SCS-2021-224: SUBMINISTRAMENT DE FRIGORÍFIC FARMÀCIA/LABORATORI

Lot: 000

Partida: 000000

Empresa: B58973686 NEDELLA MEDICAL S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
120000772	Frigorífic farmàcia/laboratori, >100-200 litres amb porta vidre		1,000	1.397,066000 1.154,600000	1.397,07 1.154,60	21	SEGONS AM SCS- 2021-224		
120000773	Frigorífic farmàc./labor.> 300-400l vidr		1,000	1.568,160000 1.296,000000	1.568,16 1.296,00	21	SEGONS AM SCS- 2021-224		
				TOTAL AMB IVA:				2.965,23	
				TOTAL SENSE IVA:				2.450,60	

FRIGORÍFICO CR-215C



Refrigerador vertical profesional +2°C a +14°C.

- Controlador de temperatura con pantalla digital, rango de temperatura de trabajo de +2°C a +14°C.
- Capacidad: 215 litros.
- Alarmas: test de alarma de refrigeración acústica y visual para temperatura máxima y mínima (con posibilidad de ajuste de parámetros).
- Homogeneidad en la cámara +/- 1,5°C.
- Panel de control digital con protección mediante código de seguridad.
- Ventilación de la cámara por aire forzado, con flujo vertical, permite una gran homogeneidad de la temperatura del aire en el interior de la cámara.
- Puerta con cristal térmico doble, con tirador de gran tamaño.
- Iluminación interior LED con interruptor independiente.
- Posibilidad alternativa de apertura de puerta derecha o izquierda (indicar en el momento de realizar pedido, ya que este ajuste debe realizarse en fábrica).
- Puerta con cerradura de seguridad y doble llave.
- Interruptor general de encendido retro-iluminado.
- Compresor hermético muy silencioso montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido: <48dB.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Recirculación por aire forzado.
- Cámara interior fabricada termo-conformada ABS con uniones curvas para facilitar limpieza.
- Fabricado exteriormente en chapa de acero con revestimiento Epoxi blanco.
- Pies frontales regulables en altura.

- 4 Estantes regulables, fabricados en varilla de acero plastificado (posibilidad de añadir más).
- Junta magnética perimetral en la puerta, asegura el cierre y la estanqueidad de la cámara interior.
- Aislamiento de 60 mm, fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC y HCFC.
- Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de humedad.
- Evaporador con desescarche automático.
- Gas refrigerante R600a, ecológico.
- Bisagras y tiradores resistentes a la corrosión.

Capacidad en litros	Interior / Exterior	Nº de estantes	Consumo en W	Compresores HP
215	ABS / Epoxi	4	140	1/5
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA		Dimen. Externas (mm) ancho x profundo x alto	Peso Neto / Bruto	Volumen m ³
PUERTA DE CRISTAL		600 x 600 x 1310	80/90	0,7

FRIGORÍFICO CR-360C



Refrigerador vertical profesional +2°C a +14°C.

- **2 Controlador de temperatura con pantalla digital**, rango de temperatura de trabajo de **+2°C a +14°C**.
- **1 Capacidad: 360 litros brutos**.
- **8 Alarmas: test de alarma de refrigeración acústica y visual para temperatura máxima y mínima** (con posibilidad de ajuste de parámetros).
- **3 Homogeneidad en la cámara +/- 1,5°C**.
- Panel de control digital con protección mediante código de seguridad.
- **3 Ventilación de la cámara por aire forzado**, con flujo vertical, permite una **gran homogeneidad de la temperatura del aire en el interior de la cámara**.
- **5 Puerta con cristal térmico doble y cierre hermético**, con tirador de gran tamaño.
- **8 Iluminación interior LED** con interruptor independiente.
- Posibilidad alternativa de apertura de puerta derecha o izquierda (indicar en el momento de realizar pedido, ya que este ajuste debe realizarse en fábrica).
- **8 Puerta con cerradura de seguridad y doble llave**.
- Interruptor general de encendido retro-iluminado.
- **9 Compresor hermético muy silencioso** montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido: **<48dB**.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Recirculación por aire forzado.

- Cámara interior fabricada termo-conformada ABS con uniones curvas para facilitar limpieza.
- Fabricado exteriormente en chapa de acero con revestimiento Epoxi blanco.
- Pies frontales regulables en altura.
- **7 4 Estantes regulables**, fabricados en varilla de acero plastificado (posibilidad de añadir más).
- **5 Junta magnética perimetral en la puerta**, asegura el cierre y la estanqueidad de la cámara interior.
- **4, 10 Aislamiento de 60 mm**, fabricado en poliuretano inyectado hidrofóbico de alta densidad **libre de CFC y HCFC**.
- Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de humedad.
- Evaporador con desescarche automático.
- Gas refrigerante R600a, ecológico.
- **6 Bisagras y tiradores resistentes a la corrosión**.

Capacidad en litros	Interior / Exterior	Nº de estantes	Consumo en W	Compresores HP
360	ABS / Epoxi	4	140	1/4
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA		Dimen. Externas (mm) ancho x profundo x alto	Peso Neto / Bruto	Volumen m ³
PUERTA DE CRISTAL		600 x 600 x 1840	90/100	1.0

DATA LOGGER KISTOCK

13, 15 Cada frigorífico incluye 2 registradores de temperatura digital Data Logger Kistock, que permite traspasar los datos al ordenador mediante conector USB.

14 Incluye un programa integrado GRATUITO que se puede descargar tantas veces como se requiera (sin límite de usuarios y descargas). Permite la descarga de datos y visualización en pdf (gráfica y tabla de valores) y configuración del registrador.

Registradores Kistock para HVAC **KT 120 / KH 120** Humedad / Temperatura



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Programa gratuito para configuración, descarga y visualización de datos en formato PDF
- Programa opcional para configuración, descarga y tratamiento de datos
- Capacidad de memoria: **50000 puntos**
- Certificado de ajuste integrado en formato PDF
- Registro de hasta 2 parámetros simultáneamente
- Fijación magnética
- Carcasa IP 65 (KT 120) / IP 40 (KH 120)
- Pantalla LCD de una línea
- 2 umbrales de alarma configurables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

	KT 120	KH 120
Unidades	°C, F	°C, F, %HR
Resolución	0.1 °C, 0.1 F	0.1 °C, 0.1 F, 0.1 %HR
Sensor interno	Temperatura	Humedad relativa, temperatura
Tipo de sensor	NTC	CMOS
Rango de medición	De -40 °C a 70 °C	Temperatura: de -20 °C a 70 °C Humedad relativa: de 5 %HR a 95 %HR
Precisión *	±0.4 °C (-20 °C < T < 70 °C) ±0.8 °C (T < -20 °C o T > 70 °C)	Temperatura: De -20 °C a 0 °C: ±2% del v.m. ±0.6 °C De 0 °C a 30 °C: ±0.5 °C De 30 °C a 70 °C: ±1.5% del v.m. Humedad: Exactitud (repetibilidad, linealidad, histéresis): ±2 %HR (de 15 °C a 25 °C) Incertidumbre en fábrica: ±0.88 %HR Deriva ligada a la temperatura: ±0.04 x (T-20) %HR (si T ≤ 15 °C o T ≥ 25 °C)
Tiempo de respuesta (T _{0.95})	-	Temperatura: 25 s (V _{aire} = 2 m/s) Humedad relativa: 50 s (V _{aire} = 2 m/s)
Umbrales de alarma	2 umbrales por canal registrado	
Entrada a PC	Conector USB	
Frecuencia de registro	Configurable de 1 segundo a 24 horas	
Temperatura de uso	De -40 a 70 °C	De -20 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 a 85 °C	
Autonomía	3 años **	500 días **
Normas europeas	2011/65UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE ; 2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE	

CARCASA

Dimensiones
100 x 42.5 x 15.9 mm

Peso
53 g

Pantalla
LCD de 1 línea
Tamaño de vista activa: 32x 25.5 mm

Control
2 botones: OK y Selección

Material
Fabricada en ABS.
Compatible con ambiente de la industria agroalimentaria

Alimentación
1 pila de botón tipo CR2450

Protección
KT 120: IP 65
KH 120: IP 40

Comunicación con el ordenador
Conector USB

Ambiente de trabajo
Aire y gases neutros
Humedad ambiental: de 0 a 95 %HR
Altitud: de 0 a 2000 m

* Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones realizadas en las mismas condiciones, realizadas con las compensaciones necesarias.

** Para una frecuencia de registro de 15 minutos a 25 °C.

FUNCIONES DE REGISTRO

Los equipos KISTOCK pueden registrar en 5 modos distintos:

- Modo «Instantáneo»: para registro de datos de acuerdo con el intervalo de medición configurado
 - Modo «Mínimo», «Máximo» y «Promedio»: para registro automático de los valores mínimo, máximo o promedio durante un intervalo predefinido
 - Modo «Monitorización»: para obtener un historial completo durante los momentos en que se excedan unos límites para ayudar en momentos de búsqueda de errores.
- Para proceder con este modo se necesita:
- un intervalo de registro para cuando la medida se encuentra fuera de los umbrales
 - un intervalo de registro para cuando la medida se encuentra dentro de los umbrales

En todos los casos, está disponible en los KISTOCK grabar sin pausa, en bucle ("loop"), sobrescribiendo la memoria.

3 modos de comenzar el registro

Cuando se ha seleccionado el modo de funcionamiento, se especifica el modo de arranque:


- lanzamiento retardado (preajustando la fecha y la hora)
- lanzamiento con el programa
- lanzamiento por pulsación de botón

6 modos de parar el proceso de registro

Procedimientos para parar el procedimiento de registro:

- paro programado por fecha y hora (si se arrancó la medida en el mismo modo)
- mediante la programación de un periodo
- programando un número prefijado de registros
- hasta el llenado completo de la memoria
- mediante la función «Stop» en funcionamiento online
- pulsando la tecla «OK» durante al menos 5 s, siempre que la función esté habilitada previamente.

DIMENSIONES (mm)




CONEXIÓN AL PC

13



PANTALLA



^{1,2}Número de canal del valor mostrado

END Indica la finalización de la campaña de registro.

REC Registro de valores medidos. Cuando aparece este indicador parpadeando: la campaña de registro aún no ha empezado.

FULL Parpadeo lento: entre el 80% y el 90% de memoria está ocupada
Parpadeo rápido: más del 90% de memoria está ocupada
Fijo: capacidad de memoria llena

BAT Aparece en la pantalla cuando las baterías deben ser cambiadas.

MIN Los valores mostrados en pantalla corresponden a los valores máximo y mínimo de las mediciones registradas

7 Indicación de sobrepaso de los umbrales definidos

°C Temperatura en grados Celsius

°F Temperatura en grados Fahrenheit

%RH Humedad relativa

MONTAJE



PROGRAMA

- 14** **PDF** **PROGRAMA INTEGRADO en registradores Kistock KT 120 y KH 120**
Permite la descarga de datos y visualización en PDF (gráfica y tabla de valores), así como la configuración del registrador.



KILOG: programa que permite la descarga de las mediciones registradas con los registradores Kistock, así como el tratamiento de los datos y la configuración de los Kistock. Es opcional.

- Ref. KILOG-3-N: Programa KILOG
- Ref. KIC-3-N: Programa KILOG y 1 cable USB

ACCESORIOS OPCIONALES

Pila CR2450 : Réf. KBL-2450



Utilice solamente los accesorios suministrados con el dispositivo

CAMBIO DE BATERÍAS

Para realizar el cambio de baterías en el Kistock:



- Desbloquee la tapa de la batería situada en la parte posterior del registrador, con la ayuda de un destornillador
- Retire la batería descargada.
- Inserte un batería nueva, del tipo CR2450, teniendo en cuenta que el polo positivo debe quedar visible.
- Bloquee de nuevo la tapa, girándola de manera que la marca quede al mismo nivel de la ilustración del candado cerrado.

CALIBRACIÓN

Los registradores KISTOCK de la gama 120 se entregan con certificado de ajuste integrado en su memoria en formato PDF, pudiendo ser leído o impreso fácilmente. Asimismo, pueden ser entregados con un certificado de calibración opcional.

KIMO Instruments recomienda que se efectúe una calibración cada año.

MANTENIMIENTO

Evite el contacto de los instrumentos con disolventes agresivos.

En caso de limpiar con productos a base de formol, proteja debidamente los instrumentos y sus sondas.

PERIODO DE GARANTÍA

Los instrumentos disponen de un periodo de 1 año de garantía que cubre cualquier defecto de manufacturación. Se requiere una evaluación del servicio de post-venta.

PRECAUCIONES DE USO

Utilice siempre el instrumento conforme al uso previsto y dentro de los límites de los parámetros descritos en las características técnicas con tal de no comprometer la protección garantizada por el dispositivo.



Aplique las medidas de protección adecuadas para evitar daños a los dispositivos

No tire su dispositivo electrónico a los contenedores domésticos. Devuélvalo a KIMO cuando haya finalizado vida útil. De acuerdo con directivas de la UE sobre RAEE, KIMO asegura una recogida selectiva para un tratamiento respetuoso con el entorno.