

EXPD. CLILAB SS 2025-03

**Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica establerts en el
quadre de característiques específiques**



Licitadors que han presentat oferta:

- **LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.**

Un cop feta l'obertura del sobre ÚNIC i observat que ambdues empreses compleixen amb tots els requisits del Plec de Prescripcions Tècniques, el resultat de la valoració és el següent:

		Empresa licitadora	
		LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	
Criteris avaluable de forma automàtica: fins a 100 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{O_v - O_p} \right) \times \left(\frac{1}{P} \right) \right] \times P$ P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar O_p = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1	55	55 punts (41.076,15 €)
	L'equip aporta un sistema de seguretat externa que minimitza el creixement bacterià. Si: 15 punts No: 0 punts	15	15 punts. Veure document "Descripción detallada criostato Modelo Leica CM 1860UV CLI", pàg. 1. Exterior de la cabina recubierto por capa de iones de plata para minimizar el crecimiento bacteriano y por tanto la contaminación del operador.
VALORACIÓ TÈCNICA	El sistema de desinfecció té un certificat d'inactivació de virus i altres patògens per radiació UV C, emès per una entitat externa. Si: 15 punts No: 0 punts	15	15 punts. Veure document "Descripción detallada criostato Modelo Leica CM 1860UV CLI", pàg. 2. Certificado de inactivación de virus y otros patógenos por irradiación UV C en el CM1850UV por el laboratorio independiente Robert Koch Institute en cooperación con German Association for the Control of Virus Diseases y German Society for Hygiene and Microbiology (RKI, DVV, DGHM 2004) y de acuerdo U.S. Departments of Health and Human Services (CDC 2004).
	Compatibilitat d'alguns elements de l'equip anterior (Leica CM1850UV): porta-ganivetes, antiroll i/o platines. 3 elements: 15 punts 2 elements: 10 punts 1 element: 5 punts Cap element: 0 punts	15	15 punts. Veure document "Descripción detallada criostato Modelo Leica CM 1860UV CLI", pàg. 4. Todos los accesorios del modelo anterior son compatibles con el nuevo modelo 1860UV: pletinas, anti-roll y porta-cuchillas.
		100	100

El tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.

Vilafranca del Penedès, 22 d'octubre de 2025



Sr. Juan Dasilva

Coordinador tècnic general d'Anatomia Patològica del CLILAB Diagnòstics