

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE REACTIUS, CONTROLS,
CALIBRADORS, MATERIAL FUNGIBLE I EQUIPS PER A
L'EXTRACCIÓ, AMPLIFICACIÓ I DETECCIÓ D'ÀCIDS
NUCLEICS PER A PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	6
1.3. Tècnics	7
2. Requeriments obligatoris	7
2.1. Normativa aplicable	7
2.2. Especificacions tècniques generals	7
2.3. Requisits tècnics obligatoris	7
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	20
3. Com presentar la oferta	20
3.1. Oferta tècnica	20
3.2. Model d'oferta tècnica	21
3.3. Presentació de mostres	23
3.4. Documentació confidencial	23
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	23
4.1. Prevenció de riscos laborals	23
4.2. Formació	24
4.3. Manual d'usuari	24
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	24
4.4.1. Condicions de subministrament	24
4.4.2. Garantia de subministrament	25
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	25
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	26
4.4.2.3. Termini de lliurament	27
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	27
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	27
4.4.3. Sistema EDI	27
4.5. Condicions de l'operador logístic	29
4.5.1. Embalatges	29
4.5.2. L'albarà	30
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	30

4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	31
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ...	31
4.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	33

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular, per als Laboratoris de l'Institut Català de la Salut.

Aquesta solució ha d'incloure:

- El subministrament dels reactius, controls, calibradors, solucions, material fungible i tot el material necessari per a l'activitat que consta en les partides i lots corresponents.

Els centres amb consum que participen són:

Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (AH01).
Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge (AH02) i Hospital de Viladecans (AH08)].
Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (AH03)].
Laboratori Clínic Territorial de Girona i Servei d'Anatomia Patològica [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (AH04)].
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII (AH05)].
Laboratoris Clínics Territorial de Lleida i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Universitari Arnau de Vilanova (AH06)].
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i Servei d'Anatomia Patològica– [Hospital Verge de la Cinta (AH07)].

L'expedient s'estructura en les següents partides:

Partida 1	Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.
Partida 2	Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.
Partida 3	Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.
Partida 4	Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.
Partida 5	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.
Partida 6	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció d'agents d'infecció gastrointestinal.
Partida 7	Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.
Partida 8	Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.
Partida 9	Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d'agents d'infecció fúngica invasora.

- La cessió i/o lloguer i el seu manteniment, dels equipaments necessaris:

Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron:	
Partida 1: Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.	Lloguer / Manteniment
Partida 2: Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Partida 3: Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.	Lloguer / Manteniment
Partida 4: Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Partida 7: Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	Cessió per ús (inclou el manteniment)

Partida 8: Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.	No inclou Equipament
Partida 9: Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d'agents d'infecció fúngica invasora.	No inclou Equipament
Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans]:	
Partida 1: Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.	Lloguer / Manteniment
Partida 2: Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Partida 3: Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Partida 7: Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol]:	
Partida 1: Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Partida 6: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció d'agents d'infecció gastrointestinal.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Partida 7: Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Laboratori Clínic Territorial de Girona i Servei d'Anatomia Patològica [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta]:	
Partida 4: Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII]:	
Partida 4: Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Partida 7: Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Laboratoris Clínics Territorial de Lleida i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Universitari Arnau de Vilanova]:	
Partida 2: Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.	Cessió per ús (Inclou el manteniment)
Partida 4: Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment
Partida 7: Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	Cessió per ús (inclou el manteniment)
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Verge de la Cinta]:	
Partida 4: Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	Lloguer / Manteniment
Partida 5: Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	Lloguer / Manteniment

En aquesta licitació les quantitats indicades fan referència a l'activitat anual que han tingut els laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut. Les empreses licitadores hauran de garantir que aquesta activitat és satisfeta amb la seva proposta. L'incompliment d'aquest requeriment podrà comportar la resolució del contracte.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gamma de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació. Aquest punt no afecta als calibradors, controls i altre material complementari.

Partida 1	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans] Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol]
Partida 2	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans] Laboratoris Clínics Territorial de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova]
Partida 3	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans]
Partida 4	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de Girona i Servei d'Anatomia Patològica Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta] Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII] Laboratoris Clínics Territorial de Lleida i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Universitari Arnau de Vilanova] Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Verge de la Cinta]
Partida 5	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans] Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol] Laboratori Clínic Territorial de Girona [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta] Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII] Laboratoris Clínics Territorial de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova] Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Verge de la Cinta]
Partida 6	Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol]

Partida 7	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans] Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol] Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII] Laboratoris Clínics Territorial de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova]
Partida 8	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Partida 9	Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits tècnics obligatoris

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, son **d'aplicació segons les partides i els lots que s'especifiquin**.

Els diferents tipus d'equips i la quantitat que s'ofereixen han de ser suficients per donar resposta a la activitat indicada en el Pla de Necessitats.

Si durant l'execució del contracte es demostra la insuficiència dels equip oferts per realitzar la activitat originalment indicada, l'adjudicatari haurà de completar la dotació necessària per a la seva consecució al seu càrrec, sense cap cost addicional.

Criteris Obligatoris per totes les partides:

- Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
- Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.
- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
- Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.

- Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior a un 12.5% de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
- En relació a l'acreditació ISO 15189, el proveïdor haurà d'implementar, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.

Criteris obligatoris de Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron:

Criteris Obligatoris Partida 1:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Possibilitat de realitzar simultàniament totes les proves en la mateixa plataforma.
- Tecnologia per PCR a temps real per a tots els assaigs del lot.
- Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).
- Accés continu i aleatori de mostres i consumibles amb una productivitat de mínim de 300 determinacions en 8 hores.
- Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o al·liquotar per part de l'usuari.

Criteris Obligatoris Partida 2:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d'alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.
- Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.

Criteris Obligatoris Partida 3:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics per partícules magnètiques.
- Reactius validats per a mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) segons assaig a utilitzar.
- Disposició de canal obert.
- Càrrega i processament continu de les mostres.
- Processament de la mostres per PCR i / o TMA.

Criteris Obligatoris Partida 4:

- Tècniques per a la quantificació de la càrrega viral de VIH i/o VHC validades per a poder treballar amb sang seca.
- Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
- Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
- Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
- Disponibilitat d'un canal obert
- Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
- El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
- Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Els diferents sistemes d'extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques han d'estar validats per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics, segons finalitats d'ús.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Enviament del valor de Ct individualitzat, juntament amb la interpretació corresponent per a cadascuna de les dianes i per al control intern.

Criteris Obligatoris Partida 7:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.

Criteris Obligatoris Partida 8:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- El kit ha d'estar validat per extraccions d'ARN amb diferents equips automatitzats.
- Incloure estàndards de quantificació calibrats amb l'estàndard internacional de la OMS.

Criteris Obligatoris Partida 9:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.

- Compatibilitat amb diferents termocicladors.

Criteris obligatoris de Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans]:

Criteris Obligatoris Partida 1:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Possibilitat de realitzar totes les proves en la mateixa plataforma.
- Tecnologia per PCR a temps real o similar per a tots els assaigs del lot
- Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).
- Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.
- Càrrega i processament continu de les mostres.
- El proveïdor d'aquest lot haurà d'adequar l'equip de preanalítica del Servei de Microbiologia o en el seu defecte proveir d'un equip que s'adapti a l'espai disponible i les necessitats de pre i postanalítica.
- Proveïr d'equips de refrigeració/congelació per l'emmagatzematge reactius, si és necessari.

Criteris Obligatoris Partida 2:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d'alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.
- Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.

Criteris Obligatoris Partida 3:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Extracció automatitzada per partícules magnètiques.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Disposició de canal obert.
- Càrrega i processament continu de les mostres.
- Processament de la mostres per PCR i / o TMA.
- Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.

- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
- Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.

Criteris Obligatoris Partida 7:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Reactius han **d'incloure un control del procés**.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.

Criteris obligatoris de Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (AH03)]:

Criteris Obligatoris Partida 1:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** inclosos en el lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Possibilitat de realitzar simultàniament al menys tres proves en la mateixa plataforma.
- Tecnologia per PCR a temps real o similar
- Resultats estandaritzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents unitats. (còpies/mL, UI/mL, log).
- Compatibilitat amb sistemes preanalítics automatitzats o semiautomatitzats.
- Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o aliquotar per part de l'usuari.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** inclosos en el lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.

- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.

Criteris Obligatoris Partida 6:

- Compatibilitat amb diferents sistemes de recollida i transport de mostres.
- Detecció d'almenys els següents 16 patògens incloent virus, bacteries i paràsits: *Campylobacter* grup, *Clostridioides difficile* (Toxina A/B), ETEC (LT/ST), STEC (stx1/stx2), *Shigella* spp./EIEC, *Salmonella* spp., *Vibrio cholerae*, *Yersinia enterocolitica*, *Adenovirus* F40/41, *Astrovirus*, *Norovirus* GI/GII, *Rotavirus* A, *Sapovirus* I/II/IV/V, *Cryptosporidium* grup, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*.

Criteris Obligatoris Partida 7:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Reactius han **d'incloure un control del procés**.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
- Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.

Criteris obligatoris de Laboratori Clínic Territorial de Girona i Servei d'Anatomia Patològica [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (AH04)]:**Criteris Obligatoris Partida 4:**

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció, amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB mitjançant PCR a temps real.
- Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
- Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
- Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb diverses tècniques en el mateix sistema.
- Disponibilitat d'un canal obert.
- El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
- Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.
- Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
- Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim

un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.

- La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.
- El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** inclosos en el lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
- Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.

Criteris obligatoris Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII (AH05)]:

Criteris Obligatoris Partida 4:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB, mitjançant PCR a temps real.
- Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
- Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
- Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
- El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
- Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.
- Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
- Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim

un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.

- La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.
- El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.

Criteris Obligatoris Partida 7:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Reactius han **d'incloure un control del procés**.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
- Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.

Criteris obligatoris Laboratoris Clínics Territorial de Lleida i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Universitari Arnau de Vilanova (AH06)]:

Criteris Obligatoris Partida 2:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** inclosos en el lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Extracció d'àcids nucleics i preparació de la placa de PCR de forma automàtica per a PCR de patògens causants de gastroenteritis aguda.
- Sistema capaç de detectar *Mycobacterium tuberculosis* i mutacions crítiques que afectin a la resistència antibiòtica.
- Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.

Criteris Obligatoris Partida 4:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.

- Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.
- Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.
- Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
- Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
- Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
- Disponibilitat d'un canal obert
- Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
- Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
- Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
- La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.
- El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta a **tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.

Criteris Obligatoris Partida 7:

- S'ha de presentar oferta a **tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Reactius han **d'incloure un control del procés**.
- Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
- Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
- Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.

Criteris obligatoris Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre i Servei d'Anatomia Patològica [Hospital Verge de la Cinta (AH07)]:

Criteris Obligatoris Partida 4:

- S'ha de presentar oferta **a tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.
- Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.
- Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
- Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
- Disponibilitat d'un canal obert.
- Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
- Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
- Ha d'incloure **NOMÉS** el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
- La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.
- El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.

Criteris Obligatoris Partida 5:

- S'ha de presentar oferta com **a un mínim del 90 % dels codis agrupadors** inclosos en el lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
- Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.
- El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
- Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNATECA.
- Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
- Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.

2.3.1. Condicions bàsiques dels equipaments

Condicions bàsiques per als equipaments (Partides 1 a la 7):

- Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.
- Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.

- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

A més de les anteriors condicions bàsiques també caldrà:

Condicions específiques per als equipaments (Partides 1, 4, 5, 6):

- Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.

En el cas que les empreses licitadores no compleixin els criteris bàsics establerts en els punt 2.3. i 2.3.1 la seva oferta no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

2.3.2. Manteniment

2.3.2.1 Condicions del manteniment:

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori.

2.3.2.2 Tipus de manteniment:

El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.2.3. Tipus d'intervenció:

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.

El **manteniment preventiu** consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El **manteniment normatiu**, també es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les

revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, a l'igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El **manteniment correctiu** comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat urgent. S'ha de garantir la seva continuïtat 24 hores els 365 dies de l'any mitjançant sistemes de suport help-line i reparacions urgents presencials en cas que sigui necessari. El temps de resposta en cas d'avaries urgents ha de ser inferior a 2 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei matí i tarda, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant help-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.2.4. Característiques generals del manteniment:

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duren a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.3.3 Control de qualitat:

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:

- En cas que el laboratori ho requereixi, els controls **externs** s'escolliran tenint en compte que participin en un exercici de comparació inter-laboratori a nivell nacional i/o internacional (QCMD, SEIMC, UKNEQAS, ...). L'adjudicatari garantirà, i finançarà la participació en els

programes d'avaluació externa de la qualitat escollits pels diferents laboratoris objecte d'aquesta licitació.

- Les característiques metrològiques han d'estar en els límits establerts per la Unitat de Garantia de la Qualitat del Laboratori.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.3.4 Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori:

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de la integració amb el SIL corporatiu actual, Modulab de Werfen, instal·lat en tots els laboratoris clínics de l'ICS i el software ETPAT per als equips que s'hagin d'instal·lar en els serveis d'Anatomia Patològica per a la detecció del Virus del Papil·loma Humà per tècniques de Biologia Molecular.

Tanmateix, si durant la vigència del contracte es produeix una actualització, renovació tecnològica o s'instal·len més equips l'adjudicatari ha de fer-se càrrec d'aquesta integració.

En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent per la traçabilitat, gestió i validació de resultats.

Si es el cas que s'oferti una plataforma per la monitorització de l'equipament, per poder desplegar-la haurà de complir els requeriments de seguretat estàndard de l'agència de ciberseguretat de Catalunya i les polítiques de seguretat regides per l'Institut Català de Salut.

L'adjudicatari aportarà la maquinària per poder hostejar la solució de monitorització i caldrà adoptar els mecanismes de seguretat que indiqui el centre en les seves polítiques de seguretat en les TIC.

L'adjudicatari aportarà en cas de requeriment, equipament per hostejar els SSII. Haurà de descriure els requeriments de hardware i software necessari per desplegar els components informàtics. Aquests seran desplegats en les infraestructures virtuals corporatives del centres sanitaris o CPD corporatius.

La proposta ha de clarificar els requeriments de la solució. Tanmateix, el proveïdor garantirà que el seu sistema sempre funcionarà sobre un software base (sistema operatiu, gestor de bases de dades) en suport de fabricant i assumirà els costos derivats de les actualitzacions quan aquests software quedin fora de suport.

2.3.5 Actualitzacions tècniques als equipaments actuals:

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada, sempre i quan es respecti l'equilibri econòmic financer inicial de la licitació.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais prorroques, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de les millores tecnològiques, l'ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.3.6 Característiques generals de la instal·lació:

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori, incloent possibles trasllats durant la vigència del contracte. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Tots els equips ofertats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) que anirà a càrrec del proveïdor.

En cas dels equipaments que requereixin aigua desionitzada el proveïdor instal·larà i mantindrà els equips necessaris al seu càrrec.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació, i la connectivitat al SIL propi de cada laboratori.

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament i integració al sistema informàtic del laboratori. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada, excepte aquella que justifiqui el compliment dels requisits obligatoris i aquella on es reflecteixin els ítems a valorar de criteris objectius i subjectius. Si és necessari, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 11012xxxx_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi agrupador: Partida1-999301587.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi agrupador: PD-Partida1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa tècnica d'equipaments - ANNEX D3:**

S'haurà d'omplir el full Excel anomenat Annex D3 Fitxa Tècnica Equipaments amb les dades que es demanen i indicar en quina carpeta o arxiu es troba la documentació de l'equipament ofertat.

La documentació tècnica pròpia dels equips, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Fitxa tècnica_equipos**.

Dins d'aquesta carpeta.ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques dels equips. El fitxer de cada una de les fitxes, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **EQUIP-Núm. de Lot**

- **Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació de criteris objectius**

S'haurà d'omplir el full Excel anomenat Annex D4_110XXXXX. El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública.

- **Criteris d'obligat compliment - ANNEX D5:**

S'ha d'omplir el full Excel anomenat Annex D5 Criteris obligat compliment per lot.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Annex D5 Criteris obligat compliment**. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin els criteris d'obligat compliment (PPT 2.3).

En el cas que la documentació del proveïdor no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3 del PPT) l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

- **Condicions bàsiques equipaments - ANNEX D6:**

S'ha d'omplir el full Excel anomenat Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments**. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin les condicions bàsiques dels equipaments (PPT 2.3.1.).

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

El contractista assumirà la formació necessària del personal tècnic i facultatiu per al funcionament correcte dels equips i tractament adequat dels materials i complements auxiliars, a fi d'obtenir el millor aprofitament.

El contractista haurà de lliurar al responsable del contracte durant els 15 dies següents a la formalització del contracte un calendari de formació per al personal, que haurà de ser realitzat d'acord amb la disponibilitat del personal del centre, en torn de matí i/o tarda.

El programa de formació ha de ser aprovat pel responsable del contracte.

Qualsevol modificació dels equips comportarà un període de formació del personal en els mateixos termes assenyalats al paràgraf anterior.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Condicions dels equipaments

Els responsables de cada centre lliuraran als adjudicataris **el calendari previst per a la instal·lació dels equips dins dels 60 dies posteriors a l'adjudicació.**

El proveïdor haurà d'obtenir les llicències, visats, certificats, permisos oficials, homologacions o qualsevol document necessari o convenient per a l'ús, consum o funcionament dels productes subministrats. El cap de servei li podrà sol·licitar la documentació acreditativa que li permeti garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de la informació i la necessària per a l'assoliment de la certificació o acreditació segons la norma UNE-EN ISO vigent al laboratori.

El proveïdor lliurarà a cada laboratori:

- La documentació tècnica dels equipaments en la qual s'incorporaran en castellà i/o català els manuals de descripció tècnica, la programació del manteniment preventiu i el manual de procediment en cas d'avaries així com els manuals d'instruccions de funcionament i de manteniment dels instruments que ha de realitzar l'usuari, amb un esquema de funcionament i tota la documentació legal necessària per a la seva utilització.
- El manual d'usuari o protocol d'utilització del material.

La data i lloc de lliurament i instal·lació s'efectuarà en funció del cronograma establert per a cada laboratori per a la implantació de l'equipament adjudicat i d'acord amb les instruccions de la Direcció del laboratori.

Un cop instal·lats i en funcionament els equips, **els adjudicataris emetran un certificat** conforme compleixen els requisits especificats pel propi fabricant i que no han sofert cap deteriorament en el procés de transport i instal·lació.

Pels sistemes que ho permetin, es consideraran verificats quan s'acompleixin les prestacions del proveïdor. En el cas que l'equipament no compleixi les especificacions previstes l'empresa adjudicatària els substituirà de forma immediata.

L'adjudicatari s'haurà d'ajustar als requeriments de posada en marxa de cada equip analític segons les normes de qualitat establertes en el laboratori.

L'empresa adjudicatària retirarà i substituirà els equipaments defectuosos segons les especificacions de l'equip, o amb disfuncions detectades pels tècnics dels laboratoris, per altres de nous en les condicions tècniques adequades sense cap càrrec en un termini màxim d' 1 mes.

4.4.3. Garantia de subministrament

4.4.3.1.El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es

sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.3.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

Les empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.3.3.Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.3.4.Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.3.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.4. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis i fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
4. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
5. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D3 - Fitxes tècniques equipaments

ANNEX D4 – Model i guia de l'annex D4

ANNEX D5 - Criteris obligat compliment

ANNEX D6 - Condicions bàsiques equipament

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A – Característiques de la Licitació (inclou Addenda)

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	Lot Obligatori
1	Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.	999103959	A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu	AH01: Tots els codis agrupadors
		999104020	A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104021	A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104022	A- Virus Immunodeficiencia HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104023	A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu	AH02: Tots els codis agrupadors
		999104024	A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104026	A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu	AH03: Tots els codis agrupadors
		999104033	A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG)	
		999104034	A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
2	Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.	999103962	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu	AH01: mínim del 90 % dels codis agrupadors
		999103963	A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu	
		999103964	A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris spp, Cyclospora cayetanensis, Campylobacter spp, Entamoeba hystolitica, Giardia lamblia, Clostridioides difficile toxines A y B, Escherichia coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella spp, Escherichia coli ECEA, ECET, Pleisiomonas shigelloides, Salmonella spp, genes stx1/sxt2, Vibrio spp, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica , Cryptosporidium spp, det PCR, inclou extracció	
		999103966	A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu	
		999103972	A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu	AH02: mínim del 90 % dels codis agrupadors
		999103973	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 1a línia, determinació per PCR, reactiu	
		999103974	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu	AH06: mínim del 90 % dels codis agrupadors
		999103975	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu	
		999103976	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculoses (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu	
		999104036	A- A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu	
		999104037	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu	
		999104039	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu	
		999104040	A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu	
		999104041	A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104186	A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu	
3	Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.	999103979	A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu	AH01: Tots els codis agrupadors
		999103980	A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu	
		999103981	A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu	AH02: mínim del 90 % dels codis agrupadors
		999104042	A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu	
		999104165	A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104182	A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104185	A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS(genitals i orina)	
4	Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	999103985	A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	AH04 Tots els codis agrupadors
		999103989	A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu	
		999103990	A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu	
		999103991	A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu	
		999103992	A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu	
		999104046	A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104047	A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	
		999104048	A- Virus Immunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	
		999104049	A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	
		999104050	A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	AH05: Tots els codis agrupadors
		999104051	A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	
		999104052	A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	
		999104058	A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu	
		999104059	A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu	
		999104060	A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu	
		999104061	A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu	
		999104062	A- Coronavirus Orf1a, determinació per PCR, reactiu	
		999104063	A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104064	A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu	
		999104065	A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu	AH06: Tots els codis agrupadors
		999104066	A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu	
		999104067	A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu	
		999104068	A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu	
		999104069	A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu	
		999104071	A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104072	A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104073	A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104074	A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu	
		999104075	A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu	
		999104076	A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu	AH07: Tots els codis agrupadors
		999104077	A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu	
		999104078	A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu	
		999104079	A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu	
		999104081	A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu	
		999104082	A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu	
		999104083	A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu	
		999104084	A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu	
		999104085	A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu	
		999104086	A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104087	A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu	
		999104088	A- RSV, determinació per PCR, reactiu	
		999104089	A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu	
		999104090	A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu	
		999104091	A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu	
		999104092	A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu	
		999104093	A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu	
		999104094	A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu	
		999104095	A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu	
		999104096	A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu	
		999104097	A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu	

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	Lot Obligatori
		999104098	A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu	
		999104099	A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu	
		999104100	A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu	
		999104101	A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu	
		999104102	A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu	
		999104104	A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu	
		999104105	A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu	
		999104107	A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu	
		999104108	A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104187	A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104596	A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu	
		999104597	A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu	
		999104651	A- Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2),Virus de la Hepatitis C (VHC),Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu	
		999104660	A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu	
		999104672	A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu	
5	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	999103994	A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu	AH01: Tots els codis agrupadors AH02: Un mínim del 90 % dels codis agrupadors AH03: Un mínim del 90 % dels codis agrupadors AH04: Un mínim del 90 % dels codis agrupadors AH05: Tots els codis agrupadors AH06: Tots els codis agrupadors AH07: Un mínim del 90 % dels codis agrupadors
		999103995	A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu	
		999103996	A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu	
		999103997	A- Helminths, determinació per PCR, reactiu	
		999104002	A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu	
		999104004	A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu	
		999104006	A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu	
		999104007	A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu	
		999104008	A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu	
		999104009	A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu	
		999104010	A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu	
		999104110	A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu	
		999104111	A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(HHV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu	
		999104112	A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu	
		999104113	A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu	
		999104114	A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respiratori sinticial B (RSV B), determinació per PCR, reactiu	
		999104117	A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu	
		999104118	A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu	
		999104119	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu	
		999104120	A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu	
		999104121	A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu	
		999104122	A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu	
		999104123	A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolítica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu	
		999104125	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu	
		999104128	A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu	
		999104129	A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu	
		999104130	A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu	
		999104131	A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu	
		999104132	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu	
		999104134	A- Agents vírics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu	
		999104135	A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu	
		999104136	A- Carbapenemeses, beta-lactamases CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu	
		999104137	A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu	
		999104138	A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu	
		999104139	A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu	
		999104140	A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu	
		999104142	A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu	
		999104143	A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu	
		999104144	A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu	
		999104145	A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu	
		999104146	A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, determinació per PCR, reactiu	
		999104147	A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104148	A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu	
		999104150	A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu	
		999104151	A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu	
		999104152	A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu	
		999104153	A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu	
		999104154	A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu	
		999104158	A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104184	A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles	
		999104600	A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	
		999104625	A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu	
		999104626	A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9)(HPAI), determinació per PCR, reactiu	
		999104627	A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu	
		999104628	A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu	
		999104629	A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu	
		999104642	A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu	
		999104643	A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu	
		999104656	A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu	

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	Lot Obligatori
		999104658	A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	
		999104659	A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu	
		999104661	A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu	
		999104662	A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu	
		999104663	A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu	
		999104664	A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu	
		999104665	A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu	
		999104667	A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu	
		999104668	A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu	
		999104669	A-Factor II, determinació per PCR, reactiu	
		999104670	A-Factor V, determinació per PCR, reactiu	
		999104671	A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu	
		999104689	A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu	
6	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció d'agents d'infecció gastrointestinal.	999104166	A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment, reactiu	AH03: tots els codis agrupadors
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
7	Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	999103416	A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració	AH01: Tots els codis agrupadors AH02: Tots els codis agrupadors AH03: Tots els codis agrupadors AH05: Tots els codis agrupadors AH06: Tots els codis agrupadors
		999103418	A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu	
		999103433	A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu	
		999103443	A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu	
		999103452	A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu	
		999103475	A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu	
		999103501	A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu	
		999103511	A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració	
		999103512	A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu	
		999103513	A- Escherichia coli (EC), Listeria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu	
		999103538	A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu	
		999103543	A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu	
		999103547	A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR	
		999103588	A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu	
		999103628	A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Pantón-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu	
		999103635	A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu	
		999103636	A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu	
		999103645	A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu	
		999103664	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració	
		999103666	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu	
		999103671	A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR	
		999103702	A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu	
		999103705	A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu	
		999103709	A- Virus xarmpió, determinació per PCR, reactiu	
		999103735	A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu	
		999103736	A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu	
		999103737	A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu	
		999103745	A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular	
		999103746	A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular	
		999103747	A- Enterovirus humà (HEV), Parachovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104599	A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular	
		999104657	A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular	
8	Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.	999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	AH01: tots els codis agrupadors
		999104631	A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu	
9	Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d'agents d'infecció fúngica invasora.	999103961	A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu	AH01: tots els codis agrupadors
		999103965	A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu	
		999103967	A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu	
		999103971	A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu	
		999104159	A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu	
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	
		999104632	A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu	
		999104633	A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu	

ANNEX A_ Addenda 1 partides per centre

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
1	Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.	999103959	A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu	3.500	2.500	1.200					7.200
		999104020	A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		3.618	1.120					4.738
		999104021	A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		3.996	2.450					6.446
		999104022	A- Virus Inmunodeficiencia HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		4.861	8.256					13.117
		999104023	A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu	12.000	6.963	3.800					22.763
		999104024	A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		1.526	300					1.826
		999104026	A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu		4.000	18.000					22.000
		999104033	A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu		31.496	28.000					59.496
		999104034	A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu			600					600
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	1.000	1.000	1.000					3.000
		999104666	A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular		31.496	28.000					59.496
2	Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.	999103962	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu	60							60
		999103963	A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu	36							36
		999103964	A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris spp, Cyclospora cayetanensis, Campylobacter spp, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Clostridioides difficile toxines A y B, Escherichia coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella spp, Escherichia coli ECEA, ECET, Pleisiomonas shigelloides, Salmonella spp, genes stx1/sxt2, Vibrio spp, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica , Cryptosporidium spp, det PCR, inclou extracció						7.500		7.500
		999103966	A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu	290					200		490
		999103972	A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu		400						400
		999103973	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 1a línia, determinació per PCR, reactiu	30					80		110
		999103974	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu	125							125
		999103975	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu	1.000							1.000
		999103976	A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculoses (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu	480							480
		999104036	A- A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu	480					930		1.410
		999104037	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu	30							30
		999104039	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu	480					930		1.410
		999104040	A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu						24		24
		999104041	A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu		400				500		900
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	1.000	1.000				1.000		3.000
		999104186	A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu	1.600							1.600
3	Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.	999103979	A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu	48.913	2.000						50.913
		999103980	A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu	36.000							36.000
		999103981	A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu		350						350
		999104042	A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu	1.000	4.000						5.000
		999104165	A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu	90.000	2.000						92.000
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	1.000	1.000						2.000
		999104182	A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneuvirus, determinació per PCR, reactiu		350						350
		999104185	A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS(genitals i orina)	90.000	2.000						92.000
		999103985	A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu					4.000		1.800	5.800
		999103989	A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu	200							200
		999103990	A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu						1.000		1.000
		999103991	A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu						100		100
		999103992	A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu						100		100
		999104046	A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu	5.882			1.365	893	1.450		9.590
		999104047	A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	5.591			1.050	808	1.500		8.949
		999104048	A- Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	6.520			1.989	2.231	2.750		13.490
		999104049	A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	191							191
		999104050	A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu				44.400	34.880	21.560	8.580	109.420
		999104051	A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu					1.000		400	1.400
		999104052	A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu	1.591							1.591

ANNEX A_ Addenda 1 partides per centre

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
4	Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.	999104058	A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104059	A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu	300				200			500
		999104060	A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu	1.680				232	400		2.312
		999104061	A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu	2.000					10.000		12.000
		999104062	A- Coronavirus Orf1a, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104063	A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104064	A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104065	A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104066	A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104067	A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104068	A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104069	A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104071	A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104072	A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104073	A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104074	A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104075	A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104076	A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104077	A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104078	A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104079	A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu						4.700		4.700
		999104081	A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu						1.800		1.800
		999104082	A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu						1.800		1.800
		999104083	A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu						1.800		1.800
		999104084	A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu						1.800		1.800
		999104085	A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu						1.000		1.000
		999104086	A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104087	A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104088	A- RSV, determinació per PCR, reactiu						100		100
		999104089	A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu						100		100
		999104090	A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu						100		100
		999104091	A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104092	A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu						400		400
		999104093	A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu						400		400
		999104094	A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu						400		400
		999104095	A- AlfA- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu	80							80
		999104096	A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu	209							209
		999104097	A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu						200		200
		999104098	A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu						1.000		1.000
		999104099	A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu						1.000		1.000
		999104100	A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104101	A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104102	A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu						2.500		2.500
		999104104	A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu						50		50
		999104105	A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu	200				192	50		442
		999104107	A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu						3.200		3.200
		999104108	A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu						300		300
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		999104187	A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu					4.000		1.800	5.800
		999104596	A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu						500		500
		999104597	A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu						4.500		4.500
		999104651	A- Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2),Virus de la Hepatitis C (VHC),Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu						600		600
		999104660	A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu						50		50
		999104672	A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu	600							600

ANNEX A_ Addenda 1 partides per centre

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
5	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.	999103994	A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(\$91F), determinació per PCR, reactiu	2.500							2.500
		999103995	A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu	80	30				10		120
		999103996	A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu	100							100
		999103997	A- Helminths, determinació per PCR, reactiu				200		20		220
		999104002	A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu	1.000	3.519						4.519
		999104004	A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu						6.000		6.000
		999104006	A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu	2.000							2.000
		999104007	A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu	800					120		920
		999104008	A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104009	A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu	30							30
		999104010	A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu				25.000				25.000
		999104110	A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu	2.000							2.000
		999104111	A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(HHV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu		600		600		25		1.225
		999104112	A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu	2.000	1.304	6.000	3.900	1.892	2.500	448	18.044
		999104113	A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu	2.200	100						2.300
		999104114	A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respiratori sincitial B (RSV B), determinació per PCR, reactiu						150		150
		999104117	A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu	6.000			200		40		6.240
		999104118	A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu	1.500					200		1.700
		999104119	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu			40					40
		999104120	A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu	1.000			100		350		1.450
		999104121	A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu	7.000	2.000	15.000	150	4.000	11.200	1.600	40.950
		999104122	A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu	6.000	1.000	5.200	300	422	150		13.072
		999104123	A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolítica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu	6.000					100		6.100
		999104125	A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu					400	50		450
		999104128	A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu	2.400							2.400
		999104129	A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu	500							500
		999104130	A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu	3.200							3.200
		999104131	A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu	5.450							5.450
		999104132	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu	580							580
		999104134	A- Agents vírics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu	7.500							7.500
		999104135	A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu	200	375						575
		999104136	A- Carbapenemeses, beta-lactamases CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104137	A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu	800			150		300		1.250
		999104138	A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu	100							100
		999104139	A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu	150							150
		999104140	A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu	15.000	1.300		1.300				17.600
		999104142	A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu	2.500	2.000			1.000			5.500
		999104143	A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu						20		20
		999104144	A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu	700							700
		999104145	A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu	800	50		200				1.050
		999104146	A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, determinació per PCR, reactiu	14.200							14.200

ANNEX A_ Addenda 1 partides per centre

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
		999104147	A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu	14.200					400		14.600
		999104148	A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu	14.200					400		14.600
		999104150	A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu	550		180			140		870
		999104151	A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu						140		140
		999104152	A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu	300	70						370
		999104153	A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu			150		5.000	20.000		25.150
		999104154	A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu		7.000		31.700			17	38.717
		999104158	A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu					3.433		1.000	4.433
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
		999104184	A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles			4.500					4.500
		999104600	A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	50							50
		999104625	A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu	48							48
		999104626	A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9)(HPAI), determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104627	A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu	50				280			330
		999104628	A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu	25							25
		999104629	A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu	25							25
		999104642	A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu	70	20		50	48			188
		999104643	A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu	50							50
		999104656	A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu		750		11.000	1.500			13.250
		999104658	A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104659	A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu					100			100
		999104661	A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu	50							50
		999104662	A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu	60.000							60.000
		999104663	A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu	3.200							3.200
		999104664	A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu	100							100
		999104665	A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu	200	4.000		1.950				6.150
		999104667	A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu			180					180
		999104668	A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu			180					180
		999104669	A-Factor II, determinació per PCR, reactiu			750					750
		999104670	A-Factor V, determinació per PCR, reactiu			750					750
		999104671	A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu			30					30
		999104689	A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu	22.000							22.000
6	Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció d'agents d'infecció gastrointestinal.	999104166	A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisi multiplexat d'alt rendiment, reactiu			15.000					15.000
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible			1.000					1.000
7	Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.	999103416	A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració			1					1
		999103418	A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu			100					100
		999103433	A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu	70	100				150		320
		999103443	A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu	40	20				10		70
		999103452	A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu	20	20			32	10		82
		999103475	A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu			90					90
		999103501	A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu	70	30				740		840
		999103511	A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració			1					1
		999103512	A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu			150			100		250
		999103513	A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu			80		50	300		430
		999103538	A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu	50		50		32	10		142
		999103543	A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu						30		30
		999103547	A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR					50	800		850
		999103588	A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu		20	200					220
		999103628	A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Pantón-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu	75	109						184
		999103635	A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu	200	58			32	20		310
		999103636	A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu		400	40					440
		999103645	A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu	20	20				40		80

ANNEX A_ Addenda 1 partides per centre

Partida	Descripció de la partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
		999103664	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració			1					1
		999103666	A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu			160		64	20		244
		999103671	A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR			400			200		600
		999103702	A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu		200						200
		999103705	A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu	40	20				40		100
		999103709	A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu	40	20				20		80
		999103735	A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu						600		600
		999103736	A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu		50	75			50		175
		999103737	A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu						40		40
		999103745	A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular						100		100
		999103746	A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular						35		35
		999103747	A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular			190			75		265
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	800	800	800		800	800		4.000
		999104599	A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular						20		20
		999104657	A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular			500					500
8	Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.	999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	400							400
		999104631	A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu	841							841
9	Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d'agents d'infecció fúngica invasora.	999103961	A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu	50							50
		999103965	A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu	50							50
		999103967	A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu	150							150
		999103971	A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu	400							400
		999104159	A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu	200							200
		999104181	A- Control, Calibrador i altre material fungible	400							400
		999104632	A- Mucormicets, detecció pangéneres per PCR, reactiu	50							50
		999104633	A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu	100							100

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999103416

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999103418

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999103433

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i β -lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999103443

Descripció llarga:

A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999103452

Descripció llarga:

A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 999103475
Descripció llarga:		
A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 999103501
Descripció llarga:		
A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 999103511
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 999103512
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 999103513
Descripció llarga:		
A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 999103538
Descripció llarga:		
A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 999103543
Descripció llarga:		
A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 999103547
Descripció llarga:		
A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 999103588
Descripció llarga:		
A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 999103628
Descripció llarga: A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Panton-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 999103635
Descripció llarga: A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 999103636
Descripció llarga: A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 999103645
Descripció llarga: A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 999103664
Descripció llarga: A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 999103666
Descripció llarga: A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 999103671
Descripció llarga: A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 999103702
Descripció llarga: A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 999103705
Descripció llarga: A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999103709

Descripció llarga:

A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999103735

Descripció llarga:

A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999103736

Descripció llarga:

A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999103737

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999103745

Descripció llarga:

A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999103746

Descripció llarga:

A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999103747

Descripció llarga:

A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPEV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999103959

Descripció llarga:

A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999103961

Descripció llarga:

A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999103962

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999103963

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999103964

Descripció llarga:

A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris, C. cayetanensis, #Campylobacter, E. histolytica, #G. lamblia, C. difficile tox (A i B), E. coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella, ECEA, ECET, P. shi

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999103965

Descripció llarga:

A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999103966

Descripció llarga:

A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999103967

Descripció llarga:

A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999103971

Descripció llarga:

A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999103972

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999103973

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de la línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 999103974
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 999103975
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, r eactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 999103976
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculoses (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, r eactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 999103979
Descripció llarga: A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 999103980
Descripció llarga: A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 999103981
Descripció llarga: A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 999103985
Descripció llarga: A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 999103989
Descripció llarga: A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 999103990
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999103991

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999103992

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999103994

Descripció llarga:

A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999103995

Descripció llarga:

A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999103996

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999103997

Descripció llarga:

A- Helminths, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999104002

Descripció llarga:

A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999104004

Descripció llarga:

A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999104006

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999104007

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999104008

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999104009

Descripció llarga:

A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999104010

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999104020

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999104021

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999104022

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999104023

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999104024

Descripció llarga:

A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999104026

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999104033

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999104034

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999104036

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999104037

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999104039

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999104040

Descripció llarga:

A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999104041

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999104042

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 999104046
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 999104047
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 999104048
Descripció llarga:		
A- Virus Immunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 999104049
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 999104050
Descripció llarga:		
A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 999104051
Descripció llarga:		
A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 999104052
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 999104058
Descripció llarga:		
A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 999104059
Descripció llarga:		
A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 999104060
Descripció llarga: A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 999104061
Descripció llarga: A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 999104062
Descripció llarga: A- Coronavirus Orfla, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 999104063
Descripció llarga: A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 999104064
Descripció llarga: A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 999104065
Descripció llarga: A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 999104066
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 999104067
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 999104068
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 999104069

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 999104071

Descripció llarga:

A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 999104072

Descripció llarga:

A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 999104073

Descripció llarga:

A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 999104074

Descripció llarga:

A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 999104075

Descripció llarga:

A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 999104076

Descripció llarga:

A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 999104077

Descripció llarga:

A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 999104078

Descripció llarga:

A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 999104079

Descripció llarga:

A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 999104081

Descripció llarga:

A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 999104082

Descripció llarga:

A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 999104083

Descripció llarga:

A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 999104084

Descripció llarga:

A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 999104085

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 999104086

Descripció llarga:

A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 999104087

Descripció llarga:

A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 999104088

Descripció llarga:

A- RSV, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 999104089
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 999104090
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 999104091
Descripció llarga:		
A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 999104092
Descripció llarga:		
A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 999104093
Descripció llarga:		
A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 999104094
Descripció llarga:		
A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 999104095
Descripció llarga:		
A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 999104096
Descripció llarga:		
A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 999104097
Descripció llarga:		
A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 999104098

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 999104099

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 999104100

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 999104101

Descripció llarga:

A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 999104102

Descripció llarga:

A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 999104104

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 999104105

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 999104107

Descripció llarga:

A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 999104108

Descripció llarga:

A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 999104110

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 999104111

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(H HV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 999104112

Descripció llarga:

A- Panell respiratori (PlA+P2+P3), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 999104113

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 999104114

Descripció llarga:

A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respi ratori sinticia B (RSV B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 999104117

Descripció llarga:

A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 999104118

Descripció llarga:

A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 999104119

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 999104120

Descripció llarga:

A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 999104121

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 999104122

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 999104123

Descripció llarga:

A- Aeromonas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y. enterocolitica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 999104125

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium non-tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 999104128

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 999104129

Descripció llarga:

A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 999104130

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 999104131

Descripció llarga:

A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 999104132

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 999104134

Descripció llarga:

A- Agents virics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 999104135

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 999104136

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, beta-lactameses CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 999104137

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 999104138

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 999104139

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 999104140

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 999104142

Descripció llarga:

A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 999104143

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 999104144

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, re actiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 999104145

Descripció llarga:

A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 999104146

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, deter minació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 999104147

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, d eterminació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 999104148

Descripció llarga:

A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 999104150

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 999104151

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 999104152

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 999104153

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 999104154

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 999104158

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 999104159

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 999104165

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 999104166

Descripció llarga:

A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment , reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 999104182

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 999104184

Descripció llarga:

A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 999104185

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS (genitals i orina)

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 999104186

Descripció llarga:

A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 999104187

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 999104596

Descripció llarga:

A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 999104597

Descripció llarga:

A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 999104599

Descripció llarga:

A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 999104600

Descripció llarga:

A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 999104625

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 999104626

Descripció llarga:

A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9) (HPAI), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 999104627

Descripció llarga:

A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 999104628

Descripció llarga:

A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 999104629

Descripció llarga:

A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 999104631

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 999104632

Descripció llarga:

A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 999104633

Descripció llarga:

A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 999104642

Descripció llarga:

A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 999104643

Descripció llarga:

A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 999104651

Descripció llarga:

A- Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 2 (HIV-2), Virus de la Hepatitis C (VHC), Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 999104656

Descripció llarga:

A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozoous, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 999104657

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 999104658

Descripció llarga:

A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 999104659

Descripció llarga:

A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 999104660

Descripció llarga:

A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 999104661

Descripció llarga:

A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 999104662

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 999104663

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 999104664

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 999104665

Descripció llarga:

A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 999104666

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 999104667

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 999104668

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 999104669

Descripció llarga:

A-Factor II, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 999104670

Descripció llarga:

A-Factor V, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 999104671

Descripció llarga:

A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 999104672

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 999104689

Descripció llarga:

A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 999103416

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 999103418

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 999103433

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i ß-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 999103443

Descripció llarga:

A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 999103452

Descripció llarga:

A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 999103475

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 999103501

Descripció llarga:

A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 999103511

Descripció llarga:

A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 999103512

Descripció llarga:

A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 999103513

Descripció llarga:

A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 999103538

Descripció llarga:

A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 999103543

Descripció llarga:

A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 999103547

Descripció llarga:

A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 999103588

Descripció llarga:

A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 999103628

Descripció llarga:

A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Pantón-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 999103635

Descripció llarga:

A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 999103636

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 999103645

Descripció llarga:

A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 999103664

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 999103666

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 999103671

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 999103702

Descripció llarga:

A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 999103705

Descripció llarga:

A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 999103709

Descripció llarga:

A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 999103735

Descripció llarga:

A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 999103736

Descripció llarga:

A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 999103737

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 999103745

Descripció llarga:

A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 999103746

Descripció llarga:

A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 999103747

Descripció llarga:

A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPEV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 999103959

Descripció llarga:

A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 999103961

Descripció llarga:

A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 999103962

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 999103963

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 999103964

Descripció llarga:

A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris, C. cayetanensis, #Campylobacter, E. histolytica, #G. lamblia, C. difficile tox (A i B), E. coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella, ECEA, ECET, P. shi

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 999103965

Descripció llarga:

A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 999103966

Descripció llarga:

A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 999103967

Descripció llarga:

A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 999103971

Descripció llarga:

A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 999103972

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 999103973

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de la línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 999103974

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 999103975

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resistència a rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 999103976
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculosos (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 999103979
Descripció llarga: A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 999103980
Descripció llarga: A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2740	MATERIAL: 999103981
Descripció llarga: A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2750	MATERIAL: 999103985
Descripció llarga: A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2760	MATERIAL: 999103989
Descripció llarga: A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2770	MATERIAL: 999103990
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2780	MATERIAL: 999103991
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2790	MATERIAL: 999103992
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2800	MATERIAL: 999103994
Descripció llarga: A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2810	MATERIAL: 999103995
Descripció llarga: A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2820	MATERIAL: 999103996
Descripció llarga: A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2830	MATERIAL: 999103997
Descripció llarga: A- Helminths, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2840	MATERIAL: 999104002
Descripció llarga: A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2850	MATERIAL: 999104004
Descripció llarga: A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2860	MATERIAL: 999104006
Descripció llarga: A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2870	MATERIAL: 999104007
Descripció llarga: A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2880	MATERIAL: 999104008
Descripció llarga: A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 999104009

Descripció llarga:

A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 999104010

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 999104020

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 999104021

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 999104022

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 999104023

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 999104024

Descripció llarga:

A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 999104026

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 999104033

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2980	MATERIAL: 999104034
Descripció llarga: A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 2990	MATERIAL: 999104036
Descripció llarga: A- A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3000	MATERIAL: 999104037
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3010	MATERIAL: 999104039
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3020	MATERIAL: 999104040
Descripció llarga: A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3030	MATERIAL: 999104041
Descripció llarga: A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3040	MATERIAL: 999104042
Descripció llarga: A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3050	MATERIAL: 999104046
Descripció llarga: A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3060	MATERIAL: 999104047
Descripció llarga: A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 999104048

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 999104049

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 999104050

Descripció llarga:

A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 999104051

Descripció llarga:

A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 999104052

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 999104058

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 999104059

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 999104060

Descripció llarga:

A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 999104061

Descripció llarga:

A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 999104062

Descripció llarga:

A- Coronavirus Orfla, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 999104063

Descripció llarga:

A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 999104064

Descripció llarga:

A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 999104065

Descripció llarga:

A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 999104066

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 999104067

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 999104068

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 999104069

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 999104071

Descripció llarga:

A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 999104072

Descripció llarga:

A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 999104073

Descripció llarga:

A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 999104074

Descripció llarga:

A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 999104075

Descripció llarga:

A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 999104076

Descripció llarga:

A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 999104077

Descripció llarga:

A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 999104078

Descripció llarga:

A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 999104079

Descripció llarga:

A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 999104081

Descripció llarga:

A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 999104082

Descripció llarga:

A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 999104083

Descripció llarga:

A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 999104084

Descripció llarga:

A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 999104085

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 999104086

Descripció llarga:

A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 999104087

Descripció llarga:

A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 999104088

Descripció llarga:

A- RSV, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 999104089

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 999104090

Descripció llarga:

A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 999104091

Descripció llarga:

A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 999104092

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 999104093

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 999104094

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 999104095

Descripció llarga:

A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 999104096

Descripció llarga:

A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 999104097

Descripció llarga:

A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 999104098

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 999104099

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 999104100

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 999104101

Descripció llarga:

A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 999104102

Descripció llarga:

A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 999104104

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 999104105

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 999104107

Descripció llarga:

A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 999104108

Descripció llarga:

A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 999104110

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 999104111

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(H HV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3610	MATERIAL: 999104112
Descripció llarga: A- Panell respiratori (PlA+P2+P3), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3620	MATERIAL: 999104113
Descripció llarga: A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3630	MATERIAL: 999104114
Descripció llarga: A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respi ratori sinticia B (RSV B), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3640	MATERIAL: 999104117
Descripció llarga: A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3650	MATERIAL: 999104118
Descripció llarga: A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3660	MATERIAL: 999104119
Descripció llarga: A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3670	MATERIAL: 999104120
Descripció llarga: A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3680	MATERIAL: 999104121
Descripció llarga: A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginali s (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 3690	MATERIAL: 999104122
Descripció llarga: A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 999104123

Descripció llarga:

A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolitica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 999104125

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 999104128

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 999104129

Descripció llarga:

A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 999104130

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 999104131

Descripció llarga:

A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 999104132

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 999104134

Descripció llarga:

A- Agents virics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 999104135

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 999104136

Descripció llarga:

A- Carbapenemases, beta-lactamases CTX-M i resistència glicopeptíds (VanA/B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 999104137

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 999104138

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 999104139

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 999104140

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 999104142

Descripció llarga:

A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydomphila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 999104143

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 999104144

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 999104145

Descripció llarga:

A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 999104146

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 999104147

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 999104148

Descripció llarga:

A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 999104150

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 999104151

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 999104152

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 999104153

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 999104154

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 999104158

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 999104159

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 999104165

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 999104166

Descripció llarga:

A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment , reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 999104182

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 999104184

Descripció llarga:

A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 999104185

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS (genitals i orina)

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 999104186

Descripció llarga:

A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 999104187

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 999104596

Descripció llarga:

A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 999104597

Descripció llarga:

A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 999104599

Descripció llarga:

A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 999104600

Descripció llarga:

A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4180 MATERIAL: 999104625

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4190 MATERIAL: 999104626

Descripció llarga:

A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9) (HPAI), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4200 MATERIAL: 999104627

Descripció llarga:

A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4210 MATERIAL: 999104628

Descripció llarga:

A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4220 MATERIAL: 999104629

Descripció llarga:

A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4230 MATERIAL: 999104631

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4240 MATERIAL: 999104632

Descripció llarga:

A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4250 MATERIAL: 999104633

Descripció llarga:

A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4260 MATERIAL: 999104642

Descripció llarga:

A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4270 MATERIAL: 999104643

Descripció llarga:

A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4280 MATERIAL: 999104651

Descripció llarga:

A- Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 2 (HIV-2), Virus de la Hepatitis C (VHC),
Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4290 MATERIAL: 999104656

Descripció llarga:

A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozoous, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4300 MATERIAL: 999104657

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4310 MATERIAL: 999104658

Descripció llarga:

A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4320 MATERIAL: 999104659

Descripció llarga:

A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4330 MATERIAL: 999104660

Descripció llarga:

A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4340 MATERIAL: 999104661

Descripció llarga:

A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4350 MATERIAL: 999104662

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4360 MATERIAL: 999104663

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4370 MATERIAL: 999104664

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4380 MATERIAL: 999104665

Descripció llarga:

A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4390 MATERIAL: 999104666

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4400 MATERIAL: 999104667

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4410 MATERIAL: 999104668

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4420 MATERIAL: 999104669

Descripció llarga:

A-Factor II, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4430 MATERIAL: 999104670

Descripció llarga:

A-Factor V, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4440 MATERIAL: 999104671

Descripció llarga:

A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4450 MATERIAL: 999104672

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4460 MATERIAL: 999104689

Descripció llarga:

A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4470 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4480 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4490 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4500 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4510 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4520 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4530 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4540 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4550 MATERIAL: 999103416

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4560 MATERIAL: 999103418

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4570 MATERIAL: 999103433

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i β -lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4580 MATERIAL: 999103443

Descripció llarga:

A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4590 MATERIAL: 999103452

Descripció llarga:

A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4600	MATERIAL: 999103475
Descripció llarga:		
A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4610	MATERIAL: 999103501
Descripció llarga:		
A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4620	MATERIAL: 999103511
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4630	MATERIAL: 999103512
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4640	MATERIAL: 999103513
Descripció llarga:		
A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4650	MATERIAL: 999103538
Descripció llarga:		
A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4660	MATERIAL: 999103543
Descripció llarga:		
A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4670	MATERIAL: 999103547
Descripció llarga:		
A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4680	MATERIAL: 999103588
Descripció llarga:		
A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4690	MATERIAL: 999103628
Descripció llarga: A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Panton-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4700	MATERIAL: 999103635
Descripció llarga: A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4710	MATERIAL: 999103636
Descripció llarga: A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4720	MATERIAL: 999103645
Descripció llarga: A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4730	MATERIAL: 999103664
Descripció llarga: A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4740	MATERIAL: 999103666
Descripció llarga: A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4750	MATERIAL: 999103671
Descripció llarga: A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4760	MATERIAL: 999103702
Descripció llarga: A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 4770	MATERIAL: 999103705
Descripció llarga: A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4780 MATERIAL: 999103709

Descripció llarga:

A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4790 MATERIAL: 999103735

Descripció llarga:

A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4800 MATERIAL: 999103736

Descripció llarga:

A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4810 MATERIAL: 999103737

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4820 MATERIAL: 999103745

Descripció llarga:

A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4830 MATERIAL: 999103746

Descripció llarga:

A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4840 MATERIAL: 999103747

Descripció llarga:

A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPEV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4850 MATERIAL: 999103959

Descripció llarga:

A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4860 MATERIAL: 999103961

Descripció llarga:

A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4870 MATERIAL: 999103962

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4880 MATERIAL: 999103963

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4890 MATERIAL: 999103964

Descripció llarga:

A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris, C. cayetanensis, #Campylobacter, E. histolytica, #G. lamblia, C. difficile tox (A i B), E. coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella, ECEA, ECET, P. shi

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4900 MATERIAL: 999103965

Descripció llarga:

A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4910 MATERIAL: 999103966

Descripció llarga:

A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4920 MATERIAL: 999103967

Descripció llarga:

A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4930 MATERIAL: 999103971

Descripció llarga:

A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4940 MATERIAL: 999103972

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4950 MATERIAL: 999103973

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de la línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4960 MATERIAL: 999103974

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4970 MATERIAL: 999103975

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4980 MATERIAL: 999103976

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculoses (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 4990 MATERIAL: 999103979

Descripció llarga:

A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5000 MATERIAL: 999103980

Descripció llarga:

A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5010 MATERIAL: 999103981

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5020 MATERIAL: 999103985

Descripció llarga:

A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5030 MATERIAL: 999103989

Descripció llarga:

A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5040 MATERIAL: 999103990

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5050 MATERIAL: 999103991

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5060 MATERIAL: 999103992

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5070 MATERIAL: 999103994

Descripció llarga:

A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5080 MATERIAL: 999103995

Descripció llarga:

A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5090 MATERIAL: 999103996

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5100 MATERIAL: 999103997

Descripció llarga:

A- Helminths, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5110 MATERIAL: 999104002

Descripció llarga:

A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5120 MATERIAL: 999104004

Descripció llarga:

A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5130 MATERIAL: 999104006

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5140 MATERIAL: 999104007

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5150 MATERIAL: 999104008

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5160 MATERIAL: 999104009

Descripció llarga:

A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5170 MATERIAL: 999104010

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5180 MATERIAL: 999104020

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5190 MATERIAL: 999104021

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5200 MATERIAL: 999104022

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5210 MATERIAL: 999104023

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5220 MATERIAL: 999104024

Descripció llarga:

A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5230 MATERIAL: 999104026

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5240 MATERIAL: 999104033

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5250 MATERIAL: 999104034

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5260 MATERIAL: 999104036

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5270 MATERIAL: 999104037

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5280 MATERIAL: 999104039

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5290 MATERIAL: 999104040

Descripció llarga:

A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5300 MATERIAL: 999104041

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5310 MATERIAL: 999104042

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5320	MATERIAL: 999104046
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5330	MATERIAL: 999104047
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5340	MATERIAL: 999104048
Descripció llarga:		
A- Virus Immunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5350	MATERIAL: 999104049
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5360	MATERIAL: 999104050
Descripció llarga:		
A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5370	MATERIAL: 999104051
Descripció llarga:		
A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5380	MATERIAL: 999104052
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5390	MATERIAL: 999104058
Descripció llarga:		
A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5400	MATERIAL: 999104059
Descripció llarga:		
A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5410	MATERIAL: 999104060
Descripció llarga: A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5420	MATERIAL: 999104061
Descripció llarga: A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5430	MATERIAL: 999104062
Descripció llarga: A- Coronavirus Orfla, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5440	MATERIAL: 999104063
Descripció llarga: A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5450	MATERIAL: 999104064
Descripció llarga: A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5460	MATERIAL: 999104065
Descripció llarga: A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5470	MATERIAL: 999104066
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5480	MATERIAL: 999104067
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 5490	MATERIAL: 999104068
Descripció llarga: A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5500 MATERIAL: 999104069

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5510 MATERIAL: 999104071

Descripció llarga:

A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5520 MATERIAL: 999104072

Descripció llarga:

A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5530 MATERIAL: 999104073

Descripció llarga:

A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5540 MATERIAL: 999104074

Descripció llarga:

A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5550 MATERIAL: 999104075

Descripció llarga:

A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5560 MATERIAL: 999104076

Descripció llarga:

A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5570 MATERIAL: 999104077

Descripció llarga:

A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5580 MATERIAL: 999104078

Descripció llarga:

A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5590 MATERIAL: 999104079

Descripció llarga:

A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5600 MATERIAL: 999104081

Descripció llarga:

A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5610 MATERIAL: 999104082

Descripció llarga:

A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5620 MATERIAL: 999104083

Descripció llarga:

A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5630 MATERIAL: 999104084

Descripció llarga:

A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5640 MATERIAL: 999104085

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5650 MATERIAL: 999104086

Descripció llarga:

A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5660 MATERIAL: 999104087

Descripció llarga:

A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5670 MATERIAL: 999104088

Descripció llarga:

A- RSV, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5680 MATERIAL: 999104089

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5690 MATERIAL: 999104090

Descripció llarga:

A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5700 MATERIAL: 999104091

Descripció llarga:

A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5710 MATERIAL: 999104092

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5720 MATERIAL: 999104093

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5730 MATERIAL: 999104094

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5740 MATERIAL: 999104095

Descripció llarga:

A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5750 MATERIAL: 999104096

Descripció llarga:

A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5760 MATERIAL: 999104097

Descripció llarga:

A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5770 MATERIAL: 999104098

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5780 MATERIAL: 999104099

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5790 MATERIAL: 999104100

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5800 MATERIAL: 999104101

Descripció llarga:

A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5810 MATERIAL: 999104102

Descripció llarga:

A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5820 MATERIAL: 999104104

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5830 MATERIAL: 999104105

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5840 MATERIAL: 999104107

Descripció llarga:

A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5850 MATERIAL: 999104108

Descripció llarga:

A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5860 MATERIAL: 999104110

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5870 MATERIAL: 999104111

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6 (HHV6), Virus herpes humà 7 (HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5880 MATERIAL: 999104112

Descripció llarga:

A- Panell respiratori (PlA+P2+P3), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5890 MATERIAL: 999104113

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5900 MATERIAL: 999104114

Descripció llarga:

A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respiratori sincitial B (RSV B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5910 MATERIAL: 999104117

Descripció llarga:

A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigella spp), O157, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5920 MATERIAL: 999104118

Descripció llarga:

A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5930 MATERIAL: 999104119

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5940 MATERIAL: 999104120

Descripció llarga:

A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5950 MATERIAL: 999104121

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5960 MATERIAL: 999104122

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5970 MATERIAL: 999104123

Descripció llarga:

A- Aeromonas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolitica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5980 MATERIAL: 999104125

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 5990 MATERIAL: 999104128

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6000 MATERIAL: 999104129

Descripció llarga:

A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6010 MATERIAL: 999104130

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6020 MATERIAL: 999104131

Descripció llarga:

A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6030 MATERIAL: 999104132

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6040 MATERIAL: 999104134

Descripció llarga:

A- Agents virics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6050 MATERIAL: 999104135

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6060 MATERIAL: 999104136

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, beta-lactameses CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6070 MATERIAL: 999104137

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6080 MATERIAL: 999104138

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6090 MATERIAL: 999104139

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6100 MATERIAL: 999104140

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6110 MATERIAL: 999104142

Descripció llarga:

A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6120 MATERIAL: 999104143

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6130 MATERIAL: 999104144

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, re actiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6140 MATERIAL: 999104145

Descripció llarga:

A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6150 MATERIAL: 999104146

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, deter minació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6160 MATERIAL: 999104147

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, d eterminació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6170 MATERIAL: 999104148

Descripció llarga:

A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6180 MATERIAL: 999104150

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6190 MATERIAL: 999104151

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6200 MATERIAL: 999104152

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6210 MATERIAL: 999104153

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6220 MATERIAL: 999104154

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6230 MATERIAL: 999104158

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6240 MATERIAL: 999104159

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6250 MATERIAL: 999104165

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6260 MATERIAL: 999104166

Descripció llarga:

A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment , reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6270 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6280 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6290 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6300 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6310 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6320 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6330 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6340 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6350 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6360 MATERIAL: 999104182

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6370 MATERIAL: 999104184

Descripció llarga:

A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6380 MATERIAL: 999104185

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS (genitals i orina)

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6390 MATERIAL: 999104186

Descripció llarga:

A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6400	MATERIAL: 999104187
Descripció llarga:		
A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6410	MATERIAL: 999104596
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6420	MATERIAL: 999104597
Descripció llarga:		
A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6430	MATERIAL: 999104599
Descripció llarga:		
A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6440	MATERIAL: 999104600
Descripció llarga:		
A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6450	MATERIAL: 999104625
Descripció llarga:		
A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6460	MATERIAL: 999104626
Descripció llarga:		
A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9) (HPAI), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6470	MATERIAL: 999104627
Descripció llarga:		
A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6480	MATERIAL: 999104628
Descripció llarga:		
A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6490 MATERIAL: 999104629

Descripció llarga:

A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6500 MATERIAL: 999104631

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6510 MATERIAL: 999104632

Descripció llarga:

A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6520 MATERIAL: 999104633

Descripció llarga:

A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6530 MATERIAL: 999104642

Descripció llarga:

A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6540 MATERIAL: 999104643

Descripció llarga:

A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6550 MATERIAL: 999104651

Descripció llarga:

A- Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiència Humana Tipo 2 (HIV-2), Virus de la Hepatitis C (VHC),
Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6560 MATERIAL: 999104656

Descripció llarga:

A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozoous, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6570 MATERIAL: 999104657

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6580 MATERIAL: 999104658

Descripció llarga:

A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6590 MATERIAL: 999104659

Descripció llarga:

A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6600 MATERIAL: 999104660

Descripció llarga:

A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6610 MATERIAL: 999104661

Descripció llarga:

A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6620 MATERIAL: 999104662

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6630 MATERIAL: 999104663

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6640 MATERIAL: 999104664

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6650 MATERIAL: 999104665

Descripció llarga:

A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6660 MATERIAL: 999104666

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6670 MATERIAL: 999104667

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6680 MATERIAL: 999104668

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6690 MATERIAL: 999104669

Descripció llarga:

A-Factor II, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6700 MATERIAL: 999104670

Descripció llarga:

A-Factor V, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6710 MATERIAL: 999104671

Descripció llarga:

A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6720 MATERIAL: 999104672

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6730 MATERIAL: 999104689

Descripció llarga:

A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6740 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6750 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6760 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6770 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6780 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6790 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6800 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6810 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6820 MATERIAL: 999103416

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6830 MATERIAL: 999103418

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6840 MATERIAL: 999103433

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, AmpC plasmídiques i â-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6850	MATERIAL: 999103443
Descripció llarga:		
A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6860	MATERIAL: 999103452
Descripció llarga:		
A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6870	MATERIAL: 999103475
Descripció llarga:		
A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6880	MATERIAL: 999103501
Descripció llarga:		
A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6890	MATERIAL: 999103511
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6900	MATERIAL: 999103512
Descripció llarga:		
A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6910	MATERIAL: 999103513
Descripció llarga:		
A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6920	MATERIAL: 999103538
Descripció llarga:		
A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 6930	MATERIAL: 999103543
Descripció llarga:		
A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6940 MATERIAL: 999103547

Descripció llarga:

A- *Listeria monocytogenes* (LM), *Neisseria meningitidis* (NM), *Streptococcus pneumoniae* (SP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6950 MATERIAL: 999103588

Descripció llarga:

A- *Plasmodium* spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6960 MATERIAL: 999103628

Descripció llarga:

A- *Staphylococcus aureus*: *mecA* gene, toxina leucocidina de Pantón-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6970 MATERIAL: 999103635

Descripció llarga:

A- *Tropheryma whipplei*, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6980 MATERIAL: 999103636

Descripció llarga:

A- *Trypanosoma cruzi*, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 6990 MATERIAL: 999103645

Descripció llarga:

A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7000 MATERIAL: 999103664

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7010 MATERIAL: 999103666

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7020 MATERIAL: 999103671

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7030 MATERIAL: 999103702

Descripció llarga:

A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7040 MATERIAL: 999103705

Descripció llarga:

A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7050 MATERIAL: 999103709

Descripció llarga:

A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7060 MATERIAL: 999103735

Descripció llarga:

A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7070 MATERIAL: 999103736

Descripció llarga:

A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7080 MATERIAL: 999103737

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7090 MATERIAL: 999103745

Descripció llarga:

A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7100 MATERIAL: 999103746

Descripció llarga:

A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7110 MATERIAL: 999103747

Descripció llarga:

A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7120 MATERIAL: 999103959

Descripció llarga:

A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7130 MATERIAL: 999103961

Descripció llarga:

A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7140 MATERIAL: 999103962

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7150 MATERIAL: 999103963

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7160 MATERIAL: 999103964

Descripció llarga:

A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris, C. cayetanensis, #Campylobacter, E. histolytica, #G. lamblia, C. difficile tox (A i B), E. coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella, ECEA, ECET, P. shi

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7170 MATERIAL: 999103965

Descripció llarga:

A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7180 MATERIAL: 999103966

Descripció llarga:

A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7190 MATERIAL: 999103967

Descripció llarga:

A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7200 MATERIAL: 999103971

Descripció llarga:

A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7210 MATERIAL: 999103972

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7220 MATERIAL: 999103973

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de la línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7230 MATERIAL: 999103974

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7240 MATERIAL: 999103975

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7250 MATERIAL: 999103976

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculosos (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7260 MATERIAL: 999103979

Descripció llarga:

A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7270 MATERIAL: 999103980

Descripció llarga:

A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7280 MATERIAL: 999103981

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7290 MATERIAL: 999103985

Descripció llarga:

A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7300	MATERIAL: 999103989
Descripció llarga:		
A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7310	MATERIAL: 999103990
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7320	MATERIAL: 999103991
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7330	MATERIAL: 999103992
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7340	MATERIAL: 999103994
Descripció llarga:		
A- Neissseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7350	MATERIAL: 999103995
Descripció llarga:		
A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7360	MATERIAL: 999103996
Descripció llarga:		
A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7370	MATERIAL: 999103997
Descripció llarga:		
A- Helminths, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7380	MATERIAL: 999104002
Descripció llarga:		
A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinac ió per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7390 MATERIAL: 999104004

Descripció llarga:

A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7400 MATERIAL: 999104006

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7410 MATERIAL: 999104007

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7420 MATERIAL: 999104008

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7430 MATERIAL: 999104009

Descripció llarga:

A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7440 MATERIAL: 999104010

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7450 MATERIAL: 999104020

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7460 MATERIAL: 999104021

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7470 MATERIAL: 999104022

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7480 MATERIAL: 999104023

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7490 MATERIAL: 999104024

Descripció llarga:

A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7500 MATERIAL: 999104026

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7510 MATERIAL: 999104033

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7520 MATERIAL: 999104034

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7530 MATERIAL: 999104036

Descripció llarga:

A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7540 MATERIAL: 999104037

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7550 MATERIAL: 999104039

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7560 MATERIAL: 999104040

Descripció llarga:

A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7570 MATERIAL: 999104041

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7580 MATERIAL: 999104042

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7590 MATERIAL: 999104046

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7600 MATERIAL: 999104047

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7610 MATERIAL: 999104048

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7620 MATERIAL: 999104049

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7630 MATERIAL: 999104050

Descripció llarga:

A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7640 MATERIAL: 999104051

Descripció llarga:

A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7650 MATERIAL: 999104052

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7660 MATERIAL: 999104058

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7670 MATERIAL: 999104059

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7680 MATERIAL: 999104060

Descripció llarga:

A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7690 MATERIAL: 999104061

Descripció llarga:

A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7700 MATERIAL: 999104062

Descripció llarga:

A- Coronavirus Orfla, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7710 MATERIAL: 999104063

Descripció llarga:

A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7720 MATERIAL: 999104064

Descripció llarga:

A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7730 MATERIAL: 999104065

Descripció llarga:

A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7740 MATERIAL: 999104066

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7750 MATERIAL: 999104067

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7760 MATERIAL: 999104068

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7770 MATERIAL: 999104069

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7780 MATERIAL: 999104071

Descripció llarga:

A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7790 MATERIAL: 999104072

Descripció llarga:

A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7800 MATERIAL: 999104073

Descripció llarga:

A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7810 MATERIAL: 999104074

Descripció llarga:

A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7820 MATERIAL: 999104075

Descripció llarga:

A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7830 MATERIAL: 999104076

Descripció llarga:

A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7840 MATERIAL: 999104077

Descripció llarga:

A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7850 MATERIAL: 999104078

Descripció llarga:

A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7860 MATERIAL: 999104079

Descripció llarga:

A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7870 MATERIAL: 999104081

Descripció llarga:

A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7880 MATERIAL: 999104082

Descripció llarga:

A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7890 MATERIAL: 999104083

Descripció llarga:

A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7900 MATERIAL: 999104084

Descripció llarga:

A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7910 MATERIAL: 999104085

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 7920 MATERIAL: 999104086

Descripció llarga:

A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7930	MATERIAL: 999104087
Descripció llarga:		
A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7940	MATERIAL: 999104088
Descripció llarga:		
A- RSV, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7950	MATERIAL: 999104089
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7960	MATERIAL: 999104090
Descripció llarga:		
A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7970	MATERIAL: 999104091
Descripció llarga:		
A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7980	MATERIAL: 999104092
Descripció llarga:		
A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 7990	MATERIAL: 999104093
Descripció llarga:		
A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8000	MATERIAL: 999104094
Descripció llarga:		
A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8010	MATERIAL: 999104095
Descripció llarga:		
A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8020 MATERIAL: 999104096

Descripció llarga:

A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8030 MATERIAL: 999104097

Descripció llarga:

A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8040 MATERIAL: 999104098

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8050 MATERIAL: 999104099

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8060 MATERIAL: 999104100

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8070 MATERIAL: 999104101

Descripció llarga:

A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8080 MATERIAL: 999104102

Descripció llarga:

A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8090 MATERIAL: 999104104

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8100 MATERIAL: 999104105

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8110 MATERIAL: 999104107

Descripció llarga:

A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8120 MATERIAL: 999104108

Descripció llarga:

A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8130 MATERIAL: 999104110

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8140 MATERIAL: 999104111

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(H HV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8150 MATERIAL: 999104112

Descripció llarga:

A- Panell respiratori (PlA+P2+P3), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8160 MATERIAL: 999104113

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8170 MATERIAL: 999104114

Descripció llarga:

A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respi ratori sinticia B (RSV B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8180 MATERIAL: 999104117

Descripció llarga:

A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8190 MATERIAL: 999104118

Descripció llarga:

A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8200 MATERIAL: 999104119

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8210 MATERIAL: 999104120

Descripció llarga:

A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8220 MATERIAL: 999104121

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8230 MATERIAL: 999104122

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8240 MATERIAL: 999104123

Descripció llarga:

A- Aeromonas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolitica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8250 MATERIAL: 999104125

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8260 MATERIAL: 999104128

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8270 MATERIAL: 999104129

Descripció llarga:

A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8280 MATERIAL: 999104130

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8290 MATERIAL: 999104131

Descripció llarga:

A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8300 MATERIAL: 999104132

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8310 MATERIAL: 999104134

Descripció llarga:

A- Agents virics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8320 MATERIAL: 999104135

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8330 MATERIAL: 999104136

Descripció llarga:

A- Carbapenemases, beta-lactamases CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8340 MATERIAL: 999104137

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8350 MATERIAL: 999104138

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8360 MATERIAL: 999104139

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8370 MATERIAL: 999104140

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8380 MATERIAL: 999104142

Descripció llarga:

A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydomphila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8390 MATERIAL: 999104143

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPEV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8400 MATERIAL: 999104144

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8410 MATERIAL: 999104145

Descripció llarga:

A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8420 MATERIAL: 999104146

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8430 MATERIAL: 999104147

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8440 MATERIAL: 999104148

Descripció llarga:

A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8450 MATERIAL: 999104150

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8460 MATERIAL: 999104151

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena betaglobina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8470 MATERIAL: 999104152

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8480 MATERIAL: 999104153

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8490 MATERIAL: 999104154

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8500 MATERIAL: 999104158

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8510 MATERIAL: 999104159

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8520 MATERIAL: 999104165

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8530 MATERIAL: 999104166

Descripció llarga:

A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment , reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8540 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8550 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8560 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8570 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8580 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8590 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8600 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8610 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8620 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8630 MATERIAL: 999104182

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8640 MATERIAL: 999104184

Descripció llarga:

A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8650 MATERIAL: 999104185

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS (genitals i orina)

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8660 MATERIAL: 999104186

Descripció llarga:

A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8670 MATERIAL: 999104187

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8680 MATERIAL: 999104596

Descripció llarga:

A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8690 MATERIAL: 999104597

Descripció llarga:

A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8700 MATERIAL: 999104599

Descripció llarga:

A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8710 MATERIAL: 999104600

Descripció llarga:

A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8720 MATERIAL: 999104625

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8730	MATERIAL: 999104626
Descripció llarga:		
A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9) (HPAI), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8740	MATERIAL: 999104627
Descripció llarga:		
A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8750	MATERIAL: 999104628
Descripció llarga:		
A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8760	MATERIAL: 999104629
Descripció llarga:		
A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8770	MATERIAL: 999104631
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8780	MATERIAL: 999104632
Descripció llarga:		
A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8790	MATERIAL: 999104633
Descripció llarga:		
A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8800	MATERIAL: 999104642
Descripció llarga:		
A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8810	MATERIAL: 999104643
Descripció llarga:		
A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8820	MATERIAL: 999104651
Descripció llarga: A- Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2), Virus de la Hepatitis C (VHC), Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8830	MATERIAL: 999104656
Descripció llarga: A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8840	MATERIAL: 999104657
Descripció llarga: A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8850	MATERIAL: 999104658
Descripció llarga: A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8860	MATERIAL: 999104659
Descripció llarga: A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8870	MATERIAL: 999104660
Descripció llarga: A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8880	MATERIAL: 999104661
Descripció llarga: A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8890	MATERIAL: 999104662
Descripció llarga: A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 8900	MATERIAL: 999104663
Descripció llarga: A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8910 MATERIAL: 999104664

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8920 MATERIAL: 999104665

Descripció llarga:

A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8930 MATERIAL: 999104666

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8940 MATERIAL: 999104667

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8950 MATERIAL: 999104668

Descripció llarga:

A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8960 MATERIAL: 999104669

Descripció llarga:

A-Factor II, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8970 MATERIAL: 999104670

Descripció llarga:

A-Factor V, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8980 MATERIAL: 999104671

Descripció llarga:

A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 8990 MATERIAL: 999104672

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9000 MATERIAL: 999104689

Descripció llarga:

A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9010 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9020 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9030 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9040 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9050 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9060 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9070 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9080 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9090 MATERIAL: 999103416

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9100 MATERIAL: 999103418

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9110 MATERIAL: 999103433

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, AmpC plasmidiques i β -lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9120 MATERIAL: 999103443

Descripció llarga:

A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9130 MATERIAL: 999103452

Descripció llarga:

A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9140 MATERIAL: 999103475

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9150 MATERIAL: 999103501

Descripció llarga:

A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9160 MATERIAL: 999103511

Descripció llarga:

A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9170 MATERIAL: 999103512

Descripció llarga:

A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9180	MATERIAL: 999103513
Descripció llarga:		
A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9190	MATERIAL: 999103538
Descripció llarga:		
A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9200	MATERIAL: 999103543
Descripció llarga:		
A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9210	MATERIAL: 999103547
Descripció llarga:		
A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9220	MATERIAL: 999103588
Descripció llarga:		
A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9230	MATERIAL: 999103628
Descripció llarga:		
A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Pantón-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9240	MATERIAL: 999103635
Descripció llarga:		
A- Tropheryma whippelii, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9250	MATERIAL: 999103636
Descripció llarga:		
A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9260	MATERIAL: 999103645
Descripció llarga:		
A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9270 MATERIAL: 999103664

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9280 MATERIAL: 999103666

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9290 MATERIAL: 999103671

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9300 MATERIAL: 999103702

Descripció llarga:

A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9310 MATERIAL: 999103705

Descripció llarga:

A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9320 MATERIAL: 999103709

Descripció llarga:

A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9330 MATERIAL: 999103735

Descripció llarga:

A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9340 MATERIAL: 999103736

Descripció llarga:

A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9350 MATERIAL: 999103737

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9360 MATERIAL: 999103745

Descripció llarga:

A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9370 MATERIAL: 999103746

Descripció llarga:

A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9380 MATERIAL: 999103747

Descripció llarga:

A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9390 MATERIAL: 999103959

Descripció llarga:

A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9400 MATERIAL: 999103961

Descripció llarga:

A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9410 MATERIAL: 999103962

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9420 MATERIAL: 999103963

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9430 MATERIAL: 999103964

Descripció llarga:

A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris, C. cayetanensis, #Campylobacter, E. histolytica, #G. lamblia, C. difficile tox (A i B), E. coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella, ECEA, ECET, P. shi

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9440 MATERIAL: 999103965

Descripció llarga:

A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9450 MATERIAL: 999103966

Descripció llarga:

A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9460 MATERIAL: 999103967

Descripció llarga:

A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9470 MATERIAL: 999103971

Descripció llarga:

A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9480 MATERIAL: 999103972

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9490 MATERIAL: 999103973

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de la línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9500 MATERIAL: 999103974

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9510 MATERIAL: 999103975

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9520 MATERIAL: 999103976

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculosos (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9530 MATERIAL: 999103979

Descripció llarga:

A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9540	MATERIAL: 999103980
Descripció llarga: A- Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d'àcids nucleics, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9550	MATERIAL: 999103981
Descripció llarga: A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9560	MATERIAL: 999103985
Descripció llarga: A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9570	MATERIAL: 999103989
Descripció llarga: A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9580	MATERIAL: 999103990
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9590	MATERIAL: 999103991
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9600	MATERIAL: 999103992
Descripció llarga: A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9610	MATERIAL: 999103994
Descripció llarga: A- Neisseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 9620	MATERIAL: 999103995
Descripció llarga: A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9630 MATERIAL: 999103996

Descripció llarga:

A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9640 MATERIAL: 999103997

Descripció llarga:

A- Helminths, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9650 MATERIAL: 999104002

Descripció llarga:

A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9660 MATERIAL: 999104004

Descripció llarga:

A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9670 MATERIAL: 999104006

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9680 MATERIAL: 999104007

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacin, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9690 MATERIAL: 999104008

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9700 MATERIAL: 999104009

Descripció llarga:

A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9710 MATERIAL: 999104010

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9720 MATERIAL: 999104020

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9730 MATERIAL: 999104021

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9740 MATERIAL: 999104022

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiencia HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9750 MATERIAL: 999104023

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9760 MATERIAL: 999104024

Descripció llarga:

A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9770 MATERIAL: 999104026

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9780 MATERIAL: 999104033

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9790 MATERIAL: 999104034

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9800 MATERIAL: 999104036

Descripció llarga:

A- A- Àcids nucleics de MTB de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9810 MATERIAL: 999104037

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9820 MATERIAL: 999104039

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9830 MATERIAL: 999104040

Descripció llarga:

A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9840 MATERIAL: 999104041

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9850 MATERIAL: 999104042

Descripció llarga:

A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9860 MATERIAL: 999104046

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9870 MATERIAL: 999104047

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9880 MATERIAL: 999104048

Descripció llarga:

A- Virus Immunodeficiència Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9890 MATERIAL: 999104049

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9900 MATERIAL: 999104050

Descripció llarga:

A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9910 MATERIAL: 999104051

Descripció llarga:

A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9920 MATERIAL: 999104052

Descripció llarga:

A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9930 MATERIAL: 999104058

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9940 MATERIAL: 999104059

Descripció llarga:

A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9950 MATERIAL: 999104060

Descripció llarga:

A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9960 MATERIAL: 999104061

Descripció llarga:

A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9970 MATERIAL: 999104062

Descripció llarga:

A- Coronavirus Orfla, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9980 MATERIAL: 999104063

Descripció llarga:

A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 9990 MATERIAL: 999104064

Descripció llarga:

A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10000 MATERIAL: 999104065

Descripció llarga:

A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10010 MATERIAL: 999104066

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10020 MATERIAL: 999104067

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10030 MATERIAL: 999104068

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10040 MATERIAL: 999104069

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10050 MATERIAL: 999104071

Descripció llarga:

A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10060 MATERIAL: 999104072

Descripció llarga:

A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10070 MATERIAL: 999104073

Descripció llarga:

A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10080 MATERIAL: 999104074

Descripció llarga:

A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10090 MATERIAL: 999104075

Descripció llarga:

A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10100 MATERIAL: 999104076

Descripció llarga:

A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10110 MATERIAL: 999104077

Descripció llarga:

A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10120 MATERIAL: 999104078

Descripció llarga:

A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10130 MATERIAL: 999104079

Descripció llarga:

A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10140 MATERIAL: 999104081

Descripció llarga:

A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10150 MATERIAL: 999104082

Descripció llarga:

A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10160 MATERIAL: 999104083

Descripció llarga:

A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10170 MATERIAL: 999104084

Descripció llarga:

A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10180 MATERIAL: 999104085

Descripció llarga:

A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10190 MATERIAL: 999104086

Descripció llarga:

A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10200 MATERIAL: 999104087

Descripció llarga:

A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10210 MATERIAL: 999104088

Descripció llarga:

A- RSV, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10220 MATERIAL: 999104089

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10230 MATERIAL: 999104090

Descripció llarga:

A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10240 MATERIAL: 999104091

Descripció llarga:

A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10250 MATERIAL: 999104092

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10260 MATERIAL: 999104093

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10270 MATERIAL: 999104094

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10280 MATERIAL: 999104095

Descripció llarga:

A- Alfa- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10290 MATERIAL: 999104096

Descripció llarga:

A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10300 MATERIAL: 999104097

Descripció llarga:

A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10310 MATERIAL: 999104098

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10320 MATERIAL: 999104099

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10330 MATERIAL: 999104100

Descripció llarga:

A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10340 MATERIAL: 999104101

Descripció llarga:

A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10350 MATERIAL: 999104102

Descripció llarga:

A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10360 MATERIAL: 999104104

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10370 MATERIAL: 999104105

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10380 MATERIAL: 999104107

Descripció llarga:

A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10390 MATERIAL: 999104108

Descripció llarga:

A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10400 MATERIAL: 999104110

Descripció llarga:

A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10410 MATERIAL: 999104111

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(H HV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10420 MATERIAL: 999104112

Descripció llarga:

A- Panell respiratori (PlA+P2+P3), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10430 MATERIAL: 999104113

Descripció llarga:

A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10440 MATERIAL: 999104114

Descripció llarga:

A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respi ratori sinticia B (RSV B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10450 MATERIAL: 999104117

Descripció llarga:

A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10460 MATERIAL: 999104118

Descripció llarga:

A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10470 MATERIAL: 999104119

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10480 MATERIAL: 999104120

Descripció llarga:

A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10490 MATERIAL: 999104121

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginali s (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10500 MATERIAL: 999104122

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10510 MATERIAL: 999104123

Descripció llarga:

A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolítica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10520 MATERIAL: 999104125

Descripció llarga:

A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10530 MATERIAL: 999104128

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10540 MATERIAL: 999104129

Descripció llarga:

A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10550 MATERIAL: 999104130

Descripció llarga:

A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10560 MATERIAL: 999104131

Descripció llarga:

A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10570 MATERIAL: 999104132

Descripció llarga:

A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10580 MATERIAL: 999104134

Descripció llarga:

A- Agents vírics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10590 MATERIAL: 999104135

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10600 MATERIAL: 999104136

Descripció llarga:

A- Carbapenemes, beta-lactameses CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10610 MATERIAL: 999104137

Descripció llarga:

A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10620 MATERIAL: 999104138

Descripció llarga:

A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10630 MATERIAL: 999104139

Descripció llarga:

A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10640 MATERIAL: 999104140

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per P CR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10650 MATERIAL: 999104142

Descripció llarga:

A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydomphila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycopla sma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10660 MATERIAL: 999104143

Descripció llarga:

A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10670 MATERIAL: 999104144

Descripció llarga:

A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, re actiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10680 MATERIAL: 999104145

Descripció llarga:

A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10690 MATERIAL: 999104146

Descripció llarga:

A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, deter minació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10700 MATERIAL: 999104147

Descripció llarga:

A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, d'eterminació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10710 MATERIAL: 999104148

Descripció llarga:

A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10720 MATERIAL: 999104150

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena alfa globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10730 MATERIAL: 999104151

Descripció llarga:

A- Mutacions de la cadena beta globina, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10740 MATERIAL: 999104152

Descripció llarga:

A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10750 MATERIAL: 999104153

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10760 MATERIAL: 999104154

Descripció llarga:

A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10770 MATERIAL: 999104158

Descripció llarga:

A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10780 MATERIAL: 999104159

Descripció llarga:

A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10790 MATERIAL: 999104165

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10800 MATERIAL: 999104166

Descripció llarga:

A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bacteries i paràsits), compatible amb analitzador d'anàlisis multiplexat d'alt rendiment , reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10810 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10820 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10830 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10840 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10850 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10860 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10870 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10880 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10890 MATERIAL: 999104181

Descripció llarga:

A- Control, Calibrador i altre material fungible

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10900 MATERIAL: 999104182

Descripció llarga:

A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10910 MATERIAL: 999104184

Descripció llarga:

A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10920 MATERIAL: 999104185

Descripció llarga:

A- Equip de recollida i transport de mostres clíniquesper a l'estudi d'ITS (genitals i orina)

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10930 MATERIAL: 999104186

Descripció llarga:

A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10940 MATERIAL: 999104187

Descripció llarga:

A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10950 MATERIAL: 999104596

Descripció llarga:

A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 10960 MATERIAL: 999104597

Descripció llarga:

A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 10970	MATERIAL: 999104599
Descripció llarga:		
A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 10980	MATERIAL: 999104600
Descripció llarga:		
A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 10990	MATERIAL: 999104625
Descripció llarga:		
A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11000	MATERIAL: 999104626
Descripció llarga:		
A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9) (HPAI), determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11010	MATERIAL: 999104627
Descripció llarga:		
A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11020	MATERIAL: 999104628
Descripció llarga:		
A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11030	MATERIAL: 999104629
Descripció llarga:		
A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11040	MATERIAL: 999104631
Descripció llarga:		
A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11050	MATERIAL: 999104632
Descripció llarga:		
A- Mucormicets, detecció pangèneres per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11060 MATERIAL: 999104633

Descripció llarga:

A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11070 MATERIAL: 999104642

Descripció llarga:

A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11080 MATERIAL: 999104643

Descripció llarga:

A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11090 MATERIAL: 999104651

Descripció llarga:

A- Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2), Virus de la Hepatitis C (VHC), Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11100 MATERIAL: 999104656

Descripció llarga:

A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11110 MATERIAL: 999104657

Descripció llarga:

A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11120 MATERIAL: 999104658

Descripció llarga:

A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11130 MATERIAL: 999104659

Descripció llarga:

A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11140 MATERIAL: 999104660

Descripció llarga:

A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11150	MATERIAL: 999104661
Descripció llarga: A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11160	MATERIAL: 999104662
Descripció llarga: A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11170	MATERIAL: 999104663
Descripció llarga: A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11180	MATERIAL: 999104664
Descripció llarga: A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11190	MATERIAL: 999104665
Descripció llarga: A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i líquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11200	MATERIAL: 999104666
Descripció llarga: A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11210	MATERIAL: 999104667
Descripció llarga: A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11220	MATERIAL: 999104668
Descripció llarga: A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu		
SOL.COMANDA: 1101455916	POSICIÓ: 11230	MATERIAL: 999104669
Descripció llarga: A-Factor II, determinació per PCR, reactiu		

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11240 MATERIAL: 999104670

Descripció llarga:

A-Factor V, determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11250 MATERIAL: 999104671

Descripció llarga:

A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11260 MATERIAL: 999104672

Descripció llarga:

A- Virus Orthopox, detecció i tipificació per PCR, reactiu

SOL.COMANDA: 1101455916 POSICIÓ: 11270 MATERIAL: 999104689

Descripció llarga:

A- Vaginitis bacteriana, determinació per PCR, reactiu

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte*** S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material****Descripció ampliada del producte****Imatge de la referència****Dades d'acreditacions***Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D3 - Fitxa tècnica dels equipaments

ANNEX D3 - Resum fitxa tècnica dels equipaments

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Nom proveïdor:	
NIF:	

[illegible]

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP									
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI									
Proveïdor										
NIF										
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B									
Número oferta Variant:										

La pestanya "Pestanya proveïdor" té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:

2.1. Dades NO modificables de la pestanya *lot x*

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *lot x*

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc		Obligatori
-----------------	--	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 0 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Si	Si	Si	No

En el cas que només es presenti oferta a un dels lots de l'expedient, a la resta de pestanyes dels lots cal informar que NO presenta oferta.

ANNEX D5 – Criteris obligat compliment

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

Partida

Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.

Criteris Obligatoris:

	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.		
En relació a l'acreditació ISO 15189, el proveïdor haurà d'implementar, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.		
AH01	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.	
	Possibilitat de realitzar simultàniament totes les proves en la mateixa plataforma.	
	Tecnologia per PCR a temps real per a tots els assaigs del lot.	
	Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).	
	Accés continu i aleatori de mostres i consumibles amb una productivitat de mínim de 300 determinacions en 8 hores.	
	Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o al·luitar per part de l'usuari.	

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

1

Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.

Criteris Obligatoris:

	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH02	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.	
	Possibilitat de realitzar simultàniament totes les proves en la mateixa plataforma.	
	Tecnologia per PCR a temps real per a tots els assaigs del lot.	
	Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).	
	Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.	
	Càrrega i processament continu de les mostres.	
	El proveïdor d'aquest lot haurà d'adequar l'equip de preanalítica del Servei de Microbiologia o en el seu defecte proveir d'un equip que s'adapti a l'espai disponible i les necessitats de pre i postanalítica.	
AH03	Proveir d'equips de refrigeració/congelació per l'emmagatzematge reactius, si és necessari.	
	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.	
	Possibilitat de realitzar simultàniament al menys tres proves en la mateixa plataforma.	
	Tecnologia per PCR a temps real o similar.	
	Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d'expressar-se en diferents unitats. (còpies/mL, UI/mL, log).	
	Compatibilitat amb sistemes preanalítics automatitzats o semiautomatitzats.	
	Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o al·licotar per part de l'usuari.	

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	2

Solució global per a detecció d'àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.			
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.			
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.			
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.			
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).			
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.			
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.			
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.			
AH01	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d'alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.		
	Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.		
AH02	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d'alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.		
	Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.		
AH06	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Extracció d'àcids nucleics i preparació de la placa de PCR de forma automàtica per a PCR de patògens causants de gastroenteritis aguda.		
	Sistema capaç de detectar Mycobacterium tuberculosis i mutacions crítiques que afectin a la resistència antibiòtica.		
	Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	3

Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d'agents ITS i virus respiratoris.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.			
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.			
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.			
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.			
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).			
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.			
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.			
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.			
AH01	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics per partícules magnètiques.		
	Reactius validats per a mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) segons assaig a utilitzar.		
	Disposició de canal obert.		
	Càrrega i processament continu de les mostres.		
	Processament de la mostres per PCR i / o TMA.		
AH02	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Extracció automatitzada per partícules magnètiques.		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
	Disposició de canal obert.		
	Càrrega i processament continu de les mostres.		
	Processament de la mostres per PCR i / o TMA.		
Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.			

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101454245/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

4

Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.			
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.			
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.			
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.			
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).			
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.			
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.			
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.			
AH01	Tècniques per a la quantificació de la càrrega viral de VIH i/o VHC validades per a poder treballar amb sang seca.		
	Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.		
	Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.		
	Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.		
	Disponibilitat d'un canal obert.		
	Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.		
	El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.		
	Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101454245/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	4

Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH04	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB mitjançant PCR a temps real.		
	Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.		
	Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.		
	Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.		
	Disponibilitat d'un canal obert.		
	El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.		
	Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.		
	Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.		
	Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.		
AH05	La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.		
	El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.		
	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB, mitjançant PCR a temps real.		
	Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.		
	Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.		
	Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.		
	El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.		
	Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.		
	Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.		
	Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.		
	La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.		
	El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101454245/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	4

Solució global automatitzada per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH06	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.		
	Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.		
	Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.		
	Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.		
	Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.		
	Disponibilitat d'un canal obert.		
	Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.		
	Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.		
	Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.		
AH07	La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.		
	El reactiu ha de estar validat per processar mostres de citologia líquida.		
	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.		
	Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.		
	Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.		
	Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.		
	Disponibilitat d'un canal obert.		
	Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.		
	Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.		
	Ha d'incloure NOMEs el rang de detecció de genotips de VPH d'alt risc oncogènic, classificats per l'Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.		
	La tècnica de detecció del VPH ha d'estar basada en metodologia de PCR a temps real.		
	El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	5

Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.			
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.			
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.			
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.			
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).			
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.			
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.			
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.			
AH01	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Els diferents sistemes d'extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques han d'estar validats per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics, segons finalitats d'ús.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Enviament del valor de Ct individualitzat, juntament amb la interpretació corresponent per a cadascuna de les dianes i per al control intern.		
AH02	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNATECA.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		
	Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	5

Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH03	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		
AH04	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		
AH05	Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.		
	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	5

Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció de material genètic.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH06	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		
AH07	S'ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.		
	Extracció automatitzada d'àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.		
	El mateix protocol i kit d'extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.		
	Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.		
	Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.		
	Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	6

Solució global modular per a l'extracció, amplificació i detecció d'agents d'infecció gastrointestinal.

Criteris Obligatoris:

	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de tercers parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.		
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.		
AH03	Compatibilitat amb diferents sistemes de recollida i transport de mostres.	
	Detecció d'almenys els següents 16 patògens incloent virus, bacteries i paràsits: Campylobacter grup, Clostridium difficile (Toxina A/B), ETEC (LT/ST), STEC (stx1/stx2), Shigella spp./EIEC, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus I/II/IV/V, Cryptosporidium grup, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia.	

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	7

Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.

Criteris Obligatoris:

		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.			
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.			
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.			
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.			
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).			
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.			
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.			
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.			
AH01	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
	Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.		
AH02	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Reactius han d'incloure un control del procés .		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
AH03	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Reactius han d'incloure un control del procés .		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
AH05	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Reactius han d'incloure un control del procés .		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
	Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.		
	Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.		

Lista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	7

Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.

Criteris Obligatoris:

		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH06	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	Reactius han d' incloure un control del procés .		
	Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.		
	Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.		
	Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	8

Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.

Criteris Obligatoris:		Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
AH01	Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.		
	Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
	S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
	Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
	Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
	Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.		
	Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.		
	En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.		
	S'ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
	El kit ha d'estar validat per extraccions d'ARN amb diferents equips automatitzats.		
	Incloure estàndards de quantificació calibrats amb l'estàndard internacional de la OMS.		

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

9

Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d'agents d'infecció fúngica invasora.

Criteris Obligatoris:

Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
----------------------------------	--

Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.

Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.

S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.

Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.

Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).

Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.

Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.

En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s'utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.

AH01

S'ha de presentar oferta a **tots els codis agrupadors** definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.

Compatibilitat amb diferents termocicladors.

ANNEX D6 – Condicions bàsiques equipament

CONDICIONS BàSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

1

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

Relació de condicions específiques per als equipaments:

A.	Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.	
----	--	--

CONDICIONS BàSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

2

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

3

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

CONDICIONS BàSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

4

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

Relació de condicions específiques per als equipaments:

A.	Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.	
----	--	--

CONDICIONS BàSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

5

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

Relació de condicions específiques per als equipaments:

A.	Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.	
----	--	--

CONDICIONS BàSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

6

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

Relació de condicions específiques per als equipaments:

A.	Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.	
----	--	--

CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101455916/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

7

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condició bàsica	Justificació assoliment:
1.	Connexió a un software d'interpretació automàtica de resultats.	
2.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.	
3.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
4.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
5.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	

ANNEX E – Presentació de mostres

No n'hi ha mostres.