

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lot	Descripció	Euros
PRO010	PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ	22.670,00
PRO016	PLACA OSTEOTOMIA RODILLA	21.229,36
PRO017	PRÒTESIS GENOLL REV. CONOS Y TIGES	91.360,00
PRO019	ESPONJOSA	15.318,00
Total procediment sense IVA.....		150.577,36

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lot: PRO010 - PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ

Article	Característiques	Unitats
10285	COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO. -4 DIÀMETROS (23,26,29,32MM) ESTÉRIL Y UNITARIO.	1
10632	COMPONENTE FEMORAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA POSTERIORESTABILIZADA DE REVISIÓN. FABRICADO EN CrCo Y POLIETILENO, ANATÓMICO EN 10 TALLAS. IZQUIERDA Y DERECHA. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EL COMPONENTE FEMORAL PS PERMITE LA CONEXIÓN DE VAINAS FEMORALES, DE VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN FEMORAL CON Y SIN OFFSET. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	3
10633	BASE TIBIAL DE REVISIÓN CEMENTADA: CON OPCIÓN DE FIJACIÓN CON VAINAS Y/O VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN CON O SIN OFFSET. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL EN 10 TALLAS. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	2
10634	INSERTO DE POLIETILENO PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA: OPCIÓN DE VAINA Y/O VÁSTAGOS CON O SIN OFFSET, ANILLO Y ESQUELETO INTERIOR DE CRCO. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EN 10 TALLAS Y DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES	5

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

	GROSORES DE 6 A 26MM. CON VÁSTAGO INTERIOR PARA ENCAJE. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. ESTERIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	
10635	VAINA PARA COMPONENTE FEMORAL Y TIBIAL PARA RODILLA DE REVISIÓN. VAINA TIBIAL: CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM VAINA FEMORAL:CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS<(,>,<)>30<(,>,<)>35,40<(,>,<)>45<(,>,<)>50<(,>,<)>55MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS,30,35,40,45,50,55MM ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	7
10636	VÁSTAGOS FEMORALES Y TIBIALES NO CEMENTADOS Y CEMENTADOS, NO CEMENTADOS: 10 A LA 24 DE DIÁMETRO, EN PASOS DE 2MM Y DE 60, 110 Y 160MM DE LONGTUD. CEMENTADOS: DE 14MM DE DIÉMTRO Y DE 30,50,80 Y 130MM DE LONGITUD. PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN CON VAINAS Y/O OFFSET. ESTÉRIL Y UNITARIO.	5

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

	-LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	
10982	ADAPTADOR OFFSET DE 2, 4 Y 6MM. POSICIÓN DEL OFFSET QUE PERMITA 360°(>,<)> ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	1
10983	AUMENTOS TIBIALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. DERECHOS E IZQUIERDOS. MEDIDAS: DE 5MM TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 DE 10 Y 15MM, TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	1
10984	AUMENTOS FEMORALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. MEDIDAS: DISTALES: TALLAS 1, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 2, 3, 4 Y 5, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10, DE 4, 8, 12 Y 16MM GROSOR POSTERIORES TALLAS 1,2,3,4,5 Y 6, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 7,8,9 Y 10, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON	10

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.

Total lot sense IVA en euros 22.670,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lot: PRO016 - PLACA OSTEOTOMIA RODILLA

Article	Característiques	Unitats
11500	- Placa medial adició (HTO)6 forats Esquerre i dreta. Talla 1 Estèril i unitari. - Placa medial adició (HTO)amb reemplaç ACL 6 forats Esquerre i dreta. Talla 1 Estèril i unitari. - Placa medial adició (HTO)amb reemplaç ACL i endobutton 6 forats Esquerre i dreta. Talla 1 Estèril i unitari.	2
11501	Cargol autorroscant cap tipus torx. En format estèril - Mides: 4.5 diàmetre de 15 a 30mm de longitud, en passos de 3mm 4.5 diàmetre de 30 a 90mm de longitud, en passos de 5mm	99
11502	Cargol cortical cap hexagonal. Estèril. - Mides: 4.5mm de diàmetre de 30 a 40mm de longitud en passos de 2mm. 4.5mm de diàmetre de 40 a 90mm de longitud en passos de 5mm.	13
11503	- Placa medial adició (HTO)8 forats Esquerre i dreta. Talla 2 Estèril i unitari. - Placa medial adició (HTO)amb reemplaç ACL 8 forats Esquerre i dreta.	2

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

	Talla 2 Estèril i unitari. - Placa medial adició (HTO) amb reemplaç ACL i endobutton 8 forats Esquerre i dreta. Talla 2 Estèril i unitari.	
11504	Placa lateral adició DFO. Dreta-Esquerra talla 1. Estèril.	2
11505	Placa lateral substracció DFO. Dreta - Esquerra. Talla 1. Estèril.	2
11506	Placa lateral de substracció HTO. Dreta-Esquerra talla 1. Estèril.	2
11507	Placa lateral de substracció HTO. Dreta-Esquerra talla 2. Estèril.	2
11508	Placa medial de substracció HTO. Dreta-Esquerra talla 1. Estèril.	2
11509	Placa medial de substracció HTO. Dreta-Esquerra talla 2. Estèril.	2
100026143		36
Total lot sense IVA en euros		21.229,36

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lot: PRO017 - PRÒTESIS GENOLL REV. CONOS Y TIGES

Article	Característiques	Unitats
11491	Component femoral de revisió. • „Aleació de Crom Cobalt Molibdeno • „Còndils femorals simètrics. • „Cimentada • „Amb opció de col·locar augments modulars, tiges d'extensió i cons per a la fixació de l'implant. • „13 talles en versions estàndard i plus. • „Esquerra i dreta. • „Còndil femorals simètrics. • „Part superficial altament polida. • „Compatible amb diferents opcions de constricció de les superfícies articulars PS, CPS Y CCK. • „Ranura rotuliana més profunda i anatòmica. • „Estèril i unitari.	16
11492	Platet tibial per a artroplastia total de genoll de revisió, amb quilla cimentada i opció per a acoblament de vareta d'extensió Component tibial per a ús en cirurgies de revisió de pròtesi total de genoll, dissenyat per permetre la connexió segura amb superfícies articulars tipus PS, CPS o CCK. El plató ha de presentar un disseny anatòmic (diferenciat per a genoll dret i esquerre) i estar fabricat en aliatge biocompatible de Titani-Alumini-Vanadi. L'implant ha de disposar d'una quilla antirrotacional i ales d'estabilització que proporcionin una major solidesa estructural i estabilitat rotacional. Així mateix, ha d'incloure un mecanisme de	16

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

bloqueig que assegurí un acoblament ferm entre la base tibial i la superfície articular.
La fixació serà cimentada, permetent l'ús d'augment i varetes d'extensió en cas que sigui necessari a causa de les condicions òssies del pacient.

Característiques:

- ,,Disponibilitat en 9 talles o més, per garantir una adaptació anatòmica adequada.
- ,,Inclinació posterior: 0°.
- ,,Disseny anatòmic: versions per a genoll dret i esquerre.
- ,,Fixació: cimentada.
- ,,Compatibilitat: amb superfícies articulars tipus PS, CPS i CCK.
- ,,Material: aliatge de Titani-Alumini-Vanadi.
- ,,Superfície i acabats: llisos i lliures de defectes.
- ,,Condicció d'entrega: estèril i unitari.

11493	Con de augment de trabecular metal no cimentat. - 4 talles (Esquerres i dretes) en 4 configuracions: Tibial perifèric, Tibial central, femoral metafisari y femoral central. - Compatible amb els platets tibials revisió y component femoral revisió. - Sistema de fixació press-fit al os esponjós o cortical. - Estèril y unitario.	5
11494	- Hemibloc de augment tibial de 5,10 i 15mm medials i laterals, 10 grandàries. - Bloc augment femoral posterior de 5, 10 i 15mm, 7 grandàries. - Bloc augment femoral distal de 5, 10 i 15mm, 6 i 7 grandàries.	30

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

11495	Superfície articular de genoll tipus CCK) per a cirurgies de revisió de pròtesi total de genoll, destinada a casos en què ambdós lligaments creuats estan seccionats o es requereix major restricció en varus/valgus. Especificacions tècniques: 1.,,Disseny anatòmic: compatible amb cirurgies de revisió, proporcionant estabilitat en tot el rang de moviment mitjançant espina central elevada. 2.,,Material: polietilè d'ultra alta densitat (UHMWPE) enriquit amb vitamina E, resistent al desgast i biocompatible. 3.,,Talles i gruixos: 11 talles disponibles, cadascuna amb 6 gruixos (10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm) per a una adequada adaptació anatòmica. 4.,,Estabilitat: espina elevada que restringeix moviments rotacionals i en varus/valgus. 5.,,Mecanisme de fixació: requereix l'ús de cargol de bloqueig per unir vareta, plató tibial i superfície articular; cargols inclosos a l'envàs. 6.,,Compatibilitat: ha de ser compatible amb platons tibials i varetes de revisió tipus CCK. 7.,,Superfície i acabats: llisos, lliures de defectes i estèrils, lliurats en envàs unitari.	16
11496		20
Total lot sense IVA en euros		91.360,00

Característiques tècniques

Procediment núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lot: PRO019 - ESPONJOSA

Article	Característiques	Unitats
100030724	Os humà tri-cortical de cresta ilíaca deshidratat de 40x25mm, ha de estar format sols de elements ossis estructurals (Col·lagen ossi i hidroxiapatita natural de l'os) No liofilitzat Estèril i unitari.	18
Total lot sense IVA en euros		15.318,00