

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lote	Descripción	Euros
PRO010	PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ	22.670,00
PRO016	PLACA OSTEOTOMIA RODILLA	21.229,36
PRO017	PRÒTESIS GENOLL REV. CONOS Y TIGES	91.360,00
PRO019	ESPONJOSA	15.318,00
Total procedimiento sin IVA		150.577,36

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lote: PRO010 - PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ

Artículo	Características	Unidades
10285	COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO. -4 DIÁMETROS (23,26,29,32MM) ESTÉRIL Y UNITARIO.	1
10632	COMPONENTE FEMORAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA POSTERIORESTABILIZADA DE REVISIÓN. FABRICADO EN CrCo Y POLIETILENO, ANATÓMICO EN 10 TALLAS. IZQUIERDA Y DERECHA. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EL COMPONENTE FEMORAL PS PERMITE LA CONEXIÓN DE VAINAS FEMORALES, DE VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN FEMORAL CON Y SIN OFFSET. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	3
10633	BASE TIBIAL DE REVISIÓN CEMENTADA: CON OPCIÓN DE FIJACIÓN CON VAINAS Y/O VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN CON O SIN OFFSET. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL EN 10 TALLAS. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	2

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

10634	INSERTO DE POLIETILENO PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA: OPCIÓN DE VAINA Y/O VÁSTAGOS CON O SIN OFFSET, ANILLO Y ESQUELETO INTERIOR DE CRCO. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EN 10 TALLAS Y DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES GROSORES DE 6 A 26MM. CON VÁSTAGO INTERIOR PARA ENCAJE. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. ESTERIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	5
10635	VAINA PARA COMPONENTE FEMORAL Y TIBIAL PARA RODILLA DE REVISIÓN. VAINA TIBIAL: CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM VAINA FEMORAL:CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS,30,35,40,45,50,55MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS,30,35,40,45,50,55MM ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	7

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

10636	VÁSTAGOS FEMORALES Y TIBIALES NO CEMENTADOS Y CEMENTADOS, NO CEMENTADOS: 10 A LA 24 DE DIÁMETRO, EN PASOS DE 2MM Y DE 60, 110 Y 160MM DE LONGTUD. CEMENTADOS: DE 14MM DE DIÉMTRO Y DE 30,50,80 Y 130MM DE LONGITUD. PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN CON VAINAS Y/O OFFSET. ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	5
10982	ADAPTADOR OFFSET DE 2, 4 Y 6MM. POSICIÓN DEL OFFSET QUE PERMITA 360º<(>,<)> ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	1
10983	AUMENTOS TIBIALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. DERECHOS E IZQUIERDOS. MEDIDAS: DE 5MM TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 DE 10 Y 15MM, TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON	1

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

	FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	
10984	AUMENTOS FEMORALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. MEDIDAS: DISTALES: TALLAS 1, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 2, 3, 4 Y 5, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10, DE 4, 8, 12 Y 16MM GROSOR POSTERIORES TALLAS 1,2,3,4,5 Y 6, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 7,8,9 Y 10, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE.	10
Total lote sin IVA en euros.....		22.670,00

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lote: PRO016 - PLACA OSTEOTOMIA RODILLA

Artículo	Características	Unidades
11500	- Placa medial adición (HTO) 6 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 1 Estéril y unitario. - Placa medial adición (HTO) con remplazo ACL 6 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 1 Estéril y unitario. - Placa medial adición (HTO) con remplazo ACL y endobutton, 6 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 1 Estéril y unitario.	2
11501	Tornillo autorroscante cabeza tipo torx. Estéril. Medida: 4.5 de diámetro de 15 a 30mm de longitud en pasos de 3mm 4.5 de diámetro de 30 a 90mm de longitud en pasos de 5mm	99
11502	Tornillo cortical cabeza hexagonal. Estéril. - Medidas: 4.5mm de diámetro de 30 a 40mm de longitud en pasos de 2mm 4.5mm de diámetro de 90 a 90mm de longitud en pasos de 5mm	13
11503	- Placa medial adición (HTO) 8 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 2 Estéril y unitario. - Placa medial adición (HTO) con remplazo ACL 8 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 2 Estéril y unitario. - Placa medial adición (HTO) con remplazo ACL y endobutton, 8 agujeros, Izquierda y derecha . Talla 2 Estéril y unitario.	2
11504	Placa lateral adición DFO. Derecha-Izquierda - talla 1. Estéril.	2

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

11505	Placa lateral sustracción DFO. Derecha-Izquierda. Talla 1. Estéril.	2
11506	Placa lateral de substracció HTO. Derecha-Izquierda - talla 1. Estéril.	2
11507	Placa lateral de substracció HTO. Derecha-Izquierda - talla 2. Estéril.	2
11508	Placa medial de substracció HTO. Derecha-Izquierda - talla 1. Estéril.	2
11509	Placa medial de substracció HTO. Derecha-Izquierda - talla 2. Estéril.	2
100026143	Pin 2.2 L200MM de longitud. Unitario.	36
Total lote sin IVA en euros.....		21.229,36

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lote: PRO017 - PRÒTESIS GENOLL REV. CONOS Y TIGES

Artículo	Características	Unidades
11491	Componente femoral de revisión. • „Aleación de Crom Cobalto Molibdeno • „Cóndilos femorales simétricos. • „Cimentada • „Con opción de colocar aumentos modulares, vástagos de extensión i conos per a la fijación del implante. • „13 tallas en versiones estándar y plus. • „Izquierda y derecha. • „Cóndilos femorales simétricos. • „Parte superficial altamente pulida. • „Compatible con diferentes opciones de constricción de les superficies articulares PS, CPS Y CCK. • „Ranura rotuliana más profunda i anatómica. • „Estéril i unitario.	16
11492	Platillo tibial para artroplastia total de rodilla de revisión, con quilla cementada y opción para acoplamiento de vástago de extensión. Componente tibial para uso en cirugías de revisión de prótesis total de rodilla, diseñado para permitir la conexión segura con superficies articulares tipo PS, CPS o CCK. El platillo deberá poseer diseño anatómico (diferenciado para rodilla derecha e izquierda) y	16

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

fabricación en aleación biocompatible de Titanio-Aluminio-Vanadio.

El implante deberá contar con quilla antirrotacional y aletas de estabilización que proporcionen mayor solidez estructural y estabilidad rotacional. Deberá incluir un mecanismo de bloqueo que asegure el acoplamiento firme entre la base tibial y la superficie articular.

La fijación será cementada, permitiendo el uso de aumentos y vástagos de extensión en caso de requerirse por condiciones óseas del paciente.

Características:

- ,,Disponibilidad en 9 tallas o más, para adecuada adaptación anatómica.
- ,,Pendiente posterior: 0°.
- ,,Diseño anatómico: versiones para rodilla derecha e izquierda.
- ,,Fijación: cementada.
- ,,Compatibilidad: con superficies articulares tipo PS, CPS y CCK.
- ,,Material: aleación de Titanio-Aluminio-Vanadio.
- ,,Superficie y acabados: lisos, libres de defectos.
- ,,Estéril y unitario.

11493

Cono de aumento de trabecular metal no cementado.

- 4 tallas (Izquierdas i derechas) en 4 configuraciones: Tibial periférico, Tibial central, femoral metafisario y femoral central.
- Compatible con platillos tibiales revisión y componente femoral revisión.
- Sistema de fijación press-fit al hueso esponjoso o cortical.
- Estéril y unitario.

5

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

11494	- Hemibloque de aumento tibial de 5,10 i 15mm mediales i laterales, 10 tamaños. - Bloc aumento femoral posterior de 5, 10 i 15mm, 7 tamaños. - Bloc aumento femoral distal de 5, 10 i 15mm, 6 i 7 tamaños.	30
11495	Superficie articular de rodilla tipo (CCK) para cirugías de revisión de prótesis total de rodilla, destinada a casos donde ambos ligamentos cruzados están escindidos o se requiere mayor constricción en varo/valgo. Especificaciones técnicas: .Diseño anatómico: compatible con cirugías de revisión, proporcionando estabilidad en todo el rango de movimiento mediante espina central elevada. .Material: polietileno de ultra alta densidad (UHMWPE) enriquecido con vitamina E, resistente al desgaste y biocompatible. .Tallas y grosores: 11 tallas disponibles, cada una con 6 grosores (10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm) para adecuada adaptación anatómica. .Estabilidad: espina elevada que restringe movimientos rotacionales y en varo/valgo. .Mecanismo de fijación: requiere el uso de tornillo de bloqueo para unir vástago, platillo tibial y superficie articular; tornillos incluidos en el envase. .Compatibilidad: debe ser compatible con platillos tibiales y vástagos de revisión tipo CCK. .Superficie y acabados: lisos, libres de defectos y estériles, entregados en envase unitario.	16
11496	Vástago para prótesis de rodilla de revisión. - Vástago cónico de 11 y 14 mm de diámetro, de 30 y 75 mm de longitud. - Vástago recto o offset, liso o estriado, de 10 a 22 mm de diámetro y 135 mm de longitud. - Vástago recto o offset, liso o estriado, de 10 a 16 mm de diámetro y 175 mm de longitud.	20

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Estéril y unitario.

Los set de instrumental tienen que tener su contenedor de esterilización con filtro permanente y la tapa de color verde.

Total lote sin IVA en euros.....	91.360,00
---	------------------

Características técnicas

Procedimiento núm. 26SM0030 PROTESIS DE GENOLL

Lote: PRO019 - ESPONJOSA

Artículo	Características	Unidades
100030724	Hueso humano tricortical de cresta ilíaca deshidratada de 40x25cm, ha de estar formado solo de elementos de hueso estructural (Colageno y la hidroxiapatita natural del hueso). No liofilizado. Estéril y unitario.	18
Total lote sin IVA en euros.....		15.318,00